

**DENTAL CLINIC MANAGER 3.2**

Україна



Призначення:
Програма автоматизації стоматологічної клініки.

Види робіт:


Автоматизація роботи реєстрації.
Повний облік фінансів.
Розрахунок заробітної платні лікарів.
Повні бібліотеки діагнозів, скарг, маніпуляцій, і т.д., що редагуються.
Зберігання та обробка знімків безпосередньо в картці пацента.
Звітність МОЗ України.
Робота в локальній мережі.

Примітки:

Програма Dental Clinic Manager допоможе повністю автоматизувати роботу з пацієнтом у вашій стоматологічній клініці чи кабінеті. Простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс допоможе швидко розігратися з програмою, а вбудовані бібліотеки, що редагуються, зведуть до мінімуму час, що витрачається на заповнення стоматологічної карточки пацента.

Безкоштовна проба-версія на сайті www.dentalsoft.com.ua.

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», м. Одеса, тел. +38 (048) 730-53-89, e-mail: admin@dentalsoft.com.ua, www.infosystems.com.ua

**IPST**

Україна

**1С: СТОМАТОЛОГІЯ****Призначення:**

Програма для автоматизації роботи клініки.

Основні характеристики:

Програма "1С Стоматологія" розроблена як конфігурація, що працює на платформі одного з найбільш відомих і зручних програмних продуктів для організації обліку - 1С: Підприємство 7.7. За її допомогою можна організовувати наскрінний облік від планування робочого часу до створення бухгалтерських і статистичних звітів. Посідання управління лікувальним процесом та адміністративне управління клінікою. Враховує всі етапи роботи клініки. Можливість індивідуального налаштування. Надійно працює в великих комп'ютерних мережах. Інтегрується з базою 1С:Бухгалтерія - зручний інтерфейс. До складу програми входять наступні модулі: розклад прийомів, розрахунок вартості лікування та облік викликаних талонів, картотека пацієнтів. Додаткові функції програми: функція пошуку вільного часу по кожному лікарю. Функція контролю за пацієнтами, які були записані, але не обслуговувались. Функція контролю за пацієнтами, які проходили лікування і на наступний раз не були заплановані. Звіти по списанню матеріалів по кожному з відділень, по прийому кожного лікаря. Довідники по процедурам, товарно-матеріальним цинностям, нормам списання, скаргам, анамнезу.

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ IPST», тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ**T-ХЕЛПЕР**

Росія

**«ПОНЯТНА СТОМАТОЛОГІЯ»****Призначення:**

Інформаційний Пошуковий Мультімедійний Комплекс "ПОНЯТНА СТОМАТОЛОГІЯ".

Основні характеристики:

Задіяна технологія флеш-анімації. ПМК включає в себе більш як 100 анімаційних фільмів. Придбати комплекс можна в будь-якій комплектації, навіть 1 фільм. Є багато цікавих пропозицій!

Розділи:

- Лікування.
- Пародонтологія.
- Косметична стоматологія.
- Протезування.
- Хірургія.
- Ортодонтія.
- Дитяча стоматологія.
- Гігієна та профілактика.
- Закорінення.
- Технології.

Пакети:

- «Заболевання».
- «Технологія».
- «Профгігієна».
- «Профілактика плюс».
- «Понятна Стоматологія – 2005».
- «Понятна Стоматологія – 2006».

В першу чергу ПМК "Понятна Стоматологія" - це маркетинговий інструмент лікаря-стоматолога. Усі фільми створені з метою донести складну інформацію у зрозумілий кожному формі. Багато фільмів представлена у вигляді порівняння різних методів лікування.

Переваги для керівника

Мультимедійний комплекс надає можливість:

- збільшити об'єм послуг, що надаються, в клініці;
- частіше отримувати згоду пацієнта на складні і дорогі послуги;
- скоротити число конфліктних ситуацій між стоматологом і пацієнтом;
- швидше і ефективніше упроваджувати сучасні і складні послуги в клініці;
- попідпити імідж клініки.

Переваги для лікаря-стоматолога

Робота з ПМК «Понятна Стоматологія» дозволяє:

- підвищити цінність роботи стоматолога;
- полегшити спілкування з пацієнтом;
- викликати максимальну довіру пацієнта;
- зняти страх і напругу пацієнта;
- скоротити час переконання пацієнта.

а. при застосуванні нової або складної технології лікування;

б. при дорогої технології лікування.

Переваги для пацієнта

Отримання нової інформації; поліпшення настрою; комфортність в процесі лікування; зняття стресу; упевненість в діях лікаря за рахунок довіри; упевненість у хвалені правильного рішення; усвідомлення наявності права вибору.

Ефективний інструмент спілкування лікаря-стоматолога з пацієнтом для досягнення максимального розуміння сущності запропонованого лікування для отримання інформованої згоди. Використання комплексу надає велику кількість переваг як для керівників клінік, так і для практикуючих стоматологів.

Компанія ДЛВ-ПРОЕКТ, м. Харків, пр. Московський, 94, офіс 106; тел./факс: 8 (057) 754-66-57, 752-52-15; info@dlv.net.ua, www.dlv.net.ua

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ

IVOCLAR VIVADENT 
Ліхтенштейн

ІНСТРУМЕНТ Р1

Призначення: Універсальний інструмент для контурування/конденсації композитних матеріалів.

Примітки: 30 років досвіду.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua

MICERIUM 
Італія

Інstruments for modeling.

Призначення: Інструменти для моделювання.

Комплектація: TEMPMS металева праска для моделювання композитів (грушка, що автоклавується, силиконові насадки 5 шт.), TEMP S силиконові праски на дерев'яних ручках для моделювання композитів для техніков (упаковка 5 шт.), TEMP S силиконові праски на дерев'яних ручках для моделювання композитів (білі, м'які, упаковка 5 шт.), Brush C - пеналик для нанесення рідкотекучих фарб, Brush F - пеналик для формування жувальної поверхні, Brush M - пеналик для моделювання композитів та фарб.

«ЛІГЕЯ» м. Львів, вул. Михайчука, 5-16, www.ligeya.com.ua, e-mail: imartin@ukr.net
тел.: 8 (032) 244-41-02, 8 (067) 335-74-01, 8 (093) 5000-550

TDV 
Бразилія

CONTACT PLUS

Призначення: Інструмент для формування контактних пунктів.

Основні характеристики: Інструмент, спеціально розроблений для формування контактних пунктів із використанням матриц. Робочі поверхні на 100% проводять світло фотополімеризаційну лампу. Це надає можливість полімеризувати матеріал під тиском інструменту.

Комплектація: Contact Plus пропонується в наборі з двох інструментів: один для маленьких порожнин (S), другий - для більших (L).

АНТАС, 02225 м. Київ, вул. Бальзака, 6, секція Б
тел.: 8 (044) 501-62-90, 501-62-91; www.antas.com.ua

МАТРИЧНІ СИСТЕМИ. КЛИНИ

ANGER 
Польща

МАТРИЦІ ЛАВСАНОВІ

Призначення: Матрици лавсанові.

Основні характеристики: Плоскі матриці (луківляні незначних пошкоджень моліарів і премоліарів). Контурні матриці (щільно облягають зуб, і за рахунок жорсткості - стик до деформації під час реставрації). Контурні самозахисні матриці (немає необхідності використання додаткових інструментів для установки та закріплення матриці).

Інструмент для лікування пришлівного каріесу,

Примітки: Залишають після застосування гладеньку поверхню, зручні використання, доступні різні формати розмірів.

COSTA, Україна, Київ, вул. Петровська, 34-А, оф.125, тел.: 8 (044) 33150 36, факс: 8 (044) 467 28 87, тел.: 8 (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

IVOCLAR VIVADENT 
Ліхтенштейн

OPTRASCLUP®

Призначення: Моделюючий інструмент для роботи із композитними матеріалами

Примітки: Два високоякісні інструменти у поєднанні зі спеціальними злегка еластичними моделюючими насадками шести різних форм. Переваги: Понижена прилипливість композиту. Насадки можуть закріплюватися під досвільним кутом. Комбіновані варіанти насадок, можна отримати 15 варіантів індивідуальних інструментів.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua

Dovidnik 
online
www.navistom.net

ANGER 
Польща

ЛАВСАНОВІ МАТРИЧНІ СТРІЧКИ

Призначення: Лавсанові/металеві матричні стрічки.

Основні характеристики: Лавсанові матричні стрічки - альтернатива матрицям. Після застосування залишають гладеньку поверхню. Доступні декілька розмірів.

Металеві матричні стрічки - альтернатива металевим матрицям. Після застосування залишають гладеньку поверхню, щільно фіксуються та не деформуються в процесі реставрації. Доступні декілька розмірів.

COSTA, Україна, Київ, вул. Петровська, 34-А, оф.125, тел.: 8 (044) 33150 36, факс: 8 (044) 467 28 87, тел.: 8 (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

ANGER **AnGer G&A**Польща
КЛІНИ ФІКСУЮЧІ

Призначення: Кліни фіксуючі.

Основні характеристики: Еластичні фіксуючі кліни (легко встановлюються та знімаються, міцно адаптуються під форму зуба, не поглинюють слизи, кров і іншу рідину, не фарбують пломбувальний матеріал).

Світлопроникні кліни (направляють промені в міжзубні зони, попереджуючи усадку та деформацію реставраційного матеріалу).

COSTA, Україна, Київ, вул. Петровська, 34-А, оф.125, тел.: 8 (044) 33150 36, факс: 8 (044) 467 28 87, тел.: 8 (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua



DIRECTA

Швеція
МАТРИЦЯ З КЛІНИМИ

Призначення: Матриця з клінами, попереджує пошкодження суміжних зубів при препаруванні.

Склад і властивості: Попереджує пошкодження суміжних зубів при препаруванні. Чотири види матриці різної товщини та кольору. Металева стрічка матриці виготовлена з нержавіючої сталі.

Примітки: Проста у використанні. Ефективна в роботі.

«ОКСІЯ», м. Київ, тел. (044) 592-00-63, факс (044) 559-10-97, e-mail: oxia@ukr.net

HANNENKRATT 
Німеччина

МАТРИЦІ

Призначення: Матриці

Основні характеристики: Матриці контурні. Матриці стрічкові.

«ОКСІЯ», м. Київ, тел. (044) 592-00-63, факс (044) 559-10-97, e-mail: oxia@ukr.net

Оренда стоматологічних кабінетів і пропозиції з працевлаштування стоматологів і зубних техніків

Подробиці на сайті: www.eddental.h.com.ua
або за тел.: 8 (044) 332-85-87
8 (067) 498-37-15

IVOCLAR VIVADENT 
Ліхтенштейн

OPTRAMATRIX®

Призначення: Ручний інструмент для створення великих та щільних контактних пунктів на бічних зубах.



Примітки: Простий у застосуванні та високоекспективний ручний інструмент для створення великих та щільних контактних пунктів на бічних зубах. Переваги: Щільніші та більші за площею контактні пункти. Дозволяє створити контактний пункт у верхній або нижній третині проксимальної поверхні. Простота застосування.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@teleport.com www.remis.com.ua

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua



IVOCLAR VIVADENT 
Ліхтенштейн

Призначення: Матриця, спеціально розроблена для композитів.

Примітки: Має меншу товщину в області відновлюваного та отвору з боку інтактного контактних пунктів. OptraMatrix випускається двох розмірів (для моліарів і премоліарів), кожен різних форм для мезіально-оклюзійного (МО) реставрації, для дистально-оклюзійний (ДО) реставрації для мезіально-оксолозіонно-дистальног (МОД) реставрації. Переваги: Щільніші та більш за площею контактні пункти. Дозволяє створити контактний пункт у верхній або нижній третині проксимальної поверхні. Простота застосування з використанням традиційного матрицетримана Tofflemire.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@teleport.com www.remis.com.ua

«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua



WALSER DENTAL

Німеччина

МАТРИЧНА СИСТЕМА DR. WALSER

Призначення: Матрична система для всіх груп зубів.

Комплектація: Набір 10 матриць (основні матриці для моліарів та премоліарів) включає: 4 матриці Х-форми + 6 матриць О-форми + матричний лотос + щілці для установки. Набір 18 матриць: 8 матриць Х-форми + 2 фронтальні матриці XF - форми + 8 матриць О-форми. Повний набір 25 матриць. Всі набори комплектуються спеціальним лотком та щілцями для постановки матриць.

Примітки: Встановлення та видалення за декілька секунд. Оптимальна ізоляція порожнин одним руком. Стикає сильно та вдало як коркест. Автоматично пристосовується до конічних форм зуба. Пациєнти можуть зі встановленою матрицею тримати яйця за зубами та навіть прикусувати. Не потрібно ніяких додаткових гвинтів або тримачів матриці. Ідеальний тримач ватних ролів. При використанні цих матриць рідко застосовується кліни, тому що ці матриці максимально відрізняють між собою (товщина однієї шіршила від 0,05 мм), на відміну від твердих систем. Матриці виготовлені з якісної сталі, що дозволяє будь-яку стерилізацію та забезпечує надзвичайно тривалий термін експлуатації матриць (блізько 1,5 року!!!) без втрат еластичності. Щілці для установки матриц можуть застосовуватися для установки клімпів КОФЕРДАМА.

«ДЕНТ ЛЕНД»
Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 e-mail: dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua



GAPADENT 
Китай
ABSORBENT & GUTTA PERCHA PAPER POINTS
Призначення:
Гутаперчеві та паперові штифти.

Основні характеристики:
Гнучкі та пластинні, достатньо жорсткі для введення в кореневий канал.
Рівномірно закатані.
Ретельно градуйовані розміри та конуси.
Кольорове маркування.
Калібровані за ISO.
Типорозміри: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80.

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семиградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25, 738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru, м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 95-А, тел.: 8 (067) 578-53-05

REGARD 
Гарантія Сервис

Качество

Вы знаете нас давно
Доверяете нам сегодня
Мы заботимся о завтра будущем

61068 г.Харьков, ул. Семиградская, 12-А.
тел./факс: (057)703-23-42,703-23-25,738-09-53,
e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua
Филиал:
г.Одесса, ул.Успенська, 47,
тел./факс: (048) 728-68-45,
e-mail: regard-odessa200@mail.ru
г.Запорожье,
ул.Победы, 95-А. тел.: 8 (067) 578-53-05

ВладМіва 
Росія
КАЛЬЦЕСІЛ
Призначення:
В якості лікувальної підкладки для глибоких порожнин під постінні пломби.
Склад та властивості:
Са (ОН), метилсаліцилат, рентгеноконтрастний наповнювач, пастоутворювач, модифікуючі домішки. Хімічного отвердіння. Двокомпонентний.
Примітки:
Присутність волого в порожнині рота прискорює процес підхоплення матеріалу. Перед відновленням анатомичної форми зуба реставраційним матеріалом «Кальце-сіл» додатково закривається полікарбоксилатним чи склоіономірним підкладочним цементом.
ПФ «ДЕНТАЛЮКС», м. Харків, пр. Л. Свободи, 34-148, тел./факс: 8 (057) 337-74-40, 773-25-10, dentaluxtrade@ukr.net, www.dentalux.org.ua, Skype dentalux_ukraine

acurata®
Доставка борів по Києву
Юрій Захарчук
8-067-244-35-42
8-063-604-03-09

HAHNENKRATT 
Німеччина
ШТИФТИ
Призначення:
Штифти

Основні характеристики:
Штифти титанові Exatec
Штифти скловолоконні Cytel

«ОКСІЯ», м. Київ, тел. (044) 592-00-63, факс (044) 559-10-97, e-mail: oxia@ukr.net

НОВИЙ
ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ
NaviStom
індекс передплати 37476

ОМЕГА-ДЕНТ 
Росія
КАЛЬЦИПУЛЬПІН, КАЛЬЦИПУЛЬПІН-Ф
Призначення:
Захисна підкладка на основі гідроксиду кальцію при глибокому карієсі, при випадковому розгині пульпи, а також після її ампутації.
Склад та властивості:
Натрій фтор (лише в складі «Кальципульпін-Ф»); кальцію гідроксид (вищої кваліфікації); цирконію оксид; наповнювач; пластифікатор; пастоутворювач.
КАЛЬЦИПУЛЬПІН ПЛЮС
Призначення:
Захисна самотвердюча підкладка на основі гідроксиду кальція.
Склад та властивості:
паста-А: кальцію гідроксид, наповнювач, пластифікатор;
паста-В: кальцію вольфрамат, кальцію фосфат, саліциловий полімер, наповнювач.
Захищає пульпу від шкідливих впливів, в першу чергу від токсинів мікроорганізмів.
ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семиградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25, 738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru, м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 95-А, тел.: 8 (067) 578-53-05

SybronEndo 
США
GuttaPercha K3
Призначення:
Рентгеноконтрастні універсальні штифти.

Комплектація:
Упаковки по 50 шт.

Примітки:
Рентгеноконтрастні універсальні штифти K3 Gutta Percha – штифти нового покоління з різною конусністю та діаметром для обтурації системи кореневих каналів методом холодної латеральної конденсації та для методу вертикальної гарячої конденсації.

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м.Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

SybronEndo 
США
Autofit
Призначення:
Рентгеноконтрастні гутаперчеві штифти.

Основні характеристики:
Розміри AutoFit GT Gutta Percha: .04, .06, .08, .10, .12

Комплектація:
Упаковки по 50 шт.

Примітки:
Рентгеноконтрастні гутаперчеві штифти AutoFit із за-даною конусністю - визнані лідери для тривимірної обтурації системи кореневих каналів методом вертикальної гарячої конденсації.

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м.Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

МАТЕРІАЛИ ПРОКЛАДОЧНІ ЛІКУВАЛЬНІ

ВладМіва 
Росія
КАЛЬЦЕВІТ
Призначення:
Застосовується у якості лікувальної підкладки при лікуванні глибокого карієсу, постановці пломб зі стійкими пломбувальними матеріалами, для регенерації пульпи при зворотних формах пульпи (травматичного, гостросерозного, хронічного фіброзного).

Склад та властивості:
Са (ОН), пастоутворювач на водній основі, рентгеноконтрастні домішки.

Форма випуску:
Паста/порошок.
Комплектація:
Паста-шприц x 7 г.

ВладМіва 
Росія
КАЛЬЦЕЛАЙТ
Склад та властивості:
Кальцій, який містить підкладочний матеріал. Світлового отвердіння.

Форма випуску:
Паста.

Комплектація:
Шприц x 3,5 г.

ПФ «ДЕНТАЛЮКС», м. Харків, пр. Л. Свободи, 34-148, тел./факс: 8 (057) 337-74-40, 773-25-10, dentaluxtrade@ukr.net, www.dentalux.org.ua, Skype dentalux_ukraine

ОМЕГА-ДЕНТ 
Росія
КАЛЬСЕПТ
Призначення:
Стерильний гідроокис кальцію для заповнення кореневих каналів.

КАЛЬСЕПТ - ЙОДО
Призначення:
Стерильний гідроокис кальцію з йодоформом для заповнення кореневих каналів.
Склад та властивості:
кальцію гідроксид; сульфат барію; стерильний ізотонічний розчин.
Застосовується як внутрішньоканальний медикамент для ендодонтичного лікування інфікованих каналів зубів; для тимчасового пломбування каналів при гранульмах та грануломатозних періодонтитах, з метою дезінфекції каналів, підтримання в них високолужного середовища на рівні РН - 11-12.
Лікувальна прокладка для формування вторинного дентину при глибокому карієсі.
ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семиградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25, 738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru, м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 95-А, тел.: 8 (067) 578-53-05

DMG 
Німеччина
IONOSIT-BASELINER
Призначення:
Фотополімерний композитний прокладний матеріал.
Склад та властивості:
Запатентована технологія DMG.
Контрольоване розширення для компенсації полімеризаційної усадки композитного матеріалу.
Тривале виділення фторидів.
Містить іони цинку, що має бактерицидні властивості.
Відсутнє ручне замішування.
Захищає пульпу на пульпі.
Герметизація дентинних каналіців.
Форма випуску: 20 шприців Saferinge по 0,33 г пасты.

Ionosit®-Baseliner	
Час роботи (сек)	90
Час фотополімеризації (сек)	20
Товщина шару (мм)	1
Рентгеноконтрастність (%)	160
Міцність на стискання (МПа)	130
Міцність на вільні (МПа)	> 60
Модуль еластичності (МПа)	65.000
Міцність на розтягнення (МПа)	34

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65023, м. Одеса, вул. Пастера, 44, тел.: 8 800 505 8 500, факс: 8 (048) 777-30-05
e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

СКЛОІОНОМЕРНІ ЦЕМЕНТИ

**ВладMiBa**

Росія

ЦЕМІЛайн**Призначення:**

Для профілактики вторинного каріесу у якості базової та золотої підкладки під постійні пломби із композитом та амальгамою; для тимчасового пломбування при відстроченому лікуванні ускладнених форм каріесу; для герметизації фіссур.

Склад та властивості:

Хімічного отвердіння. Рентгеноконтрастний. Виділяє іони фтору. Робочий час – 1,5 – 2,0 хв. Час отвердіння від моменту закінчення замішування – 3,0-3,5 хв.

Комплектація:

Порошок – банка x 20 г. Рідина (Флакон №1) x 10 мл. Кондиціонер (Флакон №2) x 10 мл.

Примітки:

Володіє високою біологічною сумісністю із тканинами зуба, механічною міцністю, рентгеноконтрастністю. Добра адгезія до емалі та дентину забезпечує надійне кріплення прилягання. Непроникний для кислот та мономерів, ізолос пульпу зуба від попадання токсинів та інших шкідливих впливів. Пропоноване виділення іонів фтору. Сприяє ремінералізації розм'якшеного дентину, надає бактерицидну дію, ефективно перешкоджає розвитку вторинного каріесу.

Випускається також склоіономерний цемент зі світлового отвердіння «Цемілайн LC».

ПФ «ДЕНТАЛЮКС», м. Харків, пр. Л. Свободи, 34-148, тел./факс: 8 (057) 337-74-40, 773-25-10, dentaluxtrade@ukr.net, www.dentalux.org.ua, Skype: dentalux_ukraine

ВладMiBa

Split cad/cam concept^{NEW} - локальні моделювання та дистанційне експрес-виготовлення всіх видів клінічних і лабораторних конструкцій, з мінімальними фінансовими інвестиціями.

Швидке та маловитратне сканування, максимальний вибір видів конструкцій - краща пропозиція у безметаловому сегменті.

CAD/CAM

ЗУБОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ



**Довершена технологія
виготовлення каркасів
коронок та мостів з
цирконію²**

ZrO₂
цирконію²

Найширший вибір

виробників цирконію
VITA

**Найпривабливіші**

прайс-умови для замовників
знижки до 30%

Найшвидший спосіб

отримання CAD
конструкцій

Гарантована міцність

отриманої конструкції
від 900 до 1200 МПа

Досконалій результат

фрезування без необхідності
подальшої підгонки каркасу

Відсутність залежності

від одного постачальника
матеріалу

Можливість співпраці

з іншими CAD лабораторіями,
оснащеними inLab 3D

ОМЕГА-ДЕНТ

Росія

ГЛАССИН ФІСС**Призначення:**

Склоіономерний матеріал для герметизації фіссур і поглиблень жувальних зубів. Ізоловання поверхонь сильно оголеної шинки зуба. Пломбування некаріозних уражень тканин зуба. Підкладки під пломби всіх видів.

Склад і властивості:

Дрібнодисперсне алюміній-кальцій-лантан-фторкарбонатне скло з рентгеноконтрастними домішками. Рідина – водяний розчин поліакрилової кислоти з органічними присадками. Висока біологічна сумісність з тканинами зуба, хімічна адгезія до дентину та емалі.

Форма випуску:

порошок, рідина.

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057)

703-23-42, 703-23-25, 738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua

Філія: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45,

e-mail: regard-odessa200@mail.ru, м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 95-А, тел.: 8 (067) 578-53-05

ОМЕГА-ДЕНТ

Росія

ГЛАССИН ФІКС**Призначення:**

Фіксаційний склоіономерний цемент хімічного отвердіння для фіксації коронок і мостовидних протезів, а також для фіксації вкладок і штифтів.

Склад і властивості:

Дрібнодисперсне алюміній-кальцій-лантан-фторкарбонатне скло з рентгеноконтрастними домішками. Рідина – водяний розчин поліакрилової кислоти з органічними присадками. Висока біологічна сумісність з тканинами зуба, хімічна адгезія до дентину та емалі.

Форма випуску:

порошок, рідина.

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057)

703-23-42, 703-23-25, 738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua

Філія: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45,

e-mail: regard-odessa200@mail.ru, м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 95-А, тел.: 8 (067) 578-53-05

ПАСТИ ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ

CURADEN Швейцарія

CURAPROX SPP POLISHING PASTE

Призначення: Полірувальна паста.

Склад і властивості: Паста з пемзою. Не містить фтору. Приємний смак жувальної гумки.

ТОВ «Ком-Денталь», тел/факс (044) 501-71-17, 8 (067) 700-76-67
e-mail: info@comdental.com.ua, www.curaprox.ru

DIRECTA Швейцарія

CCS PASTE

Призначення: Кольорова профілактична паста з вмістом фтору 0,1%. Швидке видалення стійкого зубного нальоту і відновлення кольору зубів без особливих зусиль. Захист від пародонтозу та попередження каріесу.

Склад і властивості: 95 г. Захищає від пародонтозу та попереджує каріес. 40, 120, 170, 250 мк – розміри частинок наповнювача. Виготовляється паста чотирьох видів різного кольору з різним абразивним ефектом (заданою зернистістю) на зубну емаль для чищення зубів будь-якого стану.

«ОКСІЯ», м. Київ, тел. (044) 592-00-63, факс (044) 559-10-97, e-mail: oxia@ukr.net

ОМЕГА-ДЕНТ

Росія

ПОЛІРПЛАСТ - D – «ПОПЕРЕДНЯ»

Призначення: Алмазна паста для попереднього полірування композитів і кераміки.**Склад і властивості:** Алмазний абразив, водорозчинна полімерна основа, силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор.**Форма випуску:** 2 шприця по 3 мл пасті.

ПОЛІРПЛАСТ - D – ФІНІШ

Призначення: Алмазна паста для кінцевого полірування композитів і кераміки.**Склад і властивості:** Алмазний абразив, водорозчинна полімерна основа, силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор.**Форма випуску:** 2 шприця по 3 мл пасті.

ПОЛІРПЛАСТ - D - СУХИЙ БЛІСК

Призначення: Алмазна паста для полірування до стану сухого бліску композитів і кераміки.**Склад і властивості:** Алмазний абразив, водорозчинна полімерна основа, силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор.**Форма випуску:** 2 шприця по 3 мл пасті.

ПОЛІРПЛАСТ - Z (ЦИРКОНІЙ)

Призначення: Паста для видалення каменю та кінцевого полірування пломб.**Склад і властивості:** Дрібнодисперсний оксид цирконію, композиційний кварц, водорозчинна полімерна основа, силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор. Знімає зубний камінь, не пошкоджує емаль.

ПОЛІРПЛАСТ - Z+F (ЦИРКОНІЙ + ФТОР)

Призначення: Паста для видалення м'якого нальоту та тонкого полірування емалі.**Склад і властивості:** Дрібнодисперсний оксид цирконію, композиційний кварц, водорозчинна полімерна основа, силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор.

ПОЛІРПЛАСТ - Z+W ДЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ ТА ТОНКОГО ПОЛІРУВАННЯ ЕМАЛІ

Призначення: Зняття м'якого зубного нальоту механічним способом; фторування емалі зубів.**Склад і властивості:** Дрібнодисперсний оксид цирконію, композиційний кварц, перекис карбаміду, амінофлюорид, нітрат калію, водорозчинна полімерна основа, силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор.ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-57, 09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua
Філія: м.Одеса, вул. Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru, м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 95-А, тел.: 8 (067) 578-53-05

УКРМЕДПОСТАЧ



«УКРМЕДПОСТАЧ»

працює на стоматологічному ринку України з 1995 року.

Фірма займається оптовою та роздрібною торгівлею широкого спектру стоматологічних матеріалів та інструментарію.

«УКРМЕДПОСТАЧ»

офіційний постачальник продукції таких виробників, як:



Dentsply Limited (США, Німеччина) – стоматологічні матеріали, керамічні маси та зуботехнічні матеріали Ceramco3



Maillefer Instruments (Швейцарія) – ендодонтичний інструментарій



Spofa Dental (Чехія) – стоматологічні матеріали



VOCO CmbH (Німеччина) – стоматологічні матеріали



Degudent (Німеччина) – керамічні маси та зуботехнічні матеріали



KerrHawe (Італія) – стоматологічні матеріали



Zhermack (Італія) – стоматологічні матеріали

В офісі фірми в Києві працює виставка-магазин з продажу представленої продукції.
Доставка товарів по м.Києву та по Україні.

Наша адреса: Україна, 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 18

Тел./факс: +38 (044) 455-51-22, 456-28-01

e-mail: info@dental-depo.com.ua

www.dental-depo.com.ua

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн
PROXYT®

Призначення: Пасті з заданими значеннями абразивності.

Примітки: Proxyt RDA 83/RDA 36/RDA 7 (RDA/REA - Relative Dentin Abrasion/Relative Enamel Abrasion) для чищення та полірування зубів та реставрації. RDA 83, груба зернистість (синій колір). Видалення змін у колірі RDA 36, середня зернистість (зелений колір). Видалення нальоту RDA 7, дрібна зернистість (рожевий колір). Видалення нальоту та остаточна польовка. Переваги: Містить кислі і фтор. Зручні пластикові туби. Не розбрикується. Свіжий м'який смак.

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua

СИСТЕМИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ТА ПОЛІРУВАННЯ



«ДЕНТ ЛЕНД» м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел.: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 e-mail:dentland@optima.com.ua, www.dentland.com.ua



«ЛІГЕЯ» м. Львів, вул. Михайла Чупринки, 5-15, www.ligeya.com.ua, e-mail: lmartin@ukr.net тел.: 8 (032) 244-41-02, 8 (067) 335-74-01, 8 (093) 5000-550



«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua



«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua



«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua



«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@teleport.com www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЕНДОДОНТІЇ

АПЕКСЛОКАТОРИ



АВЕРОН

Росія
OK 2.1

Призначення: Алекслокатор автономний.

Основні характеристики: Мікрострум через пацієнта: менше 30 мА; Живлення від 2-х батарей AAA 1,5 В; Габарити: 60x 25x105 мм. маса: 0,1 кг; Гарантія: 3 роки.

Примітки:

Ознака досягнення апікального звуження в сухому або вологому каналі. Звукове та світлове відображення світлодiodами положення інструменту в каналі відносно апексу. Автоматичне вимінання точкою шкали індикації при наблизенні до апікальної області. Калібрування індикації положення апексу. Проста стерилізація легкозонімних електродів. Енергозберігаючий режим - автоворимкнення через 1 хв. після від'єднання від пацієнта. Індикація розряду батарей.

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25, 738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua
Філія: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru, м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 95-А, тел.: 8 (067) 578-53-05



GEOSOFT

Росія
ENDOEST APEX-01

Призначення: Прилад для алекслокациї.

Основні характеристики: Багаточастотний принцип вимірювань в будь-якому середовищі діапазон 0-2 мм товщини $\pm 0,1$ мм. Графічна і звукова індикація. Індикація вологості каналу. Режим енергозбереження. Функція формування апікального уступа.

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 e-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua



GEOSOFT

Росія
ENDOEST-3D

Призначення: Прилад для алекслокациї.

Основні характеристики: Порівняно з EndoEST APEX-01 дві додаткові функції: електроодонтодіагностика, вимірювання товщини шару надпульпарного дентину.

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 e-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua



GEOSOFT

Росія
ENDOEST APEX-02

Призначення: Прилад для алекслокациї.

Основні характеристики: Порівняно з EndoEST APEX-01 додаткові функції: великий графічний діплей, числові, графічна і звукова індикація, автоматичне вимінання при введені файлу в канал; 2-ступеневе енергозбереження.

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 e-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua



GEOSOFT
Росіяendo
APEX EST
endo
3D EST**ENDOEST APEX-02, ENDOEST-3D**

Призначення:
Прилад для алекслокації.

Основні характеристики:

Багаточастотний принцип локалізації apex – гарантована точність вимірювань в будь-якому середовищі. РК-дисплей. Числова, графічна, світлова та звукова індикація результатів вимірювань. Автоматичне вимикання при введенні робочого файлу в канал зуба. Індикація рівня вологості каналу. 2-ступінчастий режим енергозбереження. Функція формування апікального виступу. Живлення: алкалайні батарейки (AA 4x1,5 В). Діапазон вимірювань: від 3,5 до 0. Точність вимірювань: в апікальній зоні: +/- 0,1. Габаритні розміри, мм: 140x100x70.

***для ENDOEST-3D**

Електроендодіагностика – визначення клінічного стану пульпи зуба з індикацією орієнтовного діагноза. Вимірювання товщини шару надпульпарного дентину вітальних зубів при визначені глибини препаратування зубів під сушильноліти та керамічні незнімні протези. Діапазон «діагностичних струмів» в режимі ЕОД, мА – від 0 до 199.



АТЗТ «ДЕНТА-З» м. Київ, вул. Олегівська, 36, тел.: 8 (039) 200-18-72, 8 (039) 200-18-75, факс: 8 (044) 361-03-46, e-mail: denta3@mail.ru

**MORITA**

Японія

DENTAPORT**Призначення:**

Алекслокаатор з ендоаконечником.

Основні характеристики:

Швидкість обертання: 50-800 об./хв. Мініатюрна головка наконечника. Кольоворовий дисплей. Звукова індикація. Точність вимірювання як у сухих, так і у вологих каналах. Вибір швидкості обертання файлів. Автореверс, або зупинка файла. Спосіб лінення швидкості обертання файлів при входженні до верхівки кореня. Система автоконтролю (автостарт, автостоп, автореверс).

Примітки:

Можливість підключення фотополімерної лампи.
Можливість встановлення обертового моменту.
Забезпечує високоточні та абсолютні виміри.

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ»
тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua

**MAXIMUM DENTAL**

США

ENDOMAX SMARTMAX**Призначення:**

Ендодонтичний прилад для для механічної обробки каналів кореня зуба з використанням Ni-Ti файлів будь-яких систем і виробників.

Основні характеристики:

Велика сила обертового моменту(торку) 25 Н/см для імплантології.
Програмне встановлення швидкості обертання файлів: 125, 375, 500, 625 об./хв.

Можливість паралельної роботи з алекслокаатором.

Пониження створює електричний мікромотор (16:1), в якості наконечника використовується простий кутовий наконечник 1:1 (на відміну від більшості ендомоторів, де використовуються дорогі понижуючі наконечники, а не понижуючі мікромотори).

Проста сенсорна панель управління.

Великий рідкокристалличний екран.

Працює як з педаллю, так і без неї.

Працює від вбудованої батареї.

Можливість роботи під час зарядження.

Автоматичний контроль моменту обертання, функція автореверс і автостоп.

Коли навантаження на файл досягає свого критичного значення, спирається функція автостоп (попереджує заклиновання файла в глибині кореневого каналу та значно зменшує вірогідність поломки файла через надмірний обертовий момент). Далі спирається функція авто-реверсу (мотор наконечника після зупинки починає обертатися в зворотному напрямку, функцію автореверс можна вимкнути). Тобто відбувається постійне порівняння значень струму, що проходить по обмотці двигуна, величина якого пропорціональна обертовому моменту, що застосовується до файла. В залежності від форми та розміра файлів, наявності кривизни в каналі та інших факторів відбувається регулювання обертового моменту до повної зупинки (або обертання в зворотному напрямку).

«ОРТО-ДЕНТ ХАМАДА», м. Одеса, Олександровський проспект 14
тел.: (0482) 34-35-79, 49-66-08, 42-91-99, e-mail: office@hamada.com.ua, www.hamada.com.ua

Серія приладів ENDOEST



Шлях до вершин ендоdontії

АТЗТ «ДЕНТА-З»
м. Київ, вул. Олегівська, 36
тел.: 8 (039) 200-18-72
8 (039) 200-18-75
факс: 8 (044) 361-03-46
e-mail: denta3@mail.ru

NSK
Японія**IPEX****Призначення:**
Апекслокатор.**Основні характеристики:**

Точне вимірювання довжини кореневого каналу, зокрема сухого, вологого та такого, що кровоточить.
Автоматичний вибір найкращої комбінації частот.
Автоматичне відключення.
Великий висококонтрастний дисплей.
Звукове сигналізування з можливістю регулювання гучності.
Живлення від батареї типу AAA 1,5 В.
Час роботи від батареї: приблизно 50 годин.
Розміри: Ш80 x Г80 x В95 (мм).
Вага блоку: 185 г.

Комплектація:

Блок iPex. Зразок. Зажим файлу (3 шт.). Загубний електрод (3 шт.). Подовжувач. Марганцеві батарейки типу AAA (4 шт.).

ТОВ «УКРМЕД ДЕНТАЛ», м. Київ, вул. Довженка, 18, тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60, e-mail: dental@ukrmed.net, www.ukrmed-dental.com

NSK

NOUVAG
Швейцарія**TCM ENDO V (АРТ. № 1534)****Призначення:**

Ендомотор з вбудованим апекс-локатором TCM Endo V призначений для механічної обробки каналів кореня зуба з використанням Ni-Ti файлів (360°) будь-яких систем та виробників.

Основні характеристики:

TCM Endo V обладнаний такими засобами автоматичного контролю:
 - Автоматичний контроль обертального моменту – спеціальна функція, яка попереджає поломку файлу. Коли досягається вибрана межа обертального моменту, мотор робить одне обертання в зворотному напрямку, після цього повертається до обертання в попередньому напрямку.
 - Автоматичний контроль обертання інструменту відповідно до відстані від апекса.
 Реалізований трьома способами:
 - «Авто сповіщення» - сповільнення обертання до 150 об./хв.
 - «Авто реверс» - перемикання на обертання в зворотному напрямку.
 - «Авостоп» - зупинка мотору.

Досягнення заданої відстані до апекса позначається звуковим сигналом незалежно від того, чи вибраний якийсь режим автоматичного керування.
Вбудований апекслокатор не потребує ручного калібрування, працює як в сухому, так і у вологому середовищі.

Можливі значення обертального моменту: 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 Н.см.

Діапазон швидкості обертання: 150-2000 об./хв.

Точність вимірювання апекслокатора = 0,1 мм.

Комплектація:

Головний модуль (арт. №: 1524).
Мікромотор (арт. №: 1695).
Ендодонтичний наконечник 8:1 (арт. №: 1697).
Педаль увімкнення / вимкнення (арт. №: 1292).
Загубний контакт (арт. №: 2290).
Пристрій для тестування апекс-локатора.



SybronEndo

США

DIAGNOSTIC**Призначення:**

Апекс-локатор з вбудованим пульп-тестом

Основні характеристики:

Найновіша технологія цього пристроя дозволяє отримувати точні результати вимірювання у вологому каналі, в присутності гіпсокориту натрію, анестетиків, алкоголя, ЕДТА, крові, гною та інших розчинів, а також в присутності мертвих пульп.

Комплектація:

Прилад Diagnostic, зарядний пристрій, провід до аналогового дисплею, акумуляторна батарея, зонд для визначення алкального отвору, тримач файла, зонд до пульпестера, зонд до пульпестера (для зубів під коронкою), провідник до тримача файла та пасивного електрода, інструкція на українській мові.

SybronEndo
A DIVISION OF SYBORN DENTAL SPECIALTIES

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

ЕНДОМОТОРИ



КОМПАНІЯ «САТЕЛЛІТ»

Україна

MULTIBOR-QUASIENDO**Призначення:**

Бормашина універсальна переносна з ендодонтичними функціями

Основні характеристики:

Робота в режимі звичайної бормашини - режим «Terapevt», 0-35000 об./хв. – з мікропроцесорним регулюванням обертів і максимального моменту. Робота в режимах «Endo» та «Togue» звичайними терапевтичними наконечниками з передаточним числом 1:1 різних виробників. Робота як у стаціонарних умовах, так і в умовах вилідного прийому пацієнтів.

Програма «Terapevt» відповідає загальноприйнятому режиму роботи терапевтичної бормашини з м'якими передачами процесами та управлінням як педаллю, так і руково.

Програма «Togue» - програма пониженої швидкості та підвищеної моменту обертання, з можливістю їх оперативного регулювання. Повністю автоматичний реверс інструменту за командою мікропроцесора під час зупинки інструменту в каналі.

Програма «Endo» відрізняється від програми «Togue» наявністю автоматичного реверсу інструменту за командою лікаря.

КОМПАНІЯ «САТЕЛЛІТ»,
м. Одеса; тел./факс +38 (048) 722-0000 multibor@satellite-plus.com, www.fotomonitor.com

endo APEX EST 3D EST



GEOSOFT

Росія

ENDOEST MOTOR**Призначення:**

Ендомотор.

Основні характеристики:

Комплексний ендодонтичний пристрій для обробки каналів зубів Ni-Ti інструментами провідних світових виробників із одночасною локалізацією верхівки кореня зуба.

«CATVA», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 e-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua



NSK

Японія

ENDO-MATE DT**Призначення:**

Електричний ендодонтичний мікромотор.

Основні характеристики:

Апарат працює від вбудованого акумулятора. Час повного заряду батареї - 5 годин. Час роботи від повної зарядженості батареї - до 2-х годин (в залежності від навантаження). Наконечник з мікромотором та двохважінним вимикачем комплектується змінною головкою з редукцією 16:1. Змінна головка фіксується у наконечнику в 6 положеннях через кожні 60° по колу. Вимикання та вимикання мікромотору виконується кнопкою на наконечнику двома варіантами. Передбачена також можливість підключення педалі (постачається окремо). Легкий наконечник (92 г) зі зручним вимикачем. Великий рідкокристалічний екран. Вибір варіантів автореверса. Діапазон швидкостей від 100 до 13 000 об./хв. Діапазон значень обертового моменту (торку) від 0,6 до 5,2 Н.см. 9 програм.

ТОВ «УКРМЕД ДЕНТАЛ», м. Київ, вул. Довженка, 18, тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60, e-mail: dental@ukrmed.net, www.ukrmed-dental.com



SATVA

Україна

C-SMART-1**Призначення:**

Ендодонтичний мікродвигун з вмонтованим акселератором, призначений для обробки каналів коренів зубів.

Основні характеристики:

Мікропроцесорне управління дозволяє якісно сформувати канал кореня зуба для подальшого пломбування і поглиблює роботу лікаря стоматолога в цілому. Можливості: великий рідкокристалічний дисплей з відображенням усієї необхідної інформації; 9 різних режимів роботи; 9 програм з різними швидкостями обертання і обертаючими моментами, значення яких можуть бути перепрограмовані; автоматичні стоп та реверс, режим роботи твіст, при досягненні інструментом граничного моменту; автоматичні старт та реверс; можливість формування алкального уступу; автоматичний старт; Li-ion акумулятор з великим емкістю; можливість роботи від акумулятора і мережі; використовує стандартний мікродвигунний наконечник 1:1; автоматичне вимикання та збереження даних.

«CATVA», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 e-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

NSK

SATVA

**SATVA**

Україна

C-SMART**Призначення:**
Ендодонтичний мікродвигун призначений для обробки каналів коренів зубів.**Основні характеристики:**

Мікропроцесорне управління дозволяє якісно сформувати канал кореня зуба для подальшого гломбування і полегшує роботу лікаря стоматолога в циліндрі.
Можливості: простота операції завдяки дисплею, отримуєте що бачиш; 5 режимів роботи, які дають можливість регулювати швидкість в діапазоні від 125 до 625 об/хв.; коли крутний момент перевищує встановлене значення, файл буде реверсувати для уникнення поломки; Ц-іон акумулятор з великою емкістю, можливість роботи від акумулятора і мережі, використовує стандартний мікродвигунний наконечник 11; автоматичне вимкнення та збереження даних.

SATVA

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 e-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

АПАРАТИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ**GEOSOFT**

Росія

ENDOEST E**Призначення:****Основні характеристики:**

Усі функції AE 01 EndoEST за виключенням апекслокатора.

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 e-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

**GEOSOFT**

Росія

AE 01 ENDOEST**Призначення:**
Багатофункціональний пристрій.**Основні характеристики:**

Багатофункціональний пристрій;
апекслокатор;
ЕОД (електроодонтодіагностика);
депофарез;
андона стерилізація;
електрофарез.

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 e-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

**GEOSOFT**

Росія

AOD 01 PULP EST**Призначення:**
Прилад для ЕОД електроодонтодіагностики.**Основні характеристики:**

Прилад для ЕОД електроодонтодіагностики;
інтаکтний зуб;
карієс;
пульп;
перкорз;
періодонтит.

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 e-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

**SCHLUMBOHM GMBH & CO.KG**

Німеччина

ENDOPILOT**Призначення:**
Багатофункціональний пристрій для всіх етапів ендодонтичного лікування.**Основні характеристики:**

Вбудований у наконечник апекс-локатор.
Функція «My File» (швидкість обертання: 200-1000 об/хв., торк: 0,2 – 5,0).

Примітки:

Вбудований у наконечник апекс-локатор дозволяє контролювати просування інструменту під час обертання файлу в кореневому каналі і зупинитись при дослінні верхівки. Усі популярні системи файлів внесені в базу даних (з рекомендованими параметрами торку та швидкості обертання) і можуть бути обрані на великому сенсорному екрані. Последовність використання файлів в обраній системі відображається на екрані. Функція «My File» допомагає створити і зберегти індивідуальні установки. Система гарячої конденсації гутаперчи: Down-pack – заповнення верхівкової третини каналу і Back-fill – середньої та устрової третин каналу.

Проводимо курси з ендодонтії.

**SybronEndo**

США

ELEMENTS ULTRASONIC ENDO SCALER**Призначення:**
Ультразвукова система з наконечником, застосовується в пародонтології і мас-

спеціальні застосування для ендодонтичного лікування.

Основні характеристики:

Ергономічне виконання, в поєднанні з мікропроцесорним контролем частоти п'єзелектричних коливань, забезпечує широке клінічне застосування. Великий інформативний цифровий дисплей.

Примітки:

П'єзелектричний перетворювач пристосований до стерилізації в автоклаві, має перемикач для «сухої» та «вологої» праці. Три програми з регульованою 15-ступеневою потужністю для різного виду вірувань. Регулювання кількості подачі води.

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

АПАРАТИ ДЛЯ ОБТУРАЦІЇ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ**META BIOMED** **МЕТА****E&Q PLUS (прозрачна), E&Q WIRELESS (безпровідна)****Призначення:**
Системи тривимірної обтурації кореневих каналів гутаперчю.**Основні характеристики:**
Система 2 в 1.
Герметизація за допомогою тривимірного гломбування (повна обтурація, включаючи латеральні канали).
Апікальний контроль.**Примітки:**

Найкраще співвідношення ціни та якості.

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ»
тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua**Obtura Spartan**

США

SPARTAN MTS**Призначення:**

Для ендодонтичного лікування без застосування водяного охолодження (розпломбування кореневих каналів, видалення уламків зламаних інструментів з каналу, облітерування каналів, активізації гіпохлориту на-трія в каналі); в пародонтології (зняття зубних відкладень, гладізування кореня при пародонтологічних віруваннях); в терапії (для мікропрепарування каріозних порожнин, тунельного препарування); в мікрохірургії (підготовка апікальної частини кореня для ретроградного пломбування).

Комплектація:

Електронний блок управління, один наконечник для енд- або один наконечник для періо (на вибір), педаль, інструкція – українською мовою, CD.

Примітки:

Ергономічний сучасний дизайн з мікропроцесорним управлінням, передня панель покрита спеціальною мембрanoю для легкого управління та належної антисептичної обробки. Сенсорний контроль вимикає охолодження для можливості «сухої» праці.

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua



НОВИЙ
ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ
NaviStom
Індекс передплати 37476



OBTURA CORPORATION

США

OBTURA III

Призначення:

Прилад для 3-вимірної обтурації системи кореневих каналів термопластичною гутаперчою або матеріалом RealSeal, який значно покращує результати лікування кореневого каналу і є цінним інструментом для ендодонтів та загальних стоматологів.

Основні характеристики:

Блок керування: електронний блок керування подає електроенергію низької напруги, котра необхідна для розігрівання гутаперчі в камері нагрівання наконечника, а також стежить за температурою в камері підігріву так, щоб вона утримувалася на встановленому рівні постійно.

Комплектація:

Блок управління.
Спеціальний наконечник.
Адаптер.
Підставка.

Набір аксесуарів:

набір голок срібних №20 (6 шт.);
набір голок срібних №23 (6 шт.);
гутаперча в палетах (100 шт.);
додаткова гайка до голки (1 шт.);
запасна пластикова втулка до пистолету (1 шт.);
універсальний ключ, запасний ущільнювач до поршня.
Інструкція з експлуатації - українською мовою.

Примітки:

Obtura III також часто використовується для обтурації кореневого каналу після введення майстер-шифта, який ущільнює верхівку кореня і сконденсований вертикально. Однак приблизно половина всіх користувачів Obtura III використовує цей прилад як єдиний для обтурації кореневих каналів.

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua



АПАРАТИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ

MAXIMUM DENTAL

США

CANAL CLEANMAX

Призначення:

Наконечник для гідродинамічного очищення, промивання та дезінфекції кореневих каналів.

Основні характеристики:

Три пристрій в одному: одночасне промивання, всмоктування (рідин у каналі) та просушування кореневих каналів. Насадки, що автоклавуються. Тонка гнука трубка для всмоктування засобу, що використовується для промивання каналів (змішує з водою, створюючи ефект водовороту). Потім відбувається аспирація води, крові і т.д. Завершальний етап - продувка та просушка каналу.



«ОПТО-ДЕНТ ХАМАДА», м. Одеса, Олександрівський проспект 14

Тел.: (0482) 34-35-79, 49-66-08, 42-91-99, e-mail: office@hamada.com.ua, www.hamada.com.ua

ІНСТРУМЕНТИ ЕНДОДОНТИЧНІ

ACURATA

Німеччина

ЕНДОДОНТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ РУЧНИЙ ТА МАШИННИЙ

Призначення:

Ендодонтичний інструмент ручний та машинний.

Основні характеристики:

Матеріал: нержавіюча сталь або нікель-титановий сплав.
Вид інструменту: Hedstrom Files, K-Files, K-Reamers, Spreader, drill B1, Gates, Root filler

Примітки:

Кольорове маркування по ISO, силиконові стопери, обережна обробка каналів



«ДЕНТ ЛЕНД» м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 e-mail:dentland@optima.com.ua, www.dentland.com.ua



SybronEndo

США

ELEMENTS OBTURATION UNIT



A DIVISION OF SYBRON DENTAL SPECIALTIES

Призначення:

Для трьохвимірної обтурації системи кореневих каналів термопластичною гутаперчою або матеріалом RealSeal.

Основні характеристики:

Прилад поєднує в собі революційний апарат System-B (для вертикальної гарячої конденсації гутаперчі чи резілону технікою downpack) та однокартриджний екструдер для подачі в кореневий канал розігрітого матеріалу (технікою backfill). Наконечник від System-B миттєво нагрівається і охолоджується при натисканні відповідної кнопки. Електронний прилад Elements Obturation Unit дає можливість заповненню системи кореневих каналів гутаперчою або іншим синтетичним наповнювачем з одночасним точним контролем температури та швидкості. Наконечник екструдера має лише один картридж з пломбувальним матеріалом.

Комплектація:

Блок управління. Спеціальний наконечник - System-B. Спеціальний наконечник - Extruder. Адаптер 220B, інструкція на українській мові, CD.

Примітки:

Elements Obturation Unit повністю автоматизований прилад, для всіх видів гутаперчі та для синтетичних матеріалів, типу Real Seal, у якому можна, з великою точністю, задати потрібну температуру та швидкість виконання операції.

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua



SybronEndo

США

SYSTEM - B



A DIVISION OF SYBRON DENTAL SPECIALTIES

Призначення:

Прилад для трьохвимірної обтурації системи кореневих каналів термопластичною гутаперчою або матеріалом RealSeal.

Основні характеристики:

Блок управління, ручне регулювання потужності та температури. Робоча температура: від 160 до 200 °C. Максимальна температура: 600 °C. Час нагрівання: до 1с. Потужність: 20Вт. Параметри напруги: 220В, 50Гц. Прилад працює від акумуляторних батарей з можливістю багаторазової зарядки. Спеціальний наконечник. Плагера різної конусності та діаметра.

Комплектація:

Блок управління. Спеціальний наконечник. Додаткова контактна пружина, 4 плагера. Зарядний пристрій, інструкція - українською мовою.

Режим роботи:
Термопластична гутаперча або RealSeal визначену конусністю припасовується і розігрівається в кореневому каналі спеціальним плагером (процес активується натисненням пружини на наконечник). Розігрітий матеріал розлітається під дію гідродинамічних сил, заповнюючи апікальну дільну, всі додаткові і латеральні канали.

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua



SybronEndo

США

TWISTED FILES (TF)

Призначення:

Нікель-титанові інструменти для обробки кореневих каналів, використовуючи проходження тільки одним файлом.

Основні характеристики:

TF успішно зберігають у процесі обробки природну анатомічну форму кореневого каналу. Виготовлений, спочатку методом нагрівання, потім охолодження та послідовного скручування в нікель-титанового сплаву. TF має значно більший спір, що до торсійного та цикличного навантаження, кращі ріжучі властивості та гнучкість по відношенню до інших ротаційних систем. Скручування відбувається уздовж структурних ниток металу, тим самим виключається утворення мікротріщин уже на початковому етапі виготовлення.

Примітки:

TF представлена п'ятьма конусностями: .12, .10, .08, .06, .04 з фіксованими розмірами верхівки інструмента 0,25 мм та довжиною 23 і 27 мм. За допомогою TF можна здійснити інструментальну обробку дуже закривлених кореневих каналів, з мінімальним ризиком поломки інструмента, використовуючи, в більшості випадків, тільки один файл.

TWISTED FILES

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua




МЕТА
 META BIOMED КОРЕЯ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕНДОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Повний спектр матеріалів для ендодонтичного лікування. Гутаперчеві та абсорбуючі палетрові штифти (стандартної та спеціальної конусності). Гідроксидальцеві пасті: Metaper, Metapaste, ADSEAL: сілігер для кореневих каналів на основі смоли, ZOBSEAL: сімлер для кореневих каналів на основі оксиду цинку. Tempfil: гідрофільний тимчасовий реставраційний матеріал.

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ IPST»,
тел./факс: +38 (044) 234-43-00
e-mail: ipst@ipst.com.ua, www.ipst.com.ua


KOHLER
Німеччина
KOHLER

Призначення:
Хірургічні та імплантологічні інструменти.

Основні характеристики:

Виготовлені з відбірних високоякісних сплавів з нержавіючої сталі, вольфраму, нікелю та титану.

Примітки:

- світовий лідер у виробництві високоякісних стоматологічних інструментів;
- довгочасна гарантія на хірургічні інструменти;
- виробник кожного інструменту виконується вручну протягом 4-6 тижнів;
- унікальні імплантологічні інструменти;
- постачання в більш ніж 70 країн світу.

ТзОВ «Медична фірма «Аква-Віта», м. Львів, тел./факс: (0322) 63-14-80, 64-87-67, 23-43-47, www.akavita.com.ua

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ХІРУРГІЇ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ

ТОВ «КОНМЕТ»
Росія
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ГВИНТИ ДЛЯ АУГМЕНТАЦІЇ

Призначення:
Інструментарій та гвинти для фіксації кісткових блоків та мембрани.

КОНМЕТ
Основні характеристики:

Гвинти фіксуючі з чистого титану (стандарт ASTM F 67-00), діаметром 1,5 і 1,2 мм, з різними довжинами.

Примітки:

Міцна фіксація гвинтів на викрутці.
Титанова касета-стерилайзер для зручного зберігання і стерилізації гвинтів.
Свердла для прямих і кутових наконечників.

ТОВ «МЕГАМЕД»

вул. Р. Люксембург, 57, м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700 тел./факс: 8 062 49 234 67 e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua


AESCLAP®
Німеччина
ХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Призначення:
Хірургічні інструменти для роботи з твердою, м'якою тканиною, закритого, відкритого синус-ліфтингу, ущільнення та розширення кістки.

Основні характеристики:

Матеріал: нержавіюча сталь.
Рукоятки: ERGOPLANT
Стерилізація: в автоклаві 134°C.

Примітки:

Разом з др. др. Андресом Штікером, Університет Фрайбург (Німеччина), був спеціально розроблений інструментарій для стоматологічної хірургії та імплантології з метою покращити робочу частину та рукоятку для безпечної, ефективної роботи, що не призводить до втоми користувача.

ТОВ «БФІ БІОЛОГІЧНО-ФІЗИЧНИ ІМПЛАНТАТИ»

03028, Київ, пр. Науки, 33-А, оф. 1, тел./факс: +38 (044) 502-34-70, моб. 8 (067) 409-53-70, e-mail: a.lebedko@bpi-implants.com; Internet: www.aesculap-dental.com

AESCLAP®
DIRECTA
Швеція

ЛЮКСАТОРИ

Призначення:
Періодонтальні елеватори для акуратного, безболісного видалення зубів.

Основні характеристики:
Незамінний при використанні в імплантології.

Періодонтальні елеватори для акуратного видалення зубів.

Матеріал: особливо міцна сталь.

Завдяки спеціальному заточуванню спрощують процес видалення зуба.

Доступні сімнадцять різновидів.

Ергономічний дизайн рукоятки, який надзвичайно збільшує ефективність при мінімальних зусиллях та дискомфорті, доступні разом з контейнером-фіксатором.

НОВИЙ
ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ
NaviStom

Індекс передплати 37476

«ОКСІЯ», м. Київ, тел. (044) 592-00-63, факс (044) 559-10-97, e-mail: oxia@ukr.net

www.navistom.net
УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ

ACTEON GROUP
Франція
IMPLANT CENTER

Призначення:
Ультразвуковий генератор з функціями Plezotome II-Surge (комбінований прилад).

Основні характеристики:

3 режими: Plezotome - передімплантана хірургія, I-Surge - імплантана хірургія, Newtron - профілактика імплантатів. Мінімальна частота коливань: 28-36kHz. Імплант Центр поєднує в собі краще з ультразвуковими і моторними технологіями для імплантології та хірургії, а також догляд за імплантатами. Унікальний, потужний і безпечний. Високий і стабільний обертовий момент наявні за низької швидкості (встановлено обертовий момент 6 Нм в діапазоні від 100 до 40 000 об/хв.). Швидкий, безпечний і точний вибірковий розріз (збереження м'яких тканин в режимі Ptzotoma). Також призначений для традиційного лікування та догляду за імплантатами. Екран 5.1" LCD, висувається. Два безшумні перистальтичні помпи з подачею акуратної та точно напорної течії розчинів (немає ризику виникнення некрозу).

Примітки:

Пізохірургія - нові можливості съогоріння для сучасного хірурга!

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ IPST», тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua

www.navistom.net


NSK
Японія**SURGIC XT, SURGIC XT PLUS**

Призначення:
Фізіодиспенсери.

Основні характеристики:
Максимальна потужність, обертовий момент: 210 Вт., 50 Н/см.
Максимальна потужність насосу: 75 мл/хв.
Число програм: 10.
Швидкість двигуна: 200 - 40 000 об./хв.
Освітлення 25 000 люкс (тільки у моделі SURGIC XT PLUS).
Багатофункціональна ножна педаль (регульовання швидкості, охолодження, напрямку хода).

Комплектація:
SURGIC XT: пристрій керування, мікродвигун з кабелем 1.8м, кутовий наконечник SGM-E20RI (20:1), педаль керування та інші аксесуари.
SURGIC XT PLUS: пристрій керування, мікродвигун з оптикою та кабелем 1.8м, кутовий титановий наконечник з оптикою TI-SG20L (20:1), педаль керування та інші аксесуари.

ТОВ «УКРМЕД ДЕНТАЛ», м. Київ, вул. Довженка, 18, тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60, e-mail: dental@ukrmed.net, www.ukrmed-dental.com



«Максимум для стоматології» м.Київ, пров. Тбіліський, 4/10, оф.117 тел.: 8 (044) 501-22-14; 228-08-67



ХІРУРГІЧНІ АСПІРАТОРИ

NOUVAG
Швейцарія**VACUSON 40 (арт. № 4221)****Призначення:**

Універсальний хірургічний відсмоктувач Vacuson 40 — це компактний і потужний пристрій, призначений для застосування як в стоматології, так і в загальній хірургії та імплантології. Також Vacuson 40 застосовується в гінекології, палатах інтенсивної терапії, при реанімаційних заходах, ендоскопії, ЛОР-хірургії, у палатах реабілітації пацієнтів.

Основні характеристики:

Керування відсмоктуванням може здійснюватися регулятором інтенсивності відсмоктування, педально вимкнення/вимкнення та педально з плавним регулюванням інтенсивності відсмоктування.

Інтенсивність відсмоктування — 40 л повітря за хвилину.

Вакуум — 0,9 бар.

Регулятор інтенсивності відсмоктування з вакуумметром 0-1 бар.

Об'єм збірника — 2 л або 5 л.

Автоматичний захист від переповнення.

Споживана потужність — 185 Вт.

Розміри, мм (ШхВхГ) — 290 x 280 x 360.

Комплектація:

Відсмоктувач (арт. № 4211).

Антибактеріальний фільтр (10 шт.) (арт. № 4246).

Силіконові трубки Ø 8 x 14 мм (арт. № 4076).

Кабель живлення 5 м.

Опціоно:

Педаль вимкнення/вимкнення (арт. № 1484).

Педаль з плавним регулюванням інтенсивності відсмоктування (арт. № 4242).

Тримачі для трубок з кабелем (арт. № 4118).

Полісульфоновий збірник, 2 л (арт. № 4052).

Кришка-клапан із захистом від переливання (арт. № 4058).

Система одноразових смісниць (Monokit).

Примітки:

Vacuson 40 простий в експлуатації та обслуговуванні, надійний і потужний, наявність антибактеріального фільтра забезпечує гігієнічність при застосуванні.

Vacuson 40 може комплектуватися сміснисто-збірником із попільсультфону, яка має підвищенну механічну міцність та придатна до автоклавування, або змінними одноразовими збірниками.

ТзОВ "Прем'єр-Дентал", 79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.ua

NSK

МЕБЛІ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНИХ



BRUMAVA

Німеччина

PRIMUS

Призначення:
Хірургічний стіл.

Основні характеристики:

Регулююча висота у межах 520-950 мм (подвійна телескопічна колона),
Функція пам'яті (8 яєць),
Латеральний нахил.

Електроживлення від акумулятору 24 В до семи днів.

Акумуляторна батарея.

Пульт ручного керування, ножна панель.

Подовжена вставка, широка.

Телескопічний підголовник.

Підіймний механізм для транспортування столу.

Направляючі ролики для транспортування столу.

Зіломіні матраци для їх зручного очищення та дезінфекції.

Великий вибір аксесуарів для зручності лікаря та пацієнта.

Найвища якість та надійність.

Осанніння датчиками захисту від травмування як пацієнта, так і лікаря.

3 роки гарантії.



ТОВ «Ком-Денталь», тел./факс: (044) 501-71-17, 8 (067) 700-76-67, e-mail: info@comdental.com.ua, www.brumaba.com



NOUVAG

Швейцарія

SANICAR (APT. № 1898D)**Призначення:**

Металева пересувна стійка Sanicar призначена для розміщення хірургічного обладнання (фізіодиспенсері, відсмоктувач тощо).

Основні характеристики:

3 полици з кріпленнями для аксесуарів.

Кабель живлення 220В, 5 м.

3 розетки 220В.

Загальний вимикач.

ОПЕРАЦІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ



HEINE

Німеччина

HL 5000**Призначення:**

Хірургічний освітлювач.

Основні характеристики:

Галогенова лампа 12 В / 50 Вт (з дуже яскравим білим світлом).

Термін служби: до 4000 годин роботи.

Освітлення: 140 000 люкс на відстані 30 см.

3 варіанти кріплення: на стіну, на стіл (універсальне кріплення) або на мобільний стенд.

Освітлювальна головка — компактна (не перешкоджає огляду, проста для тримання).

Додатковий ультрафіолетовий фільтр (для безпеки під час дослідження).

Додатковий інфрачервоний фільтр (перешкоджає нагріванню).

Примітки:

Виключно високий рівень освітлення 140 000 люкс на дистанції 30 см. Освітлювач HL 5000 ідеальний для дослідження та розпізнавання дрібних деталей. Гнучка конструкція світловоду забезпечує робочий радіус до 120 см, легка та на-дина установка в будь-якій обраній позиції.

«ДЕНТ ЛЕНД»
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 e-mail: dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua



BPI
Німеччина

BPI IMPLANTATE

Призначення:
Система дентальних імплантатів.

Основні характеристики:
Гвинтові, конічної та циліндричної форми, що самонарізаються. Одно- та двоетапна установка. Матеріал - титан. Діаметри: 3,5; 4,1; 5,0; 6,0 мм. Довжина: 8-10; 9,5-11,5; 12,0-14,0; 14,5-16,5 мм. Можливість роботи з трьома лініями імплантатів одним набором інструментів єдиної запатентованої конструкції EASYFIT (ЕЗІФІТ). 1-3-1.

Комплектація
Перехідник-трансфер=стандартний абтмент, гвинт + заглушка для двоетапної імплантації + ортопедичний гвинт для всіх компонентів.

Примітки:
Запатентована конструкція EASYFIT гарантує відсутність ротації, перешкоджає розхитуванню гвинта та забезпечує естетичне та привабливе протезування навіть якщо імплантати розташовані під нахилом один до одного. Максимальне збереження кісткової тканини в крестальній області завдяки компенсації звичайних, під навантаженням, мікрорухів в імплантатно-кістковій області.

ТОВ «БФІ БІОЛОГІЧНО-ФІЗИЧНІ ІМПЛАНТАТИ»
03028, Київ, пр. Науки, 33-А, оф. 1, тел./факс: +38 (044) 502-34-70, моб. 8 (067) 409-53-70, e-mail: a.lebedko@bpi-implants.com; Internet: www.bpi-implants.com

**DENTSPLY FRIADENT**Німеччина
ANKYLOS®**Призначення:**
Система дентальних імплантатів**Основні характеристики:**

Матеріал: чистий титан без напилення. Ділянка різби має унікальне покриття Friadent plus. Імплантати мають подвійну скляну стерильну упаковку. Довжина: 8, 9,5, 11, 14, 17 мм. Діаметр: 3,5; 4,5; 5,5; 7,0 мм. Структурно-орієнтована конструкція імплантатів. Конусоподібне точне з'єднання. Багатосторонні можливості протезування. Великий вибір форм і кутових нахилів (від 7,5 до 37,5) абтментів. Абтмент взаємозамінні та підходять під будь-який імплантат. Можлива установка абтмента в будь-якому положенні (обертуючись довкола осі на 360°). Все це забезпечує гнучкість проведення хірургічного і ортопедичного етапів і значно розширяє можливі варіанти лікування.

Примітки:

Структурно-орієнтована конструкція імплантатів. Конструктивна концепція імплантатів ANKYLOS® - це надінність і стабільність м'яких і твердих тканин. Запатентований прогресивний крок роботи імплантату забезпечує досконалу первинну стабільність. Апозіція кісткової тканини над шийкою імплантату та підтверджена відсутність процесів м'яких тканей (у понад 90% випадків) після одного року навантаження.

Конусоподібне точне з'єднання.

Точне конусоподібне з'єднання - це комбінація переваг однокомпонентної системи з ортопедичними можливостями двокомпонентної системи. Мінімально інвазивний другий етап операції та видима механічна стабільність з'єднання імплантат/абтмент - ідеальні передумови для отримання довготривалого естетичного результату.

Уникальна конструкція імплантатів і належно структурований асортимент продукції - це основа успіху ANKYLOS® вже протягом 16 років. Обґрунтована концепція, підверджена клінічними дослідженнями, представляє пропоновані результати та бездрогану естетику.

ПП "КЕМЕД" м.Київ, вул. Різницька, 6, кв. 1, тел.: +38 (067) 235-94-50, +38 (067) 235-94-60, +38 (067) 406-35-30, факс: +38 (044) 288-63-52, e-mail: kemed@ukr.net, www.kemed.com.ua

Марк Ігор
Устріння осложнень імплантологічного лікування

Фактори Ризику в Стоматологічній Імплантології

Костна пластика в стоматологічній Імплантології

ІТІ Руководство по імплантології

Клініческе руководство по стоматологической реабилитации с помощью дентальных имплантатов

«Максимум для стоматології» м.Київ, пров. Тбіліський, 4/10, оф.117 тел.: 8 (044) 501-22-14; 228-08-67

@dental

www.navistom.net

Система дентальних імплантатів SKY
- це наилучше можливості для протезування.

S

Структуризований участок, оптимальные условия для стабилизации кости.

Ідеальна форма для імплантациі.

Закруглена верхушка безполастна для чувствительных анатомических структур

Поверхность обработанная в пескоструйной установке и протравленная, улучшает приживаемость имплантата.

blue SKY
IMPLANT SYSTEM

K

Набор подходит для 3-х систем:
- SKY
- Blue SKY
- White SKY



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛОТОК

Y

Эстетические безметалловые зубные протезы

Биологически инертный материал - оксид циркония

Естественная белизна, не оттеняет придесневые ткани

Идеально подходит для протезирования во фронтальном участке

white SKY
IMPLANT SYSTEM



Титановые абтменты 3-х видов с разным углом наклона (0°, 15°, 25°).



Индивидуальные абтменты для высокой степени точности.



Балочные Абтменты - оптимальные ортопедические решения с минимальным количеством элементов.



Smiling-Cone - надежная телескопическая фиксация



Циркониевые абтменты - прозрачность коронок, оптимальная эстетика (0°, 15°, 25°).



Атчмены со сферичной головкой - возможность качественной фиксации съёмных протезов.



КМ
Крим-Медмаркет

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

bredent
medical

**IMPLIFE**

Україна

IMPLIFE SOLO**Призначення:**

Система дентальних імплантатів (нерозбірний одноетапний імплантат).
Заміщення зубного ряду нижньої щелепи в фронтальні та дистальні ділянках.

Основні характеристики:

Самонарізні імплантати кореневидної форми з основною різбою перемінного профілю та трохходовою мікрорізбою.
Матеріал: титановий сплав.
Діаметр: 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм.
Довжина: 10 мм, 12 мм, 14 мм.

Комплектація:

Solo - Подвійна стерильна упаковка: імплантат.

ImplLife™
Dental implant systemІНПРАЙД, м. Запоріжжя, тел./факс 8 (061) 214-97-98, 220-17-91, моб. 8 (067) 709-43-99, www.implife.com.ua**IMPLIFE**

Україна

IMPLIFE CLASSIC**Призначення:**

Система дентальних імплантатів (розбірний двоетапний імплантат).

Основні характеристики:


Самонарізні імплантати кореневидної форми з основною різбою перемінного профілю та трохходовою мікрорізбою.
Матеріал: титановий сплав.
Діаметр: 3,8 мм, 4,3 мм.
Довжина: 10 мм, 12 мм, 14 мм.

Комплектація:

Classic - Подвійна стерильна упаковка: імплантат, гвинт-заглушка. Абатмент – Абатмент, фіксуючий гвинт.

Примітки:

Супраструктури: Стандартна лінія включає 9 видів титанових абатментів, естетична лінія 3 види. Загальна ортопедична платформа 2,4 мм. Наявність у системі імплантатів для різних хірургічних протоколів, широкий вибір і сумісність хірургічних і протетичних елементів із системами інших виробників, дозволить вирішити клінічну ситуацію з високими функціональними, естетичними та рентабельними результатами.

ImplLife™
Dental implant systemІНПРАЙД, м. Запоріжжя, тел./факс 8 (061) 214-97-98, 220-17-91, моб. 8 (067) 709-43-99, www.implife.com.ua

Bioactive Titanium
since 1999

IMPLADENT®
Implant system

LASAK

Чехія

IMPLADENT**Призначення:**

Система дентальних імплантатів

Основні характеристики:

Широкий асортимент імплантатів різноманітних розмірів і з різноманітними типами поверхні.
Широкий асортимент протезних компонентів для досягнення естетичного ефекту.
Можливість виготовлення виробів, що повністю складається з кераміки, система для виготовлення тимчасових робіт.
Широкий вибір компонентів для відбитку та лабораторії.
Інструментарій, що дозволяє атравматичне проведення імплантації.
Повна та швидка остеointеграція.


Матеріал: чистий титан (ISO 5832-2)**Діаметр:** 2,9 мм, 3,7 мм, 5,0 мм**Довжина:** 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм.**Форми:** гвинтова, циліндрична**Комплектація:**

В подвійній стерильній упаковці поставляється: імплантат з імплантоводом, гвинтом-заглушкою


Примітки:

Завдяки систематичним і тривалим дослідженням взаємодії титану з середовищем людини, система "IMPLADENT" перша на європейському ринку змогла запропонувати унікальну біоактивну обробку поверхні стоматологічних імплантатів (БІО-поверхня). Ця унікальна обробка поверхні, що поєднує в собі механічні та хімічні модифікації, створює тривимірну поверхню, структуровану в макро та мікро нановеличинах. Завдяки цьому механізму, БІО поверхня прискорює створення функціональної межі між імплантатом і кісткою, і таким чином надає імплантату зростаючу міцну стабільність вже на ранніх стадіях приживлення.


Супраструктури: титанові абатменти для протезів, що цементуються, STANDARD прямі та похили, естетичні абатменти PLUS для цементуюемых протезів, що цементуються, прямі та похили, абатменти для умовно-змінних протезів, шаровидні аттачменти КЛАССІК, абатменти для керамічних надбудов прямі, кутові, керамічні надбудови.

LASAK
spol. s r.o.
ОРТОПЕДІЯ**ImplLife™**
Dental implant system**SIS-SYSTEM**


Sinus Implantat Stabilisator від Mondeal, Німеччина – революційне вирішення проблем стабілізації імплантатів різних систем.




SIS синус-імплантат стабілізатор, стандартний




SIS синус-імплантат стабілізатор, вигнутий



Без синус-імплантат стабілізатора необхідний 2-кроковий синус-ліфт.
6-9 місяців триває заповнення кістковою тканиною місця майбутнього розташування імплантатів.



У випадку, якщо товщина альвеолярної ділянки щелепної кістки є меншою, ніж 3 мм, виникає ризик відхилення імплантатів із початкового положення в синус.



При використанні синус-імплантат стабілізатора стає можливим однокровкове виконання синус-ліftа.
Імплантати закріплюються за допомогою SIS і таким чином вдається запобігти відхиленню в синус.

Додатково SIS може бути закріплений за допомогою MONDEAL мікрогвинтів ARCS-системи.

ПРЕМ'ЄР ДЕНТАЛ

ТзОВ "Прем'єр Дентал"
79000, Україна, м. Львів
Грабовського, 11, корп. 5
тел.: (032) 297 63 65
(032) 261 43 03

Магазин
вул. Ніжинська, 10
79010, Львів
тел.: (032) 297 63 64
(032) 260 23 63

**RADIX**

Білорусь

RADIX СИСТЕМА ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ**Призначення:**

Стоматологічна реабілітація пацієнтів з різними типами адентії незмінними, знімними зубними конструкціями на імплантатах.

Основні характеристики:

Матеріал:
Титан марки BT 1-00.

Поверхня:
Мікротекстурована.

Форма внутрішньої скіфтової частини:
гвинтова, комбінована, пластиначата.

Платформа імплантата:
внутрішній конус з шестигранником.

Діаметри імплантатів:
2.9; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0 мм.

Упаковка:
Подвійна стерильна.

Примітки:

Мультимодальна система дентальних імплантатів та інструментів RADIX використовується з 1989 року, в Україні сертифікована та використовується з 2000 року. Дозволяє здійснювати реабілітацію пацієнтів зі всма формами адентії за одно- і двоетапним протоколом операції.

Клініка дентальної імплантології, навчальний та дослідницький центр ендопротезування RADIX
вул. Комарова, 13-А, офіс 736, м. Чернівці 58000, Україна. тел./факс: (0372) 545-126; 538-223,
e-mail: implatec@chv.ukrpack.net; radix@implants.com.ua

**TRINON**

Німеччина

Q-ІМПЛАНТАТИ

Призначення:
Система дентальних імплантатів.

Основні характеристики:
Гвинтові імплантати.
Матеріал: титан.
Діаметри: 3,5; 4,5; 5,6 мм.
Довжина: 8; 10; 12; 14 мм.

Комплектація:

В систему входять одноетапні імплантати, двоетапні, а також імплантати для фіксації знімних протезів.
Примітки:
Спектр продукції Q-імплантатів підходить для всіх клінічних випадків. Їх можна використовувати при поодиноких та сегментарних дефектах зубного ряду, а також при повній адентії. Вони використовуються при негайній імплантациї, так як завдяки особливості розриву спостерігається висока первинна стабільність. Q-імплантат – система імплантатів як сьогоднішнього дня, так і майбутнього!

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ», тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua

TRINON**YAMAHACHI**

Японія

SCANNING RESIN

Призначення:
Рентгеноконтрастна пластмаса для діагностики при протезуванні імплантатами.

Основні характеристики:
Використовуючи Scanning Resin CT3000, стає простіше накреслити проекти для імплантата, тому що він має ту ж контрастність в рентгенових променях, що і емаль зуба, тобто Ви, може легко створити зображення верхньої структури імплантата після отримання рентгеновського знімка.
Ви можете помістити імплантант на стадії фази проектування.
Ви можете також використовувати діагностичний стент (пристрій для реконструкції просвіту органів – коротких вузьких металевих трубок з отворами, що вставляються в кровоносну судину для запобігання блокуванню його просвіту) як хірургічний стент.

«ФІКС ТРЕЙД», м. Дніпропетровськ, 49008, вул. Робоча, 23-В, к. 104, тел./факс: (0562) 32-31-30, 35-74-12, 38-66-62, e-mail: info@fixtrade.com.ua

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ**SYBRON IMPLANT SOLUTIONS GMBH**

Німеччина

PITT-EASY**Призначення:**

Система дентальних імплантатів

Основні характеристики:

Гвинтові, циліндричної форми, що самонарізаються.
Усі імплантати, абатменти, трансфери, формувачі ясен, аналоги та заглушки імплантатів мають колієрове кодування, згідно іх діаметру:
3,25 мм – зелений;
3,75 мм – жовтий;
4,00 мм – червоний;
4,9 мм – блакитний.
Поверхня імплантатів VTPS – вакуумно-плазменне напілення титану.
FBR бактеріона поверхня з 100% фосфорно-кальциєвим.

ENDOPORE**Призначення:**

Система дентальних імплантатів

Основні характеристики:

Форма: усіченій конус.
Багаторівнева пориста поверхня за рахунок чого площа контакту імплантат-кістка значно збільшується, що дозволяє застосовувати короткі імплантати.
Діаметри: 4,1 мм, 5,0 мм.
Довжина: 5 мм, 7 мм, 9 мм, 12 мм.

Примітки:

Компанія «Денталбізнес Україна» - ексклюзивний дистрибутор в Україні німецької компанії «Sybron Implant Solutions GmbH» (до березня 2008 р. мала назву «ORALTRONICS GmbH»).
Компанія ORALTRONICS є одним з перших в світі виробників імплантатів, які дотепер залишаються лідером. Основою всіх технологій ORALTRONICS є традиційний німецький підхід найвищих стандартів якості, визнаний у всьому світі. Винаходи, що запатентовані ORALTRONICS 25 років тому, отримали патенти заряд, вже є та знову стають золотими стандартами в імплантології. Асортимент продукції «Sybron Implant Solutions GmbH» включає: циліндричні гвинтові, біокерамічні (однотонні) імплантати, найкоротші у світі імплантати «ENDOPORE» резорбуючі та нерезорбуючі мембрани, а також остеолазінний матеріал.

ДЕТАЛІЗІС УКРАЇНА, 01601 Україна, м. Київ, вул.Червоноармійська, 21, оф. 304, Тел.: +38 (044) 287-20-48, +38 (044) 362-15-26
E-mail: kiev@dentalbusiness.ru, www.dentalbusiness.ru

**ІНТЕРМЕДАПАТИТ**

Росія

КоллапАн

Призначення: Біоактивний матеріал, що застосовується для відновлення кісткової тканини та попередження гнійних ускладнень.

Склад: Гідроксіапатит, коллаген та антимікробний засіб (антибіотик, антисептик).

Основні характеристики:

Штучний матеріал, тому немає ризику передачі інфекційних захворювань (СНІД, гепатіт і т.д.), а також імунної та генної несумісності. Повністю заміщається новоутвореною кістковою тканиною без утворення фіброзного просліду, за рахунок що скорочуються терміни лікування, покращуються результати. Активно стимулює остеогенез. Значно посилює репаративні процеси в пошкоджених тканинах. Відсутність побічних ефектів та ускладнень. є носієм лікувальних речовин (лінкоміцин, гідроксипрід, гентаміцина сульфат, метронідазол, клі форан, діоксидін, фі рампіцина, ізоназіда), що дозволяє обрати вид препарата, що є цілеспрямовано на виявленого збудника захворювання. Зберігає антимікробну активність в рані до 20 діб. Це дає можливість відмінити прийом антибіотиків в післяопераційному періоді, тому виключається токсичний вплив ліків на печінку, нирки і т.д., скорочуються витрати на лікування, зменшується ризик післяопераційних ускладнень. Застосовується в хірургічній стоматології, ендодонті, пародонтології, щелепо-лицевої та пластичній хірургії.

ТОВ «КАСКАД ДЕНТ», 03179, Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: 8 (044) 501-17-02, 501-17-06, e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

**КОНЕКТБІОФАРМ**

Росія

ОСТЕОМАТРИКІС

Призначення: Біопластичний матеріал на основі ксеноколагену для відновлення кісткових дефектів:

- заповнення порожнин при синус-ліфтингу;
- реконструкція альвеолярного відростка;
- заповнення пародонтальних дефектів;
- заповнення дефектів після цистектомі, резекції кореня;
- заповнення лунок віддалення зубів.

Склад і властивості:

- остеоіндуктивність;
- остеокондуктивність;
- висока біосумісність та біоінтеграція у кісткову тканину;
- низька антигенність.

Примітки:

Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України №: 7777/2008 від 25.04.08р.
ПП «Релакс» - генеральний дистрибутор в Україні





ОМЕГА-ДЕНТ

Росія
ОСТЕОІНДУЦІИН №1, ГІАЛУОСТ №1

Призначення:
Матеріал для відновлення та заповнення дефектів кісткової тканини.
Застосування:
Як остеопластичний матеріал в хірургічній стоматології, травматології, ортопедії, пародонтології; імплантології; при кісткових дефектах; дефектах після резекції верхівки кореня.



Склад і властивості:

Остеопластичний матеріал на основі аморфного нанодисперсного гідроксиапатиту кальцію, що розорбується.

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семиградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25, 738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru, м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 95-А, тел.: 8 (067) 578-53-05



ТОВ «ІНТЕРМЕДАПАТИТ»

Росія



КОЛЛАПАН

Призначення:
Біоактивний матеріал для відновлення кісткової тканини.
Для заповнення післяопераційних дефектів кісткової тканини, попередження гнійних ускладнень (антимікробна дія).
Застосування: в хірургічній стоматології, імплантології, ендодонтиї, пародонтології і щелепно-лицевої і пластичній хірургії.

Склад і властивості: Гідроксиапатит, колаген і антимікробний засіб (антибіотик, антисептик).

Форма випуску:
Гранули, гель, пластини. КоллапАн-Л – містить лінкоміцина гідрохлорид; КоллапАн-Г – містить гентаміцина сульфат; КоллапАн-Д – містить діоксидин; КоллапАн-К – містить клафаран; КоллапАн-М – містить метронідазол; КоллапАн-Р – містить ріфампіцин.

Примітки:
Попереджає гнійні ускладнення за рахунок збереження антимікробної активності протягом 2 -3 тижнів. Володіє прозапальними властивостями. Повністю заміщає кістковою тканиною. Форма використовуваного препарату визначається величиною і формою кісткового дефекту.

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57, м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700 тел./факс: 8 062 49 234 67 e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua



ТОВ «НПК ВИТАФОРМ»

Росія

ОСТЕОПЛАСТ К

Призначення:
Високоочищений не демінералізований кістковий колаген, виділений з губчастої кістки, виготовлений у вигляді крихти, що зберігає структуру мінерального компоненту кістки, начисленою сГАГ.
Пародонтальні дефекти, заповнення лунок після видалених зубів, заповнення порожнин після цистектомії або резекції кореня, підняття дна гайморової пазухи з одномоментним встановленням імплантатів «м'який» синусліфтинг.

Склад і властивості:
Змішані з кров'ю пацента або з фізіологічним розчином мікроочисли сприяють формуванню кров'яного згустка, мають властивість стимулювати хемотаксис остеобластів, агрегацію тромбоцитів і забезпечують необхідні взаємини між клітинами кісткової тканини.

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57, м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700 тел./факс: 8 062 49 234 67 e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua



ТОВ «НПК ВИТАФОРМ»

Росія

ОСТЕОПЛАСТ М

Призначення:
Високоочищений демінералізований кістковий колаген, виділений з губчастої кістки, виготовлений у вигляді блоків і смужок, начислених сГАГ.
Пародонтальні дефекти, заповнення лунок після видалених зубів, профілактика атрофії альвеолярного гребеня і підготовка під знімне протезування, заповнення порожнин після цистектомії або резекції кореня, нарощування товщини альвеолярного гребеня, підняття дна гайморової пазухи з одномоментним встановленням імплантатів «м'який» синусліфтинг, дефекти кістки навколо імплантатів.

Склад і властивості:
Матеріал після змочування стає м'яким, але добре тримає об'єм, його можна легко змоделювати під будь-яку форму дефекту.

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57, м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700 тел./факс: 8 062 49 234 67 e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua



ТОВ «МЕГАМЕД»

вул. Р. Люксембург, 57, м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700 тел./факс: 8 062 49 234 67 e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua

БІОТЕСК

Італія

BIOGEN, OSTEOPLANT, BIOCOLLAGEN

Призначення:
Матеріали для кісткової регенерації.



Основні характеристики:

БІОТЕСК - нова генерація натуральних матеріалів кінського походження для направленої кісткової регенерації, виготовлені за хіміко-фізико-ензимною низькотемпературною технологією, деантигенних, що повністю резорбуються, забезпечуючи високий рівень відновлення кістки.

4 серії продукції, що відрізняються за областю застосування та за характеристиками, за формами випуску та строкам резорбції, що дають можливість моделювати фізіологічний процес остеогенеза.

BIOGEN - матеріал з кінської тканини без колагену (гранули, блоки, гель).

OSTEOPLANT - матеріал з кінської тканини з колагеном, з підвищеними характеристиками міцності.

OSTEOPLANT FLEX - матеріал з кінської тканини з колагеном, декальцинований, для відновлювальної хірургії.

BIOCOLLAGEN - колагенова мембрана (ліофілована пластина, гель).

OSTEOPLANT ELITE - кортикална мембрана.

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ», тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua



DEGRADABLE SOLUTIONS

Швейцарія

CALC-I OSS

Призначення:
Гранули, що резорбуються для заповнення кінських дефектів.

Склад і властивості:

Calc-i-oss™ - гранульований біологічний матеріал високої чистоти, 100% бета-три-кальцій фосфат (beta-Ca3(PO4)2), що резорбується для заповнення дефектів кісткової тканини.

Calc-i-oss™ - сумісний з тканинами організму, небажані побічні ефекти не відмічені при застосуванні чистого бета-три-кальцій фосфату в представлений формі.

Calc-i-oss™ - остеокондуктивний матеріал, що сприяє регенерації кісткової тканини на поверхні гранул з їх одночасною резорбцією.

Висока мікропористість гранул (більше 50%) сприяє просоченню гранул кров'ю.

Calc-i-oss™ виготовлено процесом спікання синтетичної сировини при температурах більш 1000°C; не містить речовин тваринного або людського походження.

Рекомендовано при: збільшенні альвеолярного гребеня; Заповненні дефекту після апексектомії, цистектомії; Негайні імплантати; При синусліфті: Періодонтальні дефекти в комбінації з мембрани.

ТОВ "СТАМІЛ" Україна, 02132, м. Київ, вул. Садова, 191, буд. 2, тел./факс: (044) 573-97-60, 573-97-30 e-mail: kristar-plus@nbi.com.ua, www.stamil.com.ua



DEGRADABLE SOLUTIONS

Швейцарія

EASY-GRAFT

Призначення:
Остеокондуктивний гранульований, біосумісний, 100% здатність до резорбування, бета-три-кальцій фосфат, матеріал високої частоти, для заповнення дефектів кісткої тканини.

Основні характеристики:

Рекомендовано для: негайної імплантациї (легко вноситься, ущільнюється та твердіє навколо імплантата); лікування періімплантантічних дефектів; лікування патологічних кісткових кішень в тканинах пародонту, для заміщення дефектів при операціях цистектомії та апексектомії; відкритого і закритого синусліфтінгу; нарощування (аугментація) альвеолярного відростку на верхні та нижні щелепах (для запобігання атрофії альвеолярного відростку після екстракції зубів рекомендовано інша модифікація матеріалу – Root Replica).

Примітки:

Перед використанням гранули змішуються в спеціальному стерильному шприці з рідиною Bio-Linker, після чого матеріал стає пластичним та дуже зручним для маніпулювання. Достається до місця застосування безпосередньо зі шприця. Після контакту з ротовими рідинами (кров, суклюнна рідина) твердіє та залишається на місці застосування, що значно полегшує процедуру пакування матеріалу та ушивання рані. Забезпечує кращі довготривали резултати порівняно з аналогами. Не потребує мембрани.

ТОВ "СТАМІЛ" Україна, 02132, м. Київ, вул. Садова, 191, буд. 2, тел./факс: (044) 573-97-60, 573-97-30 e-mail: kristar-plus@nbi.com.ua, www.stamil.com.ua



DEGRADABLE SOLUTIONS

Швейцарія

ROOT REPLICA

Призначення:

Терапія профілактики атрофії альвеолярного відростку після видалення кореня зуба.

Склад і властивості:

RootReplica™ є досить простою, легко застосованою терапією лікування ранової поверхні лунки, після видалення кореня зуба. В порівнянні з іншими технологіями, де використовується грануллярний матеріал та мембрани, методика RootReplica™ набагато полегшує цю процедуру.


Завдяки здатності попереджати атрофію альвеолярного відростка і втрату кісткової тканини, RootReplica™ забезпечує оптимальні умови для будь-якого виду ортопедичної реабілітації пациентів.

Рекомендовано для:

Гемостатична RootReplica™ добре та щільно закриває раневу поверхню лунки і забезпечує стабільність навколошньої кісткової тканини. Завдяки пористості та точному виготовленню копії кореня досягається безпосередній контакт з кістковою стінкою альвеоли, що являється основною передумовою для регенерації кісткової тканини на поверхні остеокондуктивного біоматеріалу. Імплантант оптимізує процес загоєння і зберігає анатомічну форму паростка.

Висока первинна стабільність включає втрату RootReplica™, а висока пористість дозволяє просочуватися кров'ю з навколошніх тканин. Дослідження на тваринах продемонстрували високі остеокондуктивні якості і повну резорбцію даного біоматеріалу.

ТОВ "СТАМІЛ" Україна, 02132, м. Київ, вул. Садова, 191, буд. 2, тел./факс: (044) 573-97-60, 573-97-30 e-mail: kristar-plus@nbi.com.ua, www.stamil.com.ua



DENTSPLY FRIADENT

Німеччина

FRIOS® ALGIPORE®

Призначення:

Кістковий матеріал. Біологічний каркас для надійного формування кістки.

Основні характеристики:

Високопористий фосфат кальцію - повністю натуральний.

Має велику схожість з фосфатом кальцію кістки людини.

Покращене утворення кістки - остеокондуктивна завдяки порам, що поєднуються, та шорсткій поверхні.

Підтримує об'єм - повільна резорбція матеріалу.

Ідеальне заповнення об'єму - доступні зерна різних розмірів.

Легкий і використання - змішування з кров'ю пацієнта і додавання аутогенної кістки поліпшить загоєння.

Відповідний розмір зерен для будь-якого дефекту.

Зерна розміром 0,3 - 0,5мм для заповнення дефектів об'ємом до 0,5 куб. см.

Зерна розміром 0,5 - 1,0 мм для аугментації бічних дефектів об'ємом до 1,0 куб. см.

Зерна розміром 1,0 - 2,0 мм для аугментації після елевації дна синуса від 1,0 куб. см.

Примітки:

15 років клінічного використання - Frios® Algipore® з успіхом застосовується в клініці з 1988 року. В 1998 році отримав знак Ce* і сквалення Fda** в 2003 р.

* - знак відповідності вимогам Європейському по безпеці продуктів

** - Управління по нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (США)

Frios® Algipore® - клінічне використання.

Перед використанням матеріал змішують з кров'ю пацієнта. Він проявляє хороші коагуляційні властивості, і в такому стані може бути легко застосований. Кров' - це кращий матеріал для захисту ран і стимулювання кісткового загоєння. Додавання стружки аутогенної кістки ще більш покращує кісткову регенерацію. Розділення часток при змішуванні робить внутрішню пористу структуру доступною регенеруючим кістковим клітинам. Frios® Algipore® - ідеальний для відновлення багаточисельних дефектів кісткової стінки.

ПП "КЕМЕД" м. Київ, вул. Різницька, 6, кв. 1, тел.: +38 (067) 235-94-50, +38 (067) 235-94-60, +38 (067) 406-35-30,
факс: +38 (044) 288-63-52, e-mail: kemed@ukr.net, www.kemed.com.ua

acurata®

Доставка борів по Києву

Юрій Захарчук
8-067-244-35-42
8-063-604-03-09

www.navistom.net

НОВИЙ
ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ
NaviStom
індекс передплати 37476

Шовный материал "Acufirm". Родом из Германии.



ГРАНИЦЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

ООО "Мегамед"
т./ф.: 8 (062 49) 234 67
e-mail: info@megamed.com.ua
www.megamed.com.ua

