

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

• СІЧЕНЬ (2006) •

РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ

Fona F2: Воплощение новых идей

- Полностью компьютеризированная установка
- Управление функциями вручную или при помощи педали
- Многофункциональная сенсорная панель у врача и ассистента
- Удобная для пациента поворотная фарфоровая плевательница
- Электрический привод на все движения кресла
- Предотвращающая защемление система безопасности
- Эргономическая мягкая обивка кресла, синхронизированные движения спинки и сидения
- Регулируемый, управляемый датчиком, операционный светильник
- Система автоматического подогрева воды



Немецкий стандарт
по доступной цене



КМІЦ «СТОМАТСЕРВІС» – офіційний дилер в Україні
01025, г. Київ, ул. Б. Житомирська, 18 а, тел./факс: (044) 278-59-17, 279-41-10,
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

Fona
Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Стоматологическая
клиника-студия АПОЛЛОНИЯ
ДЕНТСПЛАЙ Лтд.

ИДЕЯ

Обычно обучение стоматологическим технологиям связано с поездкой в учебный центр другого города или страны. В последнее время становится популярным непрерывное обучение без отрыва от рабочего места.
Это экономит ваше время, средства и расширяет возможности!

ФОРМАТ

Три рабочих места с полным оснащением по принципу "включай и работай", мультимедийное оборудование, подготовленная команда — и все это в одном микроавтобусе.

ФОРМЫ

Построение программ рабочего дня из двух-трех тематических блоков по реставрации, эндодонтии и профилактике. Тематические блоки можно расширять, углублять, удалять, создавая программу, нужную вам.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Наш инструктор демонстрирует технологии для группы слушателей до 10 человек на каждое рабочее место.

ОБУЧЕНИЕ

Наш инструктор демонстрирует, а затем идет самостоятельная работа врача на фантоме с нашим инструктором. В группе 3-4 человека на каждое рабочее место.

ОДНОДНЕВНЫЕ ФАНТОМНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

Программа однодневных демонстраций и обучения создана совместно учебным центром стоматологической клиники-студии АПОЛЛОНИЯ и Украинским представительством фирмы Дентсплай Лтд (Великобритания)

под эгидой
Украинской медицинской
стоматологической академии
и при поддержке
Ассоциации стоматологов Украины.

Автор проекта
Сергей РАДЛИНСКИЙ

Директор проекта
Вера РАДЛИНСКАЯ

Мультимедийные презентации
Ирина КИБЕНКО

АПОЛЛОНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА-СТУДИЯ



ПРОФИЛАКТИКА

Ультразвуковой скейлинг

- типы приборов, ассортимент насадок
- удаление отложений над десной
- удаление отложений под десной
- финишная отделка зубов, реставраций

Офисное отбеливание зубов

- типы пигментаций
- принципы и механизм отбеливания
- показания, противопоказания
- изготовление индивидуальной каппы
- сеанс отбеливания
- период после отбеливания



Полное оснащение
рабочего места



Однодневная программа
может быть составлена по выбору



Выдается сертификат

ЭНДОДОНТИЯ

Формирование корневого канала

машинными НИТи инструментами

- пассивная группа инструментов (ПроФайлы)
- активная группа инструментов (ПроТейперы)
- техника прямого доступа
- формирование канала с разрушенным апексом

Обтурация корневого канала

- корневой канал и смазанный слой
- обтурация горячей гуттаперчей на носителе
- инструменты
- создание пространства под штифты, культивые вкладки

РЕСТАВРАЦИЯ

Реставрация передних зубов

- биомиметический принцип
- оценка внешнего вида зубов
- поэтапная техника реставрации по классам дефектов по Блэку III, IV, VI
- построение контактного пункта

Реставрация боковых зубов

- стратегия МОД-О
- поэтапная техника реставрации
- построение контактного пункта
- архитектура жевательной поверхности

т. (0532) 61-33-55; факс: 61-33-22
info@apollonia.org.ua

г. Полтава

ПРИГЛАШАЙТЕ,
И МЫ ПРИЕДЕМ К ВАМ!



**НАВІГАТОРУ
СТОМАТОЛОГІЇ**
14 січня
1 рік



1 год тому назад ми вибрали курс

І «НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ»
ШЕЛ В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ К ВЫБРАННОЙ ЦЕЛИ

Наше стремление открывать новые измерения,
оптимальный курс и точный расчет дали свои результаты:
мы стали верными помощниками развития вашего бизнеса.

Пришло время подвести итоги:


- Более 200 рекламодателей презентовали на наших страницах десятки новинок и акций.
- Мы приняли участие в 11 специализированных выставках.
- Увеличение количества подписчиков – от 100 до 500 в месяц.
- Регулярное размещение актуальной информации о проводимых семинарах, конференциях и мастер-классах помогло многим специалистам повысить свой профессиональный уровень.
- Журнал стал удобным инструментом для работы, с его помощью у вас появилась возможность оперативно и недорого доносить информацию заинтересованным потребителям о товарах и услугах по всей Украине.
- Благодаря самой массовой аудитории журнал «Навигатор стоматологии» стал удобным и доступным средством обмена информацией между специалистами, работающими в области стоматологии.

«Навигатор стоматологии» благодарит за сотрудничество своих постоянных рекламодателей:



В свой день рождения «Навигатор стоматологии» обещает и в дальнейшем способствовать стабильному росту продаж ваших товаров и услуг, продвижению новой продукции и возможности сделать верный выбор на стоматологическом рынке Украины.

*С уважением, издатель журнала
Алексей Крижановский*



Bien-Air

S W I S S M A D E



Система Optima MX® — совершенное решение фирмы Bien-Air

позволяет быстро преобразовать пневматическую установку в Hightech-электроустановку и заменяет при этом несколько традиционных приборов

OPTIMA MX®

Настольная модель, прибор управления с сенсорным монитором без изменения лечебной установки.

Эта система устанавливается на столике или сбоку на установке. Для обеспечения безупречного считывания возможно изменить угол наклона дисплея. Большой сенсорный цветной монитор легко обслуживается благодаря четким и ясным символам и облегчает выбор и установку параметров по Вашему желанию. Система Optima MX® придает большое значение надежности функций и удобству обслуживания.

OPTIMA MX® - важные преимущества

- Большой диапазон скорости вращения с двумя угловыми наконечниками: от 100 об/мин до 40 000 об/мин с CA 1:1
от 500 об/мин до 200 000 об/мин с CA 1:5
- Высокоскоростной режим для реставрационных работ
- Низкоскоростной режим для эндодонтии с NiTi-борми: автоматическая смена направления движения при достижении выбранного крутящего момента, автоматический возврат к движению по часовой стрелке с возможностью установить время переключения
- 5 индивидуально составляемых программ

Важные, в любое время изменяемые функции:

- Выбор одной из 5 программ
- Действительная скорость бора
- Передаточное отношение наконечника
- С подсветкой или без подсветки
- Сила света

Система MX®

Снижение количества необходимых инструментов

Благодаря отличным рабочим характеристикам системы «мотор/прибор управления» фирмы Bien-Air можно выполнить только двумя наконечниками CA 1:1 и CA 1:5 (передаточное отношение) большинство стоматологических операций, включая эндо-процедуры. Это удивительное нововведение позволяет обходиться меньшим количеством инструментов в стоматологическом кабинете, чем это было принято до недавнего времени.

CA 1:5 L
Угловой наконечник с подсветкой
5-кратная повышенная передача
REF 1600386-001



CA 1:1 L
Угловой наконечник с подсветкой
Передаточное отношение 1:1
REF 1600384-001

MX® - единственное в своем роде решение для реставрационной стоматологии, профилактики и эндодонтии

Список возможных операций двумя угловыми наконечниками фирмы Bien-Air

Области применения	CA 1:5	CA 1:1
Полировка амальгамы		•
Обработка корневых каналов никель-титановыми инструментами		•
Введение штифтов		•
Удаление глубокого кариеса		•
Удаление кариеса	•	•
Костная хирургия		•
Расширение полости		•
Подготовка временных коронок и мостов	•	•
Полировка золота и микроволокон		•
Удаление общирного кариеса	•	•
Межзубное и субгингивальное полировальное		•
Удаление излишков амальгамы	•	•
MC Spadden Эндотехника (латеральная конденсация)		•
Выравнивание хрома/кобальта		•
Общее формирование, подготовка полостей		•
Нарезание канавок	•	•
Коррекция керамики	•	•
Окончательное финиширование препарированние коронок и мостов	•	•
Финиширование препарированных полостей	•	•
Окклюзионная коррекция	•	
Удаление дентина	•	
Отделение зубов	•	
Диапазон скорости вращения бора об/мин	500-200 000	100-40 000



чп "Галит"
46003, г. Тернополь, ул. За Рудкой, 33
факс 0352 43 04 03
тел.: (0352) 43-47-38, 43-41-38, 43-38-07
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua



артикуляторы

ИНТЭКСПЛЮС

модель:
1000модель:
2000модель:
8500

02225 г. Киев ул. Бальзака 6, секция Б
тел: (044) 501-6290, 501-6291
факс: (044) 501-6296
e-mail: info@intex-dental.com.ua
www.intex-dental.com.ua

Компания Whip Mix – один из мировых лидеров в области разработки и производства артикуляторов. Все артикуляторы WhipMix созданы с целью максимально оптимизировать лечебно-диагностическую систему. Они максимально адаптированы к требованиям врачей стоматологов и зубных техников, что делает их более удобными и универсальными в работе. Это достигается за счет широкой линейки моделей и аксессуаров к ним


Проводим курсы по обучению работе с артикуляторами в собственном учебном центре

ИНТЭКСПЛЮС

печи
для обжига керамики



02225 г. Киев ул. Бальзака 6, секция Б
тел: (044) 501-6290, 501-6291
факс: (044) 501-6296
e-mail: info@intex-dental.com.ua
www.intex-dental.com.ua

FireLite
цена: 3100.00Pro100
цена: 3700.00ProPress100
цена: 4750.00

ОБЛАДНАННЯ

Стандартна комплектація стоматологічної установки з кріслом нового типу

"Chiromega 654 C/Duet"



- на З інструменти (можливість розширення до 5 інстр.) :
 - крісло — тип 652 з енергоблоком,
 - поворотна керамічна плювачка,
 - водяний ежекторний (повітряний) сливовідсмоктувач,
 - галогеновий світильник 20000 lux,
 - столик на пантографічному підлітку з нижньою підвідкою рукавів,
 - автономна подача води на інструменти,
 - нагрівач води.
 З інструменти :
 - турбінний рукав зі світлом — тип M4/B2,
 - мікромоторний рукав для мікромотора — тип P2ED422/460,
 - трьохфункційний пустер повітря/вода.

Шіна: 4800 EUR

Майт

ПП "Магнум-Лайт"

м. Ужгород, пр. Свободи, 30/4, тел./факс: (0312) 697143, 8 (067) 312-23-01, e-mail: citrus2004@list.ru

ВОЗДУШНАЯ АБРАЗИЯ MSP® Лечение кариеса без боли и анестезии

Вашему вниманию предлагается качественно новое оборудование — Микропрепаратор MSP®. Прибор MSP® дважды награждался премией «Гранпри общественности» в 2000 и 2001 годах на международных выставках CEDE.

Микропрепаратор (MSP®) является универсальным оборудованием, применяемым в стоматологии, служит для препарирования карисмозных полостей, устранения отложений и налета с поверхности зубов и зубных протезов, а также отбеливания зубов. Рабочее давление в пределах 10 бар приводит к малому расходу воздушно-абразивной смеси при более выраженным энергетическом эффекте, тем самым сокращая количество смеси, необходимой для выполнения работы. Специфическая импульсная работа MSP® состоит в односекундной обработке препарируемой поверхности струей смеси и сжатого воздуха и наступающей после этого фазе охлаждения (холостая работа оборудования), сокращая тем самым возможность изменения тканей при обработке под высоким давлением.

Кроме этого, оборудование MSP® решает для проблемы, связанные с применением техники воздушной абразии:

- Чрезмерная запыленность рабочего места стоматолога.
- Возможность удаления тканей при применении богатой смеси под большим давлением.

MSP® — простой в обслуживании и не требует от потребителя регулировки, каких бы то ни было параметров. В рабочие наконечники закрепляются насадки из закаленных стержней (приспособлено для стерилизации в автоклаве) либо из полимеров (одноразовые). Благодаря MSP® возможно безболезненное щадящее препарирование карисмозных полостей, а качество препаровки в сравнении с традиционными методами - гораздо лучше, с точки зрения отсутствия микротрещин в зубе, возникающих от вибрации. Сравнивая воздушную абразию с традиционными методами обработки карисмозных полостей, можно выделить следующие преимущества .

- Преимущества MSP®:
- Обработка карисмозных полостей всех классов без необходимости обезболивания.
- Отсутствие вибрации.
- Отсутствие давления на зуб — работа бесконтактная.
- Отсутствие эффекта перегрева твердых тканей зуба.
- Отсутствие изменения цвета тканей зуба.
- Отсутствие микротрещин твердых тканей зуба.
- Отсутствие типичной маслянистой среды и «смазанного» слоя.
- Дентинные каналы не блокируются зараженным дентином.
- Многократное увеличение площади фиксации для пломб (микроретенция).
- Сверхвысокая скорость обработки препарируемым поверхностей.
- Удобство и простота обслуживания.
- Низкая стоимость расходных материалов в сравнении с другими терапевтическими методами.
- Удобство диагностирования в ходе лечения с учетом отсутствия необходимости применения местной анестезии.
- Положительный маркетинговый эффект, благодаря увеличению комфорта лечения.

Система MSP® обеспечивает комфортное лечение, не требует анестезии при препаровке, исключает стресс и ликвидирует страх пациента перед следующим визитом к стоматологу.



Оборудование сертифицировано МОЗ Украины № 2824/2004 от 28.05.2004 г. На базе нашей клиники можно пройти курс обучения работе воздушно-абразивным препаратором MSP®.

Наш адрес: г. Киев, ул. Стрийська, 20, клініка "С.К.Дент" тел. 8 (044) 570-97-77, тел./факс 8 (044) 572-37-71, www.skdent.kiev.ua; email: skdent@list.ru

Установка **EURODENT** ABSOLUTE

Блок асистента:
 • турбина з підсвіткою
 • мотор Bien Air з підсвіткою
 • гігроскалер
 • пустер 3х-функційний

Крісло пацієнта:
 • програмне
 • безшовне

Світильник з охолодженим лампами

ан ABSOLUTE must

www.eurodent.it



на 2 установки

на 3 установки

на 2 установки

на 5 установок

на 2 установки



SIL-EOL 24/50
475 EUR



24/10 s
590 EUR



CS 100/30 s
2550 EUR



CS 30/7 s
1570 EUR



CS 50/15 s
945 EUR



CS 30/7 s
860 EUR



ASPIR 1
320 EUR

model	code	LT/MIN* CFM	LT MIN CFM	BAR PSI	KW/Hp	VOLT/Hz	dB/1m	KG LB
30/7s	100182	105 3.7	130 4.59	30 7.92	8 114	0.75/1	230/50 73	37 81
30/15s	100180	200 7.06	250 8.83	30 7.92	8 114	1.5/2	230/50 73	44 97
50/15s	100178	200 7.06	250 8.83	50 13.21	8 114	1.5/2	230/50 73	55 121
CS 30/7s	100183	105 3.7	130 4.59	30 7.92	8 114	0.75/1	230/50 61	67 148
CS 100/30 s	100161	400 14.12	500 17.65	100 26.42	8 114	3/4	230/50 68	150 330
24/10s	100203	120 4.24	155 5.47	24 6.34	8 114	1.125/1.5	230/50 72	28 61
SIL-EOL 24/50	100196	37 1.3	50 1.75	24 6.34	8 114	0.35/0.5	230/50 40	28 62

model	LT/MIN CFM	MAX VUOTO △p mbar	KW - Hp	VOLT/Hz	dB/1m dB/40 inch	Surgeries	KG LB
ASPIR 1	1.167 - 41	120	0.37 - 0.5	230V - 50 Hz	58	1	10 - 22



ПП Хороз
М. Львів, вул. Зелена, 208 а
төл./факс 8 (0322) 98-41-37
МО/8 (067) 679-37-01
e-mail: khoroz_r@yahoo.com

khoroz

khoroz

mgf
COMPRESSORS

Бинокулярная оптика в стоматологии

HEINE OPTOTECHNIC

Не так давно на украинском рынке стоматологического оборудования появилась принципиально новая продукция – бинокулярные оптические системы известного мирового производителя HEINE Optotechnic (Германия). Данная продукция вызвала большой интерес среди стоматологов, но вместе с тем и много вопросов.

В этой статье мы попробуем систематизировать и ответить на все основные вопросы, связанные с подбором и применением оптических систем в стоматологии, основываясь на 55-ти летнем опыте специалистов фирмы HEINE Optotechnic.



Рейтинг наиболее часто задаваемых вопросов:

1. Зачем стоматологу с нормальным зрением оптика?

Ответ. Во-первых, увеличение изображения рабочего поля даёт возможность видеть намного большее количество деталей, что обеспечивает более высокое качество клинического лечения.

Во-вторых, применение оптики является прямой инвестицией в собственное здоровье, а именно: улучшенная осанка и видимость помогут избежать многих профессиональных заболеваний.

2. В каких отраслях стоматологии оптика наиболее востребована?

Ответ. Прежде всего это имплантология и эндодонтия (позже мы остановимся на том, как правильно подобрать оптику для специалистов в этих областях), так как в первом случае очень важно установить имплантат в одной оси с челюстной дугой, четко выставив его в горизонтальной плоскости на определённой высоте, во втором случае оптика нужна непосредственно во время поиска корневого канала и при проведении эндодонтического лечения – в этих случаях визуальный контроль просто незаменим. Очень востребована оптика в ортопедии (особенно при формировании уступов в придесневой зоне) и в реставрационной терапии (100% решение проблем с поднутрениями, созданием контактных пунктов и краевым прилеганием). В технической лаборатории «продвинутые» техники используют оптику при моделировании и наложении керамики, особенно при изготовлении работ «мастер класса», то есть с применением эффектов и подкрасок. Следует так же отметить, что за рубежом применение бинокулярной оптики в стоматологии давно является нормой, об этом свидетельствует даже тот факт, что в учебных заведениях Европы и США читается курс по оптическим системам.

3. Правда ли, что вся оптика «садит» (портит) зрение?

Ответ. Да, и нет, а если быть точнее, то портит зрение либо некачественная оптика, либо неправильно подобранный оптик. Применение качественной и правильно подобранный оптики многим стоматологам и зубным техникам помогает сохранять остроту зрения и правильную осанку каждый день во многих странах мира.

4. Какую же оптику выбрать?

Ответ. Не вдаваясь сейчас в выбор типа оптической системы и варианта её крепления (об этом – позже) отметим, что в мире, как известно, территорией часов и алмазов считается Швейцария, а территорией качественной и профессиональной оптики – Германия. Подтверждением тому – последняя выставка IDS 2005 в г. Кёльне, на которой явно ощущался повышенный интерес к оптическим системам (их экспонировали на 28 стенах различных компаний + около 6-ти компаний предлагали аксессуары собственного производства к различным системам оптики и местной подсветки). Производители из различных стран (это Корея, Китай, США, Италия и т. д.) предлагали свои варианты оптических систем, которые, в принципе, отличаются только внешним дизайном и теми элементами маркетинга, которые применяются для их продвижения на рынке (на некоторых стенах даже пытались на нас их надеть силком!).

Совсем по-другому эта продукция позиционировалась на стенах немецких фирм Carl Zeiss, HEINE Optotechnic, I.C.Lercher – очень профессионально, спокойно, без излишней канитель. Достаточно было взять в руки эту оптику, которая почти в одной ценовой категории, чтобы почувствовать разницу как в классе исполнения, так и в качестве самих оптических линз. При более близком знакомстве с этими оптическими системами оказалось, что практически для всей профессиональной оптики линзы и эргономичный дизайн разработан и изготовлен в цехах специалистами HEINE Optotechnic...

5. Могут ли несколько врачей пользоваться одним комплектом оптики?

Ответ. «Да», но следует учитывать, что в этом случае нужно быть готовым к некоторым компромиссам, а именно: между потребностями в оптике специалистов различных специализаций, между особенностями зрения (отклонениями от нормы) у разных людей, а так же, между привычкой работать на различном расстоянии от пациента, т.е. речь идёт о «бюджетных» моделях оптики с усреднёнными характеристиками, конструкция которых должна быть максимально простой и надёжной, с возможностью легкой адаптации (подстройки). Такая оптика должна иметь минимальное количество металлических

(!) подстроек, увеличение в 2 – 2,5 раза, быть достаточно панорамной, с приличной глубиной резкости и, желательно, иметь какой-то специфический футляр для хранения. Всем этим требованиям соответствуют оптические системы серии «Cx2,3» (HEINE Optotechnic), которые предлагаются как в очковой оправе, так и на головном обруче (нам кажется, что этот вариант более универсален, к тому же, на него можно, при необходимости, закрепить подсветку). К сожалению, есть еще один компромисс, о котором необходимо упомянуть – между многопользовательским использованием и фактическим временем использования (из-за «бюджетности» модели, т.е. усреднённости характеристик и простоты конструкции в такой оптике нельзя работать долго).

6. Какая оптика необходима для специализированного использования в стоматологии?

Ответ.

- во-первых: оптические линзы должны быть изготовлены по технологии HR «High Resolution - высокое разрешение», что обязательно (!) должно упоминаться либо в маркировке оптики, либо в прилагаемом описании. Такая оптика исключает искажения во всём поле обзора;
- во-вторых: линзы должны быть ахроматическими, что даёт повышенную чёткость контуров и практически исключает изменение цвета при преломлении;
- в-третьих: линзы должны иметь специальное покрытие для устранения световых рефлексов (в идеале – до 0,3 – 0,5 %), что крайне важно для чистоты изображения;
- в-четвёртых: в прилагаемом описании производителя должно упоминаться обеспечение пыле- и влагоустойчивости в соответствии с международными стандартами для оптических систем (IP 65), как ни странно, но это играет не последнюю роль в выборе предприятия-изготовителя, т.к. через 1,5-2 года эксплуатации возможна разгерметизация корпуса что неизбежно ведёт к «запотеванию» оптики или, что ещё хуже, попаданию мелкой пыли от которой очень устают глаза и которую практически невозможно удалить.

7. Как правильно подобрать оптику?

Ответ. Подбор оптической системы дело непростое и ответственное и прежде всего исходить нужно из того, что именно вы хотите видеть. Есть одно незыблное правило: всегда (!) подбор оптики нужно начинать с наименьшего увеличения.

Итак:

1. Просто выберите наименьшее увеличение, которое Вас устраивает (чем меньше увеличение, тем больше поле зрения и тем легче работать с лупой).
2. Затем определите Ваше рабочее расстояние, при этом Вы автоматически выберите оптимальное увеличение. Чтобы определить Ваше рабочее расстояние, примите удобную позу, используйте оптический измеритель, расположенный на рабочей поверхности. Поместите измеритель на рабочую поверхность, приводимый изготавливателем, выберите ближайшую модель и рабочее расстояние, учитывая выбранное увеличение.

Dent Land

По вопросам приобретения бинокулярной оптики обращайтесь:

«Дент-Ленд», г. Запорожье, пр-т Ленина, 95, тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89
e-mail: dentland@optima.com.ua

www.dentland.com.ua

Налобные осветители



1. Нужна ли вообще какая-либо дополнительная подсветка стоматологу?

Ответ. Просто необходима, потому что, в соответствии с одним из незыблемых законов оптики, освещённость отображаемого объекта ухудшается практически пропорционально кратности его увеличения, то есть при использовании лупы с увеличением в 2 раза видимое рабочее поле потеряет 50% освещённости (что останется от освещения, если вы «вооружитесь» 4-х или же 6-кратной оптикой, сосчитать несложно). И хотя стоматологические установки оснащены достаточно мощными светильниками, есть несколько щекотливых моментов. Во-первых, зачастую производители установок лукавят, не объясняя, на каком именно расстоянии от источника света замерены эти самые 14000–18000 люкс, заявленные в технических данных. Во-вторых, в процессе работы не всегда есть возможность точно сфокусировать операционный светильник на определённую часть конкретного зуба. И, пожалуй, последний аргумент: значение местной подсветки не нужно объяснять доктору, который хотя бы однажды поработал наконечником со светом.

2. Какие бывают местные осветители?

Ответ. На сегодняшний день представлены два вида осветителей: стационарные и налобные. Поскольку первый вид независимо от вариантов расположения (настенный, потолочный, мобильный или монтируемый на какой-либо объект) дублирует уже имеющийся на установке, остановимся на втором типе: на налобных осветителях. Главное их преимущество состоит в том, что при правильной инсталляции и юстировке они всегда (!) светят только туда, куда вы смотрите.

В свою очередь налобные осветители бывают трёх типов: галогеновые, диодные и фиброоптические (это зависит от применяемого источника света). Каждый тип осветителей имеет свои преимущества и недостатки. У галогеновых только одно преимущество – это их цена, зато недостатков хоть отбавляй: это и выделяемое тепло от лампочки накаливания, и довольно большое энергопотребление, спектр излучаемого света далёк от дневного, весьма существенный вес и габариты. Всех этих недостатков лишены светодиодные осветители, они очень легко инсталлируются, имеют маленький вес, ресурс до 40 000 часов работы, небольшие и экономичные источники питания (причём доступны как никелевые с «эффектом памяти», так и литиевые батареи питания), экономичны по стоимости и главное – излучают белый, рассеянный, холодный свет. Недостатками этих осветителей можно считать небольшую мощность и отсутствие функции регулировки светового пятна. Они наиболее подходят для луп с 2-х или 2,5-кратным увеличением, которые обычно используются не более 120–150 минут. Надо отдельно отметить, что всех этих недостатков лишён налобный осветитель модели 3S LED, выпущенный в 2005 году «HEINE Optotechnic», который можно считать универсальным для использования непрерывно с любой из бинокулярных луп или применять как самодостаточный осветитель. И, наконец, мы подошли к осветителям класса HI-END – это фиброоптические приборы, которые излучают самый мощный, равный, фокусируемый свет, что максимально приближен к спектру дневного света, имеют возможность подключения видеокамеры и предназначены для продолжительного времени использования. Их недостатками можно считать сравнительную дороговизну, энергоёмкость и необходимость организации дополнительного штатного места для размещения довольно увесистого источника света.

www.dentland.com.ua



Dent Land

По вопросам приобретения бинокулярной оптики и систем местной подсветки обращайтесь:
«Дент-Ленд», г. Запорожье, пр-т Ленина, 95, тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89
e-mail: dentland@optima.com.ua

Всем заинтересованным врачам-стоматологам и зубным техникам:
консультации и индивидуальный подбор оптических и осветительных систем HEINE проводятся бесплатно в г. Киеве
на базе стоматологической клиники СК Дент. тел: +380 44 570-97-77, моб: +380 67 445-59-53

МАТЕРИАЛИ

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ШТИФТОВ

Три года назад на рынке стоматологической продукции СНГ появилась новая компания «Эстейд-Сервисгруп», и сразу же громко заявила о своих намерениях: стать лучшим производителем не только в России, но и «побороться» за мировое лидерство. Столь «дерзкое заявление» поначалу вызывало лишь снисходительные улыбки коллег, тем более, что молодая российская компания делала ставку на производство высокотехнологичной продукции, в частности, стекловолоконных внутриканальных штифтов.

Во всем мире стекловолокно для стоматологических целей стали использовать чуть больше 10 лет назад. На западе «продукт высоких технологий» почти сразу завоевал популярность. Эластичные стекловолоконные штифты имеют ряд неоспоримых преимуществ, особенно перед неэластичными (керамическими и металлическими), что не раз доказывалось и подтверждалось клиническими исследованиями. Они не коррозируют, легко адаптируются к форме канала, гораздо «деликатнее» воздействуют на стенки корня, упрощают процесс реставрации и дают возможность за один прием создавать искусственный зуб с природным корнем.

До недавнего времени такие штифты для отечественного потребителя были «удовольствием» либо слишком дорогим, либо слишком рискованным. Цена на стекловолоконные штифты ведущих производителей таких, как «Bisco» или «Dentsply Mailifer», доходит до нескольких сот долларов за упаковку, а дешевые аналоги неизвестного происхождения, помимо сомнительного качества, вообще опасны для здоровья.


Компания «Эстейд-Сервисгруп» производит штифты из плетенных стеклянных волокон, связанных эпоксидной экспозицией. Несколько лет разработчики компании совместно с учёными «искали» оптимальное сочетание стекловолокна и композита, которое по своим физическим свойствам было бы сходно со структурой зуба и при этом обладало прочностью металла. Решение было найдено. В итоге, содержание стекловолокна в штифтах ШСТВК – «Э-С» составляет 75%, композита – 25% (для сравнения, в других штифтах, соответственно, 42% и 29%).

Первая «особенность» российских стекловолоконных штифтов – предел прочности в 560 Мпа. Чтобы сломать «россиянина» диаметром 1мм, нужно приложить усилие в 160 кг. У многих зарубежных аналогов эти показатели (предел прочности при сжатии и сопротивление на излом) ниже в 2-2,5 раза.


Вторая «особенность» ШСТВК – «Э-С» – гибкость и упругость. Модуль эластичности штифта сопоставим с модулем эластичности дентина. Эта особенность отечественных штифтов существенно снижает стрессовые, расклинивающие нагрузки на стенки корня (особенно по сравнению с анкерными штифтами); помогает избежать напряжений в культе зуба, а следовательно, трещин и расколов; не нарушает хрупкую структуру депульпированного зуба.

Окончание статьи читайте в следующем номере

Мы купили штифты разных фирм и просветили их полимеризационной лампой. Этую процедуру может повторить любой практикующий врач!



Другие штифты



Штифт Эстейд Сервисгруп DC Light post



ООО «Дентек»
г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 11 а
Тел./факс (044) 402 10 37
моб. 063 493-03-23

www.navistom.com.ua



Высокоэффективный программный комплекс управления стоматологической клиникой (кабинетом)

«ЭСТЕТ – ДЕНТАЛ»



победитель всеукраинского конкурса разработчиков программного обеспечения «Soft Regatta - 2005» в номинации «ПО для здравоохранения»

«Эстет - Дентал» - это многофункциональный программный комплекс для автоматизации работы стоматологической клиники, отделения или кабинета частного врача.

Система позволяет:

- вести полный учет работы клиники (кабинета)
- формировать отчеты в соответствии с требованиями МОЗ Украины
- производить оценку эффективности как работы клиники, так и врачебного персонала



ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

83086, г. Донецк, ул. Кобозева, 3
+380 62 345-15-57
+380 62 338-05-39 факс

02080, г. Киев, ул. Оболонская, 39
+380 44 495-11-03

e-mail: ccs@ccs.com.ua, medicine@ccs.com.ua
www.ccs.com.ua

Программный комплекс может поставляться в нескольких комплектах:

Программный комплекс ПК «Эстет-Дентал» - Lite
Программный комплекс ПК «Эстет-Дентал» - Standart
Программный комплекс ПК «Эстет-Дентал» - Professional
Дополнительные модули ПК «Эстет-Дентал»:
- зуботехническая лаборатория
- дерматолог-косметолог


Специальное ценовое предложение действует до 15 февраля!

ЦЕНА
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

SharkDental

ПРОГРАММА УЧЕТА ПАЦИЕНТОВ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ИЛИ КАБИНЕТЕ

- Журнал записи пациентов
- Картотека историй болезни
- Справочник диагнозов и манипуляций
- Хранение снимков
- Анализ работы клиники
- Возможность работы по сети



ВСЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНЫ - ПРОСТО И ПОНЯТНО!



По вопросам покупки и за дополнительной информацией обращайтесь:
ООО "Информационные системы"
Тел/факс: (048) 730-53-89, тел: (048) 730-53-98
E-mail: info@med-tech.com.ua, admin@dental-profi.com

Обеспечиваем бесплатными консультациями по телефону.

Бесплатная демо-версия и подробное описание на сайтах:
www.med-tech.com.ua
www.dental-profi.com

План семинаров на 1-й квартал 2006 года

Тема семинара	Лектор	Дата проведения	День недели	Город
Хирургия				
Дентальная имплантация	Коваленко В.В. доцент кафедры челюсто- лицевой хирургии ВВМА, кандидат медицинских наук, врач высшей категории	28.01.2006 24.03.2006 26.03.2006	суббота пятница воскресенье	Симферополь Киев Донецк
1. Введение в дентальную имплантацию 2. Двухэтапная имплантация 3. Одноэтапная имплантация 4. Хирургическая предимплантационная подготовка 5. Осложнения. Врачебная тактика при их выявлении				
Эндоонтология				
Основы современной эндоонтологии	Пономаренко В.О.	21.01.2006 04.02.2006 11.02.2006 03-04.03.2006 24.03.2006	суббота суббота суббота пятница, суббота пятница	Луганск Львов Симферополь Киев Донецк
Эндоонтическое лечение с использованием современных вращающихся инструментов	Пономаренко В.О.	05.03.2006	воскресенье	Киев
Художественная реставрация				
Максимально прогнозируемый результат с минимальной долей импровизации - техника анатомической стратификации Л.Ванини	Никулкова Л.А.	25.01.2006 12.03.2006 25.03.2006	среда воскресенье суббота	Киев
Основы современной реставрации	Пономаренко В.О.	05.02.2006 12.02.2006 18-19.02.2006	воскресенье воскресенье суббота, воскресенье	Львов Симферополь Киев
Восстановление анатомической формы зуба с полостями I-II класса по Блэку	Пономаренко В.О.	17.02.2006	пятница	Киев
Ортопедия				
Несъемное протезирование	Фомичев А.А.	29.01.2006 25.02.2006	воскресенье суббота	Симферополь Луганск
Зубные техники				
Новая концепция цветово-производства - KISS (DeguDent)	Измайлова А.В.	24.02.2006	пятница	Киев
Безметалловые реставрации - шаг в будущее.		25-26.02.2006	суббота, воскресенье	Киев
Ортодонтия				
Введение в технику прямой дуги	Камалова С.В.	04.03.2006	суббота	Симферополь
Для ортодонтов, решивших начать работу с техникой прямой дуги (старт-школа)		05.03.2006	воскресенье	Симферополь
Особенности работы с дугами		17-18.03.2006	пятница, суббота	Киев
		19.03.2006	воскресенье	Киев
Ассистент				
Ассистент врача-стоматолога	Грищенко Н.	10-11.03.2006	пятница, суббота	Киев



КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКОЙ

Бе спра
внешній вид
діяльність ГДІС України № 12063.

КЛИНИКА

2004

“ДЕМОВЕРСИЯ”

на русском и
украинском языках

ТЕЛЕФОНЫ
для контактов

консультация (056) 744-84-51
продажа (067) 733-16-97
тех.поддержка (097) 297-12-70

Компьютерная программа "Клиника 2004" позволяет:

1. Производить запись пациентов на врачебный прием.
Работать с архивом расписания.
2. Формировать амбулаторную карту больного и производить запись его текущих посещений.
3. Сохранять в амбулаторной карте пациента данные дополнительных методов обследования: дентальные рентгеновские снимки, панорамные снимки, фото и видео материалы, пародонтологический статус и т.д.
4. Вести диспансерный учет больных.
5. Подготавливать и распечатывать формы государственной отчетности МОЗ
 - 043 • 037/0,-1/0,-2/0
 - 039-2/0,-3/0,-4/0
6. Формировать наряды на выполненные работы, счета.
7. Производить учет и контроль оплаты выполненных услуг:
Учитывать долги и предоплату.
8. Вести учет и контроль продажи товаров личной гигиены и т.п.
9. Формировать финансовые и статистические отчеты.
10. Вести склад материалов и инструментов.
11. Производить списание материалов на каждую выполненную услугу согласно составленной Вами калькуляции.
12. Разграничить доступ сотрудников к различным разделам программы.
13. Работать нескольким сотрудникам одновременно на разных компьютерах в сети.

Порядок в документации - порядок в клинике!

«Попит» new!


Ищу полный комплекс оборудования бу для стоматологического кабинета.
Тел. 8 (097) 451-67-18

Куплю стоматологическое оборудование бу:
стомат. установки, компрессор, печь для обжига керамики.
Тел.: 8 (050) 693-12-72, 8 (06275) 3-41-40

Куплю радиовизиограф. Недорого.
Тел.: 8 (047) 375-23-70

Куплю кресло КСМ 03 (дашево, май віїзд).
Тел.: 8 (097) 143-81-01, 8 (236) 45-761

Куплю действующую стоматологическую клинику в г. Киеве. Обязательное условие — собственное помещение. Рассмотрю все предложения.
Тел.: 8 (067) 409-02-12



У ВАС ЕСТЬ СПРОС?
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЙДУТСЯ САМИ!



В нашем журнале появилась новая рубрика «СПРОС».

Мы бесплатно размещаем объявления о Вашем спросе на товары и услуги.

Десятки торгующих организаций и частных лиц сами предложат то, что Вас интересует.
Обращайтесь в «СПРОС» и предложения найдутся сами!

Редакция журнала «Навигатор стоматологии»



Зачем выбрасывать!


Мы можем заменить Ваш старый ХИРАДЕНТ или УС на новый востановленный.

Ремонт и модернизация б/у стоматологических установок УС и Chiradent.

Базовая комплектация

1. Полная разборка и покраска
2. Установка микромотора ДПМ 25
3. Установка турбинного пневмовыхода В2
4. Установка пустера вода-воздух
5. Держатель инструментов (3, 4, 5 инструментов)
6. Система чистой воды
7. Установка слюноотсоса
8. Плевательница новая (Словакия)
9. Замена старого светильника на новый (Словакия)
10. Комплект наконечников

Цена
5800 грн



Возможны любые варианты комплектации. Доставка по Украине.

Ремонт и модернизация б/у стоматологических кресел

1. Покраска + перетяжка + модернизация сиденья и спинки

Цена
800 грн

АКЦИЯ!!!
Заказавшим оборудование
до конца зимы —
доставка по Украине бесплатно.

Продажа нового и б/у оборудования,
стоматологических материалов.

ЧПФ "ДИСПОМЕД"

г. Харків, ул. С. Есенина, 10

тел.: 8-057-7143898, 7143899, 7584785

Продажа нового оборудования

Установки стоматологические DENTSAN

Компрессоры ECOM, INTER TOOL

Суходжаревые шкафы UTC

Столики и стулья для врача, бактерицидные лампы, боксы для хранения стерильных инструментов, перчатки (латексные и нитриловые) салфетки, штифты (стальные, позолоченные, бумажные, гуттаперчевые, стекловолоконные титановые), боры, стомат. инструменты и

Стоматологические материалы

SPOFA-DENTAL, ULTRADENT, HERAUS KULZER, SEPTODONT, JENDENTAL,

PHILIPS , ВЛАДМИВА, СТОМА-ТЕХНОЛОГИЯ, КМІЗ.

«Сервісне обслуговування» new!

Ремонт стоматологических наконечников, оборудования и т.д.
Тел.: 8 (067) 293-43-47, 8 (050) 543-10-30,
8 (044) 482-36-75, 482-04-66

Ремонт муфельных и вакуумных печей, технических моторов и прочего лабораторного оборудования.
Тел. 8 (050) 170-04-35,
ЧП Малиенко Анатолий Николаевич, г. Киев
e-mail: badman@ukr.net

Профессиональный ремонт стоматологических наконечников и з-т моторов. Широкий спектр оригинальных запасных частей.
г. Мукачево
Тел./факс (03131)-5-46-24,
моб. 8 (050) 5048631;



«Обладнання б/в»

Продається обладнання б/у:
2 стоматологічні установки *Siemens-Sirona* Sirodont в комплектації:
- кресло стоматологічне
- блок асистента з світильником і плевательницей
- блок врача з 5 інструментами (турбіна, 2 микромотора, пустер, скеллер). 1600 у.е.
тел. (044) 331-8363, 8-067-445-2343, Вячеслав.

Продам стоматологічну установку «Probadol» виробництва Німеччини з верхньою подачею на 4 інструменти з фотополімерною лампою в комплекті (робоча). Недорого.
Тел.: 8 (067) 673-61-41, 8 (0322) 62-52-48

ВНИМАНИЕ!!!
Продаётся вакуумная литеяка б/у Degussa Prestomat B1
(резистивной плавки — спиральная), 1450 градусов, 220 V,
2200 Watt, 50Hz, 16A. (нагревательный элемент новый!). Производитель: Германия.
Тел. 8 (050) 504-86-31, 8 (03131) 546-24

Камеры интраоральные DP-6 (Япония), недорого
Тел. 8 (066) 445-59-53



Продам аппарат лічебний портативний світодіодний для фототерапії "Дюна-T" (б/у)
для лічення осложненого каріеса, офтозного стоматита, травм за верхній і нижній
губи і т.п.
Тел. 8 (067) 758-29-28

Продам б/у інструментарій:
- турбінний наконечник б/у з разъємом Borden (Казань) — 60 грн.,
- б/у наконечники для жесткого рукава (Германия): прямой — 100 грн., угловой — 100 грн.,
- микромотор ДПР-42 — 100 грн., P2DN422 (Чехия) — 500 грн.,
- пневматический скеллер Chirana (Чехия) — 500 грн.
Тел.: 8 (066) 706-95-45, 8 (044) 456-68-71, Александр Михайлович.

Castellini Ruma+

2001 рік випуску

Ідеальний стан, майже не користовані

Блок лікаря:

- 2 мікромотори Bien Air з підсвіткою
- турбіна з підсвіткою (MidWest)
- п'езоскалер
- пустер трохфункційний
- фотополімерна лампа

Блок асистента:

- спіновідсмоктувач
- хірургічний пілосос
- другий пустер

9800 EUR

Система чистої води + система дезинфекції інструментів



khoroz

ПП Хорох
м. Львів, вул. Зелена, 208 а
тел./факс 8 (0322) 98-41-37
моб. 8 (067) 679-37-01
e-mail: khoroz_r@yahoo.com

Частное предприятие “Медрегион”
СПД Сотникова И.В.

Продажа стоматологических
материалов.

Продажа, монтаж, сервисное
обслуживание
стоматоборудования.

Новая программа кредитования!

95043, АР Крым, г. Симферополь,
ул. Киевская, 129 а, 3 этаж
тел.: (0652) 52-56-59, 8 (050) 569-95-05
8 (050) 564-38-54, 8 (050) 651-25-70
e-mail: medregion@mail.ru
med-region@rambler.ru

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГІЧНИХ,
ЗАГАЛЬНОМЕДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ,
А ТАКОЖ СТОМАТОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

- Ножиці для різання коронок, 125 мм
- Щипці зубні, дитячі, англійського типу
- Щипці для осколків коренів Вітзеля
- Елеватори зубного кореня Бейна
- Зубне дзеркало вігнуте, д 22 мм
- Пінцет зубний Флагта, 160 мм
- Щипці зубні Меріама
- Інструмент для зубного каменю
- Парадонтологічний інструмент Фокса
- Німецька сталь
- 7 років гарантії

м. Київ, вул. Волошська, 31А
тел./факс +380 44 467-69-05, тел. +380 44 467-69-08, 467-69-09
РАМАЛ e-mail: ramal@ukr.net • www.ramal.com.ua

«Робота. Пошук персоналу»

Стоматологической клинике требуются на постоянную работу литейщик, санитарка
Тел.: 8 (044) 235-67-90, 235-07-54
Вячеслав Maximovich

Стоматологическая клиника в г. Киеве (ул. Чернобыльская) приглашает на работу
врачей-стоматологов с опытом работы от 5 лет.
Тел.: 8 (044) 423-67-30, 8 (067) 960-12-23

Стоматологическая клиника приглашает на работу
врачей-стоматологов с опытом работы от 3 лет, ассистентов врача-стоматолога (мед.
сестер)
Тел.: 8 (044) 245-57-65, 248-96-83

Сети стоматологических клиник, с наработкой за 4 года клиентурой (г. Киев, Левый
берег) требуются врачи-стоматологи (смешанный прием, ортопедия). Оплата 25%.
Тел.: 8 (044) 573-59-55, 574-10-18

Ведущей зуботехнической лаборатории клиники "Вита Б.Т."
в. г. Днепропетровске требуются:
- мастер-техник на конкурсной основе. Высокий оклад. Перспектива карьерного роста.
- зубной техник.
Можно без опыта работы. Желание обучаться обязательно.
Тел.: 8 (062) 34-21-07, 38-85-38, 32-72-15

У приватну стоматологічну клініку потрібні
асистенти лікарів-стоматологів. Досвід роботи від 1 року.
Тел. (044) 460-23-25

Стоматологическая клиника в г. Киеве приглашает на работу
врачей-стоматологов с опытом работы от 5 лет.
Тел.: 8 (044) 423-67-30, 8 (067) 960-12-23

«Робота. Пошук роботи»

Бусол Володимир Миколайович, м. Київ

ЗБУННІ ТЕХНІК
(Кераміка DiceraM Kiss)
пропонує співпрацю
Тел.: 8 (044) 275-36-51

Косарев Олег Юрійович
ЗБУННІ ТЕХНІК
Досвід роботи 5 років. Наявність сертифікатів.
Бажаю працювати в приватній клініці.
Тел.: 8 (067) 587-49-74



REMIS

denta

Ми полегшимо тягар Ваших турбот!

Приватне підприємство

«Сіті Сайт»


Київ, 01015, вул. Лейпцигська, 16

Тел.: (044) 254 3130

Тел.: (044) 501 0192

тел./факс: (044) 254 5611

e-mail: license@optima.com.ua



РЕЄСТРАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ОТРИМАННЯ НОВИХ ЛІЦЕНЗІЙ

- на виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами
- на медичну практику
- на реалізацію наркотичних засобів та прекурсорів
- на дезінфекційні роботи

ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ КОПІЙ ЛІЦЕНЗІЙ

- у зв'язку з відкриттям нових підрозділів або їх ліквідацією
- у зв'язку зі зміною юридичної адреси
- у зв'язку з впровадженням нового виду діяльності

ОТРИМАННЯ ДУБЛІКАТУ ЛІЦЕНЗІЇ

- у зв'язку з втратою та інше.

ПРИСКОРЕННЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

У вартість послуг (492 грн., у т.ч. ПДВ) входить:

- зустріч документів (поштою чи транспортом)
- перевірка та підготовка документів
- супроводження документів
- відправка документів замовнику
- консультації.

Заощаджуйте свій час та гроші!

Журнал «Навігатор стоматології»
видався з 14 лютого 2005 р.
Сертифікат про реєстрацію КВ 9905
від 14.01.2006 р.
Виходить щомісячно.
Розповсюджується во всій території України безкоштовно.

Відповідальні за випуск:
Бандурук Наталія, моб. тел. 8 (067) 5028858;
Засновник: Крижановський О.М.

Адреса редакції:
Україна, 02068, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306,
тел. (044) 560-39-95,
факс (044) 560-71-45,
моб.: 8 (067) 502-88-58
e-mail: nat@navistom.com.ua

Наклад 10000 прим.
Друк ТОВ "Новий друг"
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Номер едіції відповідно до друку: 09.01.2006

Звернутися до редакції*

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА:

- Після початку винесення замовлення будь-який перерви у замовлення та відповідальність не передбачається.
- Редакція залучає за собою право інтерв'юного контролю інформації, поданої клієнтом у рекламі.
- Редакція не несе відповідальності за зміст реклами, оголошень і статей та може їх публікувати, не підкріплюючи посадом автора.
- Матеріали не рецензуються і не повертаються.
- Відповідальність за зміст реклами та статистичне оформлення рекламних матеріалів несе рекламодавець.
- Передрук матеріалів журналу без згоди редакції заборонено.

РУБРИКИ:

- Матеріали
- для лізефа
- для стерилізації
- для зуботехнічної лабораторії
- Обладнання та інструмент
- для лізефа
- для стерилізації
- для зуботехнічної лабораторії
- Меблі медичні
- Онлайн
- Огляд
- Сервісне обслуговування
- Засоби медичного працівника, що були у використанні
- Пошта
- Робота в стоматології
- Довгі контакти
- Реклама

«НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ»

НАША АДРЕСА: Україна, 02068, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306,
nat@navistom.com.ua

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ

на розуміння безкоштовного отримання

«НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ»

НАША АДРЕСА: Україна, 02068, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306,
nat@navistom.com.ua

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ

на безкоштовне отримання журналу

Отримувач (П.І.Б., або назва підприємства):

Повна адреса

Індекс

E-mail

телефон

Web-site

У випадку, якщо Ви отримуєте журнал щомісячно,
не надсишайте, будь ласка, повторно бланк замовлення!

2925 у.о.



FJ 22

Стоматологічні установки
ФОРТУНА —
оберіть успіх від фірми
«FORTUNE»!


3900 у.о.



FJ 36

- Безкоштовний монтаж
- Гарантійне та післягарантійне обслуговування
- Доставка по Україні
- Сертифікати CE, ISO

4875 у.о.




FJ 24

Офіційний дистрибутор
компанії «Fortune» в Україні ПП «Рікота»
вул. Володимира Великого, 31,
м. Львів, 79026
Тел.: (0322) 65-95-10, 65-92-14, 65-92-15;
факс: (032) 297-12-02
e-mail: office@rikota.com.ua
www.rikota.com.ua



всем заинтересованным врачам-стоматологам и зубным техникам:
 консультации и индивидуальный подбор оптических и осветительных систем HEINE проводятся **бесплатно** в г. Киеве
 на базе стоматологической клиники СК Дент, тел: +380 44 570-97-77, моб.: +380 67 445-59-53



...наведи резкость
 и удели внимание нюансам,
 а не мелочам...



Модель	З/т лаборатория	Имплантология	Терапия	Эндоонтология	Хирургия
--------	-----------------	---------------	---------	---------------	----------

Бинокулярные оптические системы

C-2,3x	***				
C-2,3x K	**		*		*
HR-2,0x	*	*	**		**
HR-2,5x	*	**	***	*	***
HRP-3,5x	*	**	**	**	**
HRP-4,0x	**	***	*	**	*
HRP-6,0x	***	**		***	



Осветители

UBL100			*		
SL350	*	*	*	**	**
LED Light		**	***	*	**
F.O. Light	**	**	***	**	***
MD1000		***	***	***	***
3SLED	**	***	***	***	***
HL1200	***	**	***	*	**
HL5000	***	***	***	**	***
HKL	**	***	*	***	***



рекомендации к использованию:

- * - я
- ** - я-я
- *** - да-ист фантастиш

Dent Land

www.dentland.com.ua

«Дент-Ленд»
 г. Запорожье, пр-т Ленина, 95,
 тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89
 e-mail: dentland@optima.com.ua
 г. Киев, ул. Срибнокильская, 20, «С.К. Дент»
 тел.: (044) 570-97-77, (067) 445-59-53
www.skdent.kiev.ua; email: skdent@list.ru