

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

• СЕРПЕНЬ (2006) •

РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ



Стоматологічні установки “Антос”
Вишуканий італійський дизайн

A7 plus
A7

Блок асистента з пультом керування та можливістю встановлення до 5 інструментів

Вбудовані системи дезінфекції (відповідно до європейських стандартів)

Операційний світильник 35000 Люкс

Повністю цифрова установка, можливість візуального контролю швидкості та потужності інструментів на дисплеї

Безштоковий мікромотор з можливістю регулювання швидкості (100-40 000 об/хв) та обертового моменту (0,3-3 Н·см)

12-ти програмне крісло із безшвовою обивкою

Багатофункційна ножна педаль з запам'ятовуванням останнього положення

Правильний вибір матеріалів забезпечує максимальну зносостійкість обладнання та оптимальну функціональність

Багатоступенева система захисту крісла запобігає псуванню обладнання при зустрічі з перешкодою

Сім електронних плат з незалежним керуванням забезпечують безперебійну роботу навіть у разі виходу з ладу однієї

ЦІНА ВІД 13 600 ЄВРО

ТОВ «УКРМЕД дентал» м. Київ, вул. Довженко, 18

тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60

E-Mail: dental@ukrmed.net

УКРМЕД
дентал

www.ukrmed-dental.kiev.ua

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР TBI COMPANY



Руководитель
Учебного центра
доцент О.П. Максимова

Учебный центр **TBI Company** основан в 1996 году и занимается последипломным усовершенствованием врачей-стоматологов и ассистентов, проводя краткосрочные тематические курсы:

- **Первичное и повторное эндоodontическое лечение зубов (продолжительность 4 рабочих дня с 10⁰⁰ до 18⁰⁰)**
- **Эстетическая и функциональная реставрация зубов современными материалами (продолжительность 4 рабочих дня с 10⁰⁰ до 18⁰⁰)**
- **Цикл парадонтологии (хирургические методы) (продолжительность 3 рабочих дня)**
- **Циклы однодневные «Диагностика и редактирование окклюзионных нарушений»**
- **Циклы по стоматологии детского возраста (продолжительность занятий 3 рабочих дня)**
- **Реставрация зубов вкладками (прямой и непрямой методы) (продолжительность занятий 2,5 рабочих дня)**

Учебный центр располагает современным лекционным залом, просторным фантомным классом, демонстрационным стоматологическим кабинетом.

В ходе занятий проводятся лекции, клинические демонстрации, мастер-классы, практика слушателей проходит на фантомах и удаленных зубах с использованием наиболее современных технологий (эндомоторов, лазера, методов вертикальной конденсации гуттаперчи, системы «Вектор», методы моделирования реставраций, обеспечивающих эстетику лица, окклюзионное редактирование и многие другие).

Центр оснащен операционным микроскопом и видеокамерами с трансляцией на плазменный экран.

TBI Company и ее Учебный центр расположены в историческом центре Москвы рядом с Храмом Христа Спасителя, что позволяет получить дополнительные положительные эмоции от старинной Москвы.



Подробная информация
на сайте www.tbi.ru,
эл. адрес: academy@tbi.ru

Адрес: г. Москва, ул. Остоженка,
д. 6, стр. 2
тел: 202-48-20, факс: 201-38-76

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОТ

TBI
COMPANY

высокоэстетичный универсальный нанокомпозитный материал светового отверждения

SAPPHIRE
НАНОКОМПОЗИТ



СЛЕПОЧНЫЕ МАССЫ
CoralPress



ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ
CrownVest Turbo
ModelVest Turbo



ОБЛИЦОВОЧНАЯ КЕРАМИКА
Vision-Zircon
Vision-Classic
Vision-Esthetic
Vision-Low

СПРЕЙ ОККЛЮЗИОННЫЙ
UltraSpray



000 «Панмед» 65026 Одесса, Приморский бульвар, 6,
тел.: (+38 048) 729-47-72, 729-47-82,
тел./факс: (+38 0482) 34-77-88;
www.panmed.com.ua * E-mail: panmed@eurocom.od.ua

Sapphire Flow

текущий нанокомпозитный материал светового отверждения для небольших реставраций и для герметизации фиссур

Sapphire Core

нанокомпозитный материал двойного отверждения для формирования коронки зуба и для фиксации штифтов


ЦЕМЕНТЫ
CrystalFill
CrystalFix
CrystalTempNE

группа цементов
для реставрации
и для постоянной/временной
фиксации

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВ
CrownTemp

двухкомпонентный
материал для
изготовления временных
коронок и мостов

СПЛАВЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ
NiaMar
Dilonium Plus
BioCross



СУПЕРГИПС 4+
DiamondRock

прецisionный
стоматологический
супергипс, класс 4+

«ТБИ Компания» 119034 Москва, ул. Остоженка, д.6, стр.3,
тел.: (8 10 7 495) 201-42-63, 201-26-84,
факс: (8 10 7 495) 201-38-76
www.tbi.ru * E-mail: tbi@bk.ru

МИРОВОЕ НОУ-ХАУ

ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ КОМПАНИЯ ТБИ ПРЕДЛАГАЕТ
НОВЫЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ И КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ, ДОСТИГАЮЩИЙ 99,99 %
ЭФФЕКТИВНОСТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ В ПУБЛИКУЕМОЙ СТАТЬЕ.
(Печатается в сокращении из журнала «Клиническая стоматология», № 3, 2006 г.)

С.ДЖ. БОНСОР,
врач общей практики, стоматологическая клиника, 21 Rubislaw Terrace, Абердин, Шотландия

Р. НИЧОЛ,
старший научный сотрудник по биологической медицине, кафедра медицинской микробиологии, госпиталь Грамплианского Университета, Абердин, Шотландия

Т.М.С. РАЙД,
консультант-микробиолог, кафедра медицинской микробиологии, госпиталь Грамплианского Университета, Абердин, Шотландия

Г.ДЖ. ПИРСОН,
профессор кафедры биоматериалов в стоматологии, школа медицины и стоматологии Лондонского Университета Кинг Мэри

Микробиологическая оценка фотоактивируемой дезинфекции в эндодонтии

(ИССЛЕДОВАНИЕ IN VIVO)

Новый метод дезинфекции, который может использоваться как при кардиозных процессах, так и в эндодонтии — называется фотоактивируемой дезинфекцией — PAD. Принцип его работы основан на том, что молекулы фотосенсибилизатора прикрепляются к мемbrane бактерии. Облучение светом с особой длиной волны, соответствующей пику поглощения фотосенсибилизатора, приводит к образованию атомарного кислорода, который разрушает стенку бактериальной клетки и приводит к ее гибели. Лабораторные исследования показали, что важным аспектом этой системы является тот факт, что два ее компонента при использовании по отдельности не оказывают воздействия на бактерии или нормальные ткани. На бактерии способно оказывать воздействие лишь сочетание фотосенсибилизатора и света.

Нами была разработана система для использования в эндодонтии, состоящая из небольшого диодного лазера, подсоединенном к светопроводящему волокну, наконечнику и излучателю. Она используется с раствором фотосенсибилизатора, хлорида толония, в концентрации 12,7 мг/л. Он представляет собой фармацевтическую форму витального красителя, толуидинового синего 0. Эта система была исследована в лаборатории, и при

условиях, приближенных к клиническим, было достигнуто уничтожение примерно 109 бактерий. Она показала свою эффективность в отношении уничтожения бактерий, часто ассоциируемых с эндодонтическими инфекционными процессами, таких как *Fusobacterium nucleatum*, *Prevotella intermedia*, *Streptococcus intermedius* и *Peptostreptococcus micros*. Также было продемонстрировано, что система PAD способна уничтожать *Enterococcus faecalis*, который считается одним из микроорганизмов, отвечающих за рецидивы инфекционных процессов в корневых каналах.

Целью настоящего исследования было оценка данного устройства и определение с помощью микробиологических методов уровня бактериальной нагрузки стенок корневых каналов с особым акцентом на факультативные и облитатные анаэробы, являющиеся основными патогенными микроорганизмами в эндодонтии, на трех этапах обработки:

- После создания первичного доступа
- Сразу после завершения традиционной обработки корневых каналов
- После применения фотоактивируемой дезинфекции.

Во всех случаях в качестве образцов использовался дентин стенок корневых каналов.

Культивирование микрофлоры корневых каналов является очень сложной и трудоемкой методикой, требующей наличия микробиологической лаборатории в непосредственной близости от стоматологической клиники, чтобы бактерии (особенно, анаэробы) не погибли во время транспортировки. Однако это, пожалуй, единственный эффективный метод, позволяющий в краткие сроки оценить различные методики дезинфекции корневых каналов. Многие исследователи про-

демонстрировали повышение процента успеха эндодонтического лечения при обеспечении отсутствия бактериальной контаминации корневых каналов.

В данном исследовании образцы дентинных описок из корневых каналов были культивированы в течение 30 минут после взятия образца. Жизнеспособность культур была проверена до начала исследования путем транспортировки образцов между клиникой и лабораторией и оценки выживаемости бактерий. При этом было выявлено, что, при соблюдении соответствующих условий транспортировки, ни одна культура не погибает в течение 30 минут после взятия образца. По этой причине любой образец, который попал в лабораторию по истечению этого времени, исключался из исследования. В свете результатов лабораторных исследований, количественно продемонстрировавших эффективность процесса фотоактивируемой дезинфекции, было решено использовать полуколичественный метод оценки, так как задача состояла в определении наличия культивируемых бактерий после традиционной обработки и последующей фотоактивируемой дезинфекции. По тем же причинам было решено проводить культивирование в анаэробных условиях, так как эти микроорганизмы в основном являются либо облитатными, либо факультативными анаэробами.


Еще одним сложным моментом при культивировании бактерий является риск бактериальной перекрестной контаминации. Результаты данного исследования демонстрируют надежность использованной методики, так как:

- в многокорневых зубах были выявлены каналы, в которых изначально не определялись культивируемые бактерии
- в этих каналах не выявлялись культивируемые бактерии после обработки и очистки корневых каналов, а также после проведения процесса фотополимеризации.

Хорошо известно, что сложно обеспечить отсутствие бактерий в корневых каналах во время их обтурации. Традиционные ирригационные растворы, такие как гипохлорит натрия, эффективны с точки зрения уничтожения бактерий только при использовании значительных их объемов, и даже в этом случае сообщалось о том, что определенный процент корневых каналов все же содержит культивируемые бактерии после обработки. Проведенная ранее работа по культивированию бактерий из корневых каналов при использовании гипохлорита натрия продемонстрировала, что из 20 каналов, обработан-



Диодный лазер и эндодонтический наконечник



Наконечник и излучатель

лах по завершении процесса культивируемые бактерии отсутствовали. В этих трех случаях отсутствие увлажнения стенок канала не составляло значительной проблемы. Фотосенсибилизирующий раствор имеет лучшие смачивающие свойства по сравнению с гипохлоритом натрия благодаря меньшему поверхностному натяжению. Однако следует следить за максимальным увлажнением окружающей среды, так как очень важно, чтобы PAD раствор контактировал с бактериями, иначе процесс фотосенсибилизации не происходит.

В одном случае, когда фотоактивируемая дезинфекция оказалась недейственной, кончик излучателя выглядел несколько неправильно. Наконечник и излучатель вернули производителем, которые измерили выходную мощность светового потока и выяснили, что она составляла лишь 10% от ожидаемой. Дальнейшее исследование выявило трещину светопроводящего волокна. Таким образом, из-за энергии была недостаточной для уничтожения бактерий. Процедуру движения волокна вверх-вниз в корневом канале в процессе его обработки проводить перестали, так как было решено, что причиной поломки явился изгиб волокна в корневом канале.

Результаты исследования демонстрируют, что методика фотоактивируемой дезинфекции успешно уничтожает все культивируемые бактерии при правильном сочетании фотосенсибилизатора и адекватной дозы энергии и контакте как фотосенсибилизатора, так и света с бактериями. Очень важно следить за тем, чтобы излучатель не изгибался слишком сильно и не заклинивал в канале.

ДО ВСТРЕЧИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКЕ «МЕДВИН: СТОМАТОЛОГИЯ»,
Киев, 5 - 8 сентября, стенд «ТБИ Компания» и «Панмед»

Послание стоматологическому народу

Категорически приветствую тебя, стоматологический народ! Народ, строящий светлое, чистое, красивое стоматологическое будущее!

Благодарю всех, кто поручил «Панмеду» производство мебели для стоматологического офиса. Офиса, где нужно будет работать и работать не один час и не один день; где предстоит провести лучшие годы своей жизни. И для того, чтобы эти годы были действительно лучшими и эффективными, панмедовцы не устают творить для вас.

Будет ли комфортно работать с этой мебелью? Где и что должно находиться, лежать, стоять, подключаться? Какое впечатление останется у пациента от интерьера вашего офиса? Все эти вопросы мы с вами решим путем диалога.

Мы живем в век глобальной конкуренции. Кроме всего прочего, это означает, что стоматология борется за деньги пациентов с ресторанами, дискотеками, риэлторами, туроператорами и так далее. Тех стоматологов, которые конкурируют с пирожковыми и продавцами секонд-хенда, просьба не принимать эту статью близко к сердцу. Как гласит одна арабская пословица: «Чтобы быть счастливым, не желай невозможного».

Итак, офис должен быть красивым! Красота - это страшная сила! Имеете красивый офис - можете смело увеличивать расценки на 15-25% по сравнению с аналогичным офисом, где установлен гарнитур, сработанный производителем дешевых кухонь в сарае за углом. Народная мудрость гласит: «Дешева рибка, погана юшка».

Только поднимайте цены постепенно, на 3-5% ежемесячно. И еще одно: делайте это молча, без диспутов. С вами же никто не дискутирует, повышая цены на бензин и недвижимость. Мы, панмедовцы, гарантируем: в красивом, сногшибательном, улетном, ослепительно-богатом офисе пациенту не придет в голову торговаться. Статистика, которая знает все, утверждает, что всего 2-3% потенциальных пациентов сравнивают цены у разных стоматологов. Пациент, который вдумчиво ищет где подешевле, может стать серьезной проблемой для вашего бизнеса. Дело в том, что подознательно, жалея свои кровные, он провоцирует осложнения - не только клинические, сколько психологические.

Ваши пациенты - это те, кто вам доверяет и уважает вас и ваше право жить по-человечески.



3

Но вернемся к теме интерьера. Эргономика и красота исключительно субъективны. То, что для немца хорошо, то для русского смерть. Интерьер должен быть вашим продолжением, вашей неотъемлемой частью. Только в этом случае можно рассчитывать на грандиозный успех. Органичный интерьер, в котором вы чувствуете себя как рыба в воде, поддерживает работоспособность всей вашей команды на должном уровне.

Мы же ставим перед собой задачу совместно с вами создать интерьер более высокого уровня. Интерьер, позволяющий раскрыть ваши творческие способности, интерьер уверенного в себе профи, которому по плечу самые сложные клинические задачи. Совместно с вами панмедовцы создадут мебельный гарнитур специально для вас, создадут мебель, которая будет с вами единым целым.

Мы утверждаем: не может быть мебели одинаково хорошей для всех и для каждого! Чем дальше вы ушли от колхозного мышления, тем больше в вас индивидуальности. И тем интересней с вами работать, создавая неповторимый интерьер вашей клиники!

Мы не забываем о вас и после монтажа мебели, поддерживаем тесные дружеские отношения. Ваш офис будет расти и развиваться, наполняться современными технологиями и оборудованием. Увеличится штат сотрудников, появятся дополнительные помещения... Мы всегда готовы осуществить изменения в конструкции уже установленной в офисе мебели или создать для вас совершенно новую современную, мебель, в которой будет учтен ваш опыт пользователя и наш опыт производителя.

Взаимное обогащение в прямом и переносном смысле - одна из основных целей нашего сотрудничества.

Мы создаем пространство положительных эмоций для вас и ваших пациентов.



 panmed[®]

Всегда к вашим услугам,
ПАНМЕДОВЦЫ

ООО «Панмед», Приморский бульвар, б. г. Одесса 65026, Украина
Тел.: +38 (048) 729-47-72, 729-47-82, тел./факс: +38 (0482) 34-77-88
E-mail: panmed@eurocom.od.ua www.panmed.com.ua

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СЕНСАЦІЯ

Exrazul
Система для временной ретракции десны. Безболезненно! Быстро! Атравматично!

Piezotome
Новая дуальная ультразвуковая система в области остеохирургии, синус-лифтинга

Визиографы нового поколения

SOPRO 595

Интраоральные камеры. Оптика Carl Zeiss

Светодиодные лампы нового поколения. 1250 mW/cm²

2 в 1 ультразвуковой скейлер и air-полишер

PERFECT MARGIN
EXCAVIT
ENDO success

Разнообразные насадки к ультразвуковым приборам SATELEC

*Приглашаем Вас посетить наш стенд на 34-ой международной специализированной выставке «МЭДВИН: Стоматология» 5 – 8 сентября, г. КИЕВ, КиевЭкспоПлаза, ул. Салютная, 26

ООО «Сандора М»
Официальный дистрибутор в Украине Acteon Group
(SATELEC ACTEON Group, SOPRO ACTEON Group, PIERRE ROLLAND ACTEON Group)

SANDORA™

ACTEON
Germany

предъявите листок – скидка 10%

03087, Украина, г. Киев, ул. Кошицкого, 5
тел./факс +38044 242 55 26
технический отдел +38044 538 16 12
sandora@icnet.kiev.ua

ACTEON
PIERRE ROLLAND
SOPRO

ОБЛАДНАННЯ

МУЛЬТИБОР 135 у.е. Micro-NX

35 тыс. оборотов/мин

Нагрузка на валу – 300 гр/см

Макс. мощность – 96 Вт

3 года
бесплатного
сервиса

Область применения:


универсальность мультибора позволяет использовать его в стомат. установках, портативных терапевтических и зуботехнических бормашинах, является оптимальным решением проблемы замены существующих микромоторов, выработавших свой ресурс.

Региональный представитель: ЗАО «Виола», г. Полтава
8(0532) 509-529, 508-325. mailto: viola@septor.net.ua

Установка EURODENT ABSOLUTE

khoroz

ПП Хорох
м. Львів, вул. Зелена, 208 а
тел./факс 8 (0322) 98-41-37,
моб. 8 (067) 679-37-01
e-mail: khoroz_r@yahoo.com



на 2 установки

на 3 установки

на 2 установки

на 3 установки

на 2 установки

на 3 установки



30/7 s
640 EUR



30/15 s
860 EUR



CS 30/7 s
1570 EUR



CS 100/30 s
2550 EUR



SIL-EOL 24/50
475 EUR



ASPIR 1
320 EUR

CHIRADENTA 800 Optimal new



Высокоэффективный бестеневой осветительный прибор MEDILUX HF, удобный для использования в хирургии, стоматологии, зуботехническом производстве. Изделие отмечено международным сертификатом качества по системе ISO 9001. В светильнике использована новейшая технология газонаполненных трубок (дневной свет).

В сочетании с используемой HF-электроникой работа светильника рассчитана на 16000 рабочих часов. Конструкция позволяет подвесить светильник над полом на высоте 2,3 м, что гарантирует оптимальное освещение рабочего места, равное 5000 LUX.

- Освобождает от напряжения глаза
- Дает интенсивный бестеневой дневной свет
- Мощность освещения – 5000 LUX
- Комфорт управления (обыкновенное вкл., дистанционное вкл.)

В светильнике MEDILUX HF могут использоваться 2, 4, 6, 4+2 лампы дневного света.

Включение осуществляется как обыкновенным выключателем, так и дистанционно, с использованием инфракрасных лучей.

Стандартное обозначение светильников MEDILUX: двухламповый (2HF), четырехламповый (4HF), шестишламповый (6HF).

Тип светильника	2 лампы	4 лампы	4+2 лампы	6 лампы	6+2 лампы
Без дистанц. выключателя	2HF	4HF		6HF	
С дистанц. включением (вкл/выкл общего светильника)	2HF00	4HF00		6HF00	
С дистанционным вкл. (раздельное включение интенсивности)		4HF00 (2степени интенсивности)	4HF00 (косвенный свет в потолок)	6HF00 (косвенный свет в потолок)	6HF00 (3 степени интенсивности)
Размеры, мм	1570x370x90	1570x670x90	1570x670x150	1570x970x90	1570x970x150
Вес, (kg)	13	17	18	24	25
Освещенность, (lux)	3700	5000	5000	5200	5200
Мощность ламп	2 x 58W	4 x 58W	4x58W 2x36W	6x58W	6x58W 2x36W
Напряжение			230 V		



Дистанционный выключатель (версия с управлением интенсивности)

Включение светильника можно осуществлять при помощи дистанционного выключателя фирмы ABB, который может находиться на расстоянии до 20 м от светильника в любом месте. С его помощью осуществляется включение, выключение или управление интенсивностью светильника.



ЧП "ЭЛД"
Украина, 90400, Закарпатская обл., г. Хуст, ул. Л.Толстого, 6
тел./факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, моб. 067 907 11 95
e-mail: igor@khust.net
www.slovadent.sk • www.medilux.sk

Slovadent

- Дополнительное оснащение:
- Инструментальный столик с верхним расположением шлангов
 - Светодиодная фотополимерная лампа LED
 - Электрический мотор со световодом
 - Ультразвуковой скайлер
 - Головка светильника FARO
 - Диатермокоагулятор
 - Пылесос
 - Интраоральная камера с монитором
 - Визиография
 - Дополнительный трейстолик
 - Правый откидной подлокотник кресла

Формируем дилерскую сеть

MEDILUX HF

Высокоэффективный бестеневой осветительный прибор MEDILUX HF



CHIRADENTA 800 Optimal

Стандартная длина ламп – 120 см, но при этом длина светильника MEDILUX HF 160 см. Благодаря специально разработанному светофильтру, освещение равномерно распределяется по всему полу (1600 мм) светильника. Это позволяет спокойно работать с пациентом в лежачем положении, при этом взгляд врача постоянно находится в освещенной зоне, что снижает усталость глаз. Благодаря использованию электроники исключается пульсация света (эффект стробоскопа).

K3™ НІКЕЛЬ-ТИТАНОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Конусність	Діаметр верхівки	21mm	25mm	30mm
.02	15	825-2151	825-2155	825-2150
.02	20	825-2201	825-2205	825-2200
.02	25	825-2251	825-2255	825-2250
.02	30	825-2301	825-2305	825-2300
.02	35	825-2351	825-2355	825-2350
.02	40	825-2401	825-2405	825-2400
.02	45	825-2451	825-2455	825-2450
.02	15-40 Асортимент	825-2021	825-2025	

04	15	825-4151	825-4155	825-4150
04	20	825-4201	825-4205	825-4200
04	25	825-4251	825-4255	825-4250
04	30	825-4301	825-4305	825-4300
04	35	825-4351	825-4355	825-4350
04	40	825-4401	825-4405	825-4400
04	15-40 Асортимент	825-4021	825-4025	
04	45	825-4451	825-4455	825-4450
04	50	825-4501	825-4505	825-4500
04	55	825-4551	825-4555	825-4550
04	60	825-4601	825-4605	825-4600

06	15	825-6151	825-6155	825-6150
06	20	825-6201	825-6205	825-6200
06	25	825-6251	825-6255	825-6250
06	30	825-6301	825-6305	825-6300
06	35	825-6351	825-6355	825-6350
06	40	825-6401	825-6405	825-6400
06	15-40 Асортимент	825-6021	825-6025	
06	45	825-6451	825-6455	825-6450
06	50	825-6501	825-6505	825-6500
06	55	825-6551	825-6555	825-6550
06	60	825-6601	825-6605	825-6600

Конусність	Діаметр верхівки	17mm	21mm	25mm
.08	25	830-8257	830-8251	830-8255
.10	25	830-0257	830-0251	830-0255
.12	25	830-2257	830-2251	830-2255

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

Profident *plus*

Україна, м.Львів
Тел. +38 (032)240-17-40,
+38 (050) 317-36-39
www.profident-plus.lviv.ua

K³=√ENDO™



АКЦІЯ!

Все для сучасної клініки!



MD20



Мікромотор з мікропроцесорним керуванням та фізіодиспенсером MD20

Система **MD20** використовується для роботи з кістковими тканинами та мукопластики в дентальній хірургії та імплантології, а також для вкручування імплантатів, формувачів ясен та абатментів.

MD20 використовується також в ЛОР, пластичній та нейрохірургії.

Параметри:

- Діапазон швидкостей обертання: **500-40000** об/хв.
- Діапазон обертального моменту: **1-10 Нсм.**

Можливості:

- Плавне регулювання швидкості обертання та подачі фіброзчину за допомогою педалі.
- Можливість програмування та зручне переключення між програмами.
- Два способи регулювання швидкості обертання:
 - Сповільнення аж до повної зупинки при перевищенні встановленої межі обертального моменту – використовується при свердлінні.
 - Моментальна зупинка при досягненні встановленого значення обертального моменту – використовується при вкручуванні імплантатів, формувачів ясен та абатментів.
- Підтримка одночасного підключення двох мікромоторів.
- Надзвичайно потужний мікромотор: 100 Вт.
- Інформативний LCD-екран.
- Можлива комплектація термопринтером.

TCM

Endo V



Ендомотор з вбудованим апекс-локатором TCM Endo V

Можливості:

- Автоматичний контроль обертального моменту – спеціальна функція, яка попереджає поломку файлу. Коли досягається вибрана межа обертального моменту, мотор робить одне обертання в зворотному напрямку, після цього повертається до обертання в попередньому напрямку.
- Для контролюваного розпрацювання каналу можуть бути вибрані різні режими. Вони активуються, коли файл досягає заданої відстані до апекса:
 - «Авто сповільнення» - сповільнення обертання наполовину
 - «Авто реверс» - перемикання на обертання у зворотньому напрямку.
 - «Автостоп» - зупинка мотору.
 Активізація цих трьох режимів супроводжується звуковим сигналом.
- Вбудований апекс-локатор не потребує ручного калібрування, працює як в сухому, так і в вологому середовищі.
- Точність вимірювання апекс-локатора – 0,1 мм.

Параметри:

- Можливі значення обертального моменту: **2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 і 50 Нсм.**
- Діапазон швидкості обертання: **150-2000** об/хв.

ТзОВ "Прем'єр-Дентал"
вул. Ніжинська, 10
79010 Львів Україна
Тел./факс 032 297 63 64
Тел. 032 297 63 65
premier@dental.net.ua
www.dental.net.ua



ПРЕМ'ЄР ДЕНТАЛ

Компанія «Прем'єр-Дентал» –
ексклюзивний представник
швейцарської фірми Nouvag в Україні

CHIRADENT Praktik



- стіл вчайди на жесткій поворотній консолі з нижньою подачею шлангів,
- модуль для підключення 3-х інструментів (1 со світлом),
- світильник CL Trend,
- керамічний блок пневматичници,
- слюноотсос водний,
- автономна вода,
- управляюча педаль простого діївия,
- крісло CK 652 непрограммированное,
- шланг Midwest з отводом воздуха,
- шланг мотора P2ED460.

CHIRADENT Mini



Нове покоління, з електронним управлінням.

- кераміческая пневматичница,
- энергоблок,
- водный слюноотсос,
- столик врача на пантографической поворотной консоли с нижней подачей шлангов,
- столик оснащен сенсорной панелью и пнездом для подключения 5-и инструментов,
- функция Chip-Blower,
- светильник CL Trend,
- ножной пульт управления,
- автономная вода,
- трехфункциональный шприц врача,
- шланг Midwest со светом и отводом воздуха,
- шланг микромотора NSK,
- встроенный компрессор DK 50H1.



MEDIProgress

Наконечник турбинний з кнопочним зажимним устройством

HTKC-300-1 «СЗМ»
Надежный турбинный стоматологический наконечник со стандартной головкой.

Наконечник турбинний з кнопочним зажимным устройством

HTKC-300-1 «СЗМ» Л
Высоконадежный кнопочный турбинный наконечник с закрытыми шарикоподшипниками. Три отверстия для провода охлаждающих сред позволяют обеспечить орошение зоны обработки в самых труднодоступных местах.



Стоматологические наконечники

Тайфун-Мед
от 313 до 639 грн.

Большой выбор запчастей



Офіційний представитель
стоматологічної фірми «Тайфун-Мед»

НП-40М

НУ-40М

НУМК-40 «С»

НУ-40-М-3

СТОМАТОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ КМІЗ ІЗ ПЕРВИХ РУК!



Стоматологические компрессоры	Цена, Евро
DK 50-H. 1 встраиваемый	640
DK 50 S, ресивер 5 л	880
DK 50.10 S, ресивер 10 л	900
DK 50 Plus, ресивер 25 л	1135
DK 50 2V 5, ресивер 25 л	1660
DK 50 2V/10, ресивер 110 л 1-2 установки	1350
DK 50 2x2V/110, ресивер 110 л 3-4 установки	2060
DK 50 4x2V, ресивер 110 л 8-10 установок	5450
DK 50 6x2V, ресивер 110 л 12-15 установок	7630
DUO T, ресивер 25 л. с пылесосом	1580
DO 2,1T, пылесос в кожухе	550

ПКФ "СТОМАТОЛОГ-Ж"
г. Київ, ул. Шота Руставели, 27
тел./факс: +380 44 531-9890 (91)
e-mail: stom-zh@i.kiev.ua



**GNATUS****Стоматологическая установка
SYNCRUS:****Столик врача:**

- до 6 инструментов
- скалер пьезоэлектрический
- мембранный пульт управления
- пантографическое плечо

Кресло:

- программируемое, 4 программы
- система транделенбург
- артикуляционный подголовник
- электромеханика системы BOSCH

Гидроблок:

- столик ассистента на движимом плече с мембранным пультом
- поворотная плевательница

Светильник:

- уровень освещения 25000 Люкс

ЦЕНА от 3 200 ЕВРО**У К Р М Е Д**
денталwww.ukrmed-dental.kiev.ua**Панорамный томограф STRATO 2000:**

- пленочный, стандартные программы
- плюс линейная томография

ЦЕНА 20 100 ЕВРО**Панорамный рентген ROTOGRAF D:**

- цифровой, стандартные программы

ЦЕНА 21 600 ЕВРО**Панорамный рентген ROTOGRAF Plus:**

- пленочный, стандартные программы

ЦЕНА 11 900 ЕВРО**Радиовизиограф
VISIODENT (Франция):**

- 22.72 пар линий на мм
- размер датчика 39.5x25x5.7 мм
- программное обеспечение на русском языке, неограниченная сетевая версия

ЦЕНА 4 700 ЕВРО**FOSHION****Стоматологическая установка
FJ22:****Столик врача:**

- до 5 инструментов
- скалер пьезоэлектрический
- мембранный пульт управления
- негатоскоп

Кресло:

- электромеханическое
- программируемое
- артикуляционный подголовник

Гидроблок:

- слюноотсос, пылесос
- керамическая плевательница

Светильник:

- уровень освещения 20000 Люкс

ЦЕНА от 2 400 ЕВРО**Представители:**

г.Донецк, ООО «Дондент», тел: 8 (062) 384-04-33, 382-65-70

г.Львов, ЧП «Дентал экспресс», тел: 8 (0322) 40-37-28, 40-35-04

г.Николаев, ЧП Романенко, тел: 8 (0512) 47-81-60, 47-83-02

г.Запорожье, ЧП «Дент-Ленд», тел: 8 (061) 289-33-88, 289-33-89

г.Севастополь, ЧП «Анкон», тел: 8 (0692) 44-10-22, 8 (050) 505-85-23

CHIRANA Medical STARA TURA**Стоматологическая установка
SMILE SYMPATIC:****Столик врача:**

- современный эргономичный дизайн
- электронная система управления и контроля
- эндофункция микромотора
- более 20 возможных опций

Кресло:

- программируемое, 4 программы
- артикуляционный подголовник

Гидроблок:

- поворотная фарфоровая плевательница

Светильник:

- уровень освещения 27000 Люкс

ЦЕНА от 7 600 ЕВРО

серпень 2006

ОБЛАДНАННЯ

DENTA

Общая информация DENTA T5628EL

D-TEC AB представляет светильник нового поколения DENTA T5628EL, который является новой разработкой профессионального освещения для стоматологии с направленным и потолочным светом.
DENTA T5628EL имеет следующие преимущества:
 Высокая интенсивность освещения
 Инфракрасный фильтр предотвращает тепловое излучение и защищает светильник от проникновения пыли и грязи
 Низкий расход энергии
 Высокочастотный бестеневой свет
 Оптимальный дневной свет для определения цвета – лампы Т5 дневного света
 Отсутствие магнитного и электрического поля
 Легкость замены ламп
 Малый вес
 Регулируемое крепление на стальных тросах
 Защитное покрытие верхней части светильника



4000 lux/1,2m

Технические характеристики: DENTA T5628EL

Материал: прессованный алюминиевый профиль
 Цвет: белый (порошковый лак RAL 7047)
 Освещенность: 4000 lux/1,2 m
 Цветовая температура: 6500K RA85
 Люминесцентные лампы: 6X28 W направленный свет
 Размеры: длина – 1355 мм, ширина – 700 мм, толщина – 55 мм
 Вес: 11 кг
 Классификация ослепления: ВК00
 Классификация защищенности: IP20

Тип	Освещенность, lux/1,2 m	Тип ламп, W	Мощность, W	Световая температура	Размер, мм	Вес, кг
DENTA	4000	6X28	168	6500K RA854000K RA85	1355 x 700 x 55	11
DENTAMAXI	4900	8X28	244	6500K RA854000K RA85	1355 x 872 x 55	12
DENTAPLUST Tough Dim	280-5800	6X54	324	6500K RA854000K RA85	1355 x 700 x 55	11
DENTA U	3900	6X54	324	6500K RA854000K RA85	1640 x 1355 x 65	17

Невидимое
становится
видимым

270 USD

гибкая система складок



Высокоэффективный
ультразвуковой скалер.
Попробуй и убедись!

370 USD



ООО «Дентстал»

тел.: +38 044 289-05-32, 237-92-99, 585-87-89
 nikolos@uct.ua

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Обладнання «WOSON®», «RUNYES®» сертифіковане в європі і відповідає усім сучасним європейським та американським вимогам.
 «WOSON®», «RUNYES®» використовують комплектуючі відомих Європейських виробників «OMRON», «Motorola», «Philips».

woson **Runyes®**



Mіні принтер



Tanda IIB - 18,23 (B клас)



Tanda IIA - 14,18, 23 (B клас)



Tinhero-12, 16 (B клас)



Taning-12, 16 (S клас)



Tangor-12, 16 (N клас)

Tinhero -12, 16 (B клас) - автоклав відповідає вимогам Європейського Стандарту prEN 13060/4.

Режим роботи: Трьохразовий попередній вакуум, 5 робочих програм (134°C, 121°C) – стерилізація запакованих та незапакованих інструментів, виробів з бавовни та інших пористих матеріалів. Вакуумна сушка. Механічний замок. Можливість комплектації мініпринтером для друку характеристик процесу стерилізації.

Taning -12, 16 (S клас) - автоклав відповідає вимогам Європейського Стандарту prEN 13060/4.

Режим роботи: Одноразовий попередній вакуум, 5 робочих програм (134°C, 121°C) – стерилізація запакованих та незапакованих інструментів виробів з бавовни та інших пористих матеріалів. Вакуумна сушка. Механічний замок. Можливість комплектації мініпринтером для друку характеристик процесу стерилізації.

Tangor -12 (N клас) - автоклав відповідає вимогам Європейського Стандарту prEN 13060/4.

Режим роботи: Трьохразовий термодинамічний вакуум, 2 робочі програми (134°C, 121°C) – стерилізація незапакованих інструментів. Термосушка. Механічний замок.

Tangor -16 (N клас) - автоклав відповідає вимогам Європейського Стандарту prEN 13060/4.

Режим роботи: Трьохразовий термодинамічний вакуум, 4 робочих програми (134°C, 121°C) – стерилізація запакованих та незапакованих інструментів. Термосушка. Механічний замок. Можливість комплектації мініпринтером для друку характеристик процесу стерилізації.

КУПУЮЧИ ОБЛАДНАННЯ В ЗАТ «САТВА» ОТРИМУЄТЕ КОМП'ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ «КЛІНІКА 2004» ПАКЕТ «АКЦІЙНИЙ»

Тел.: (0352) 26 71 56 , тел./факс (0352) 43 30 25, 28 71 75, 28 92 91
 46023, м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 6, а/с 314
www.satva.com.ua e-mail: office@satva.com.ua

SATVA



Внимание акция!!!
Получите бесплатно!!!

При покупке 1 кг HERAENIUM NA –
подарок – 1 комплект
(5,6 кг + 900мл)
скоростной
паковочной массы
MOLDAVEST EXACT
для коронок и мостов.



HERACAST iQ



Новая
высоко-
интеллектуальная
универсальная
вакуумная
литейная
установка

Heraenium P (Co-Cr сплав для керамической облицовки)
Heraenium NA (Ni-Cr сплав для керамической облицовки)
Heraenium S (Ni-Cr сплав для керамической облицовки)
Heraenium NF (Co-Cr сплав для бюгельных протезов)
MOLDAVEST EXACT скоростная паковочная масса для коронок и мостов (5,6 кг + 900 мл)
MOLDAVEST Master Run скоростная паковочная масса для бюгельных протезов (20 кг + 3 л)
HERACERAM синтетическая низкотемпературная керамическая масса



HERAMAT C
Печь для обжига
керамики

г. Киев, ул. Овручская, 21
тел.: 8 044 599-51-52, факс: 8 044 483-36-48
моб.: 8 050 384-05-60
e-mail: viktor_457@svitonline.com

Бескрайнее
море предложений
от «KuSto»!

Dentamatic 500 Chameleon M X

PORCELANE FURNACE

Permanent **FREE** function update

www.tokmet.com

TOKMET Ltd
29 Cherno More Str
9022 Varna, Bulgaria
tel: +359 52 343 498
+359 52 343 499
fax: +359 52 343 489
teko@tokmet.com

БЕЛАРУСЬ

- Боры "DIALIT"
- Диски "DIALIT"
- Боры "СИСТЕМА"

РОССИЯ

- Диски "АГРИ"
- Эндодонтический инструментарий "AVICENNA"



ЧП Невстроев
г. Киев, ул. Вишняковская 13
тел./факс 8 (044) 572-98-18, моб. 8 (050) 312-86-81
e-mail: vega@clariant.com.ua

Акриловые зубы Acry Rock V
производства Dental Manufacturing S.p.A.
Ruthinium (Италия).

Оттенки цветов по шкале Vita



Дентальные Системы – эксклюзивный представитель акриловых зубов
Acry Rock V в Украине. Формируем дилерскую сеть.
Тел. +38 044 2019376 • Факс: +38 044 5024124
e-mail: dentalsystems@ukr.net

Частное предприятие "Медрегион"

Продажа стоматологических материалов.
Продажа, монтаж,
сервисное обслуживание
стоматоборудования.
Новая программа
кредитования!



AP Крым,
г. Симферополь, ул. Кирова, 74а
тел.: (0652) 52-56-59, 8 (050) 569-95-05
8 (050) 564-38-54, 8 (050) 651-25-70
e-mail: medregion@mail.ru
med-region@rambler.ru



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АТТАЧМЕНТ
ЛУЧШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ



the **easy** solution

Вариабельность конструкций для врача

Простота изготовления и наш опыт для техника

Эстетика и комфорт для пациента

Немецкое качество для всех

ООО "РЦСИ"
Украина, 61166, Харьков, ул. Бакулина 4
тел./факс: 8 (057) 717-51-84
ген. дир. Боян Аркадий Максимович

На базе ООО "РЦСИ" проводятся трехдневные
курсы для зубных техников по освоению
технологий изготовления конструкций с
аттачменами MK 1. Выдается сертификат.

ВЫБИРАЙ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА

**ВОЗДУШНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
СТЕРИЛИЗАТОРЫ
ОБЪЕМОМ
20, 40 И 80
ЛИТРОВ**

UTC

КАМЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Фиола

61001 г.Харьков
ул.Плехановская, 16-А, офіс 50
тел./факс (057) 732 40 43
e-mail: utc@hotbox.ru

UTC

МУЛЬТИБОР Micro-NX 135 у.е.

35 тыс. оборотов/мин
Нагрузка на валу 300 гр./см
Макс. мощность 96Вт

3 года
бесплатного
сервиса



Область применения:
Универсальность мультибора позволяет
использовать его в стом. установках, портативных
терапевтических и зуботехнических бормашинках,
является оптимальным решением проблемы замены
существующих микромоторов, выработавших свой ресурс.

Региональный представитель ЗАО "Viola" г. Полтава
8(0532) 509-529, 508-325. mailto: viola@septor.net.ua

Оптические и осветительные системы



**60 лет
лидерства!**


Специальное предложение от Dent Land!

Всем заинтересованным врачам-стоматологам и зубным техникам:
консультации и индивидуальный подбор оптических и осветительных систем HEINE
проводятся бесплатно в г. Киеве на базе стоматологической клиники СК.Дент.
тел.: +380 44 570-97-77, моб.: +380 67 445-59-53



Модель	З/т лаборатория	Имплантология	Терапия	Эндодонтия	Хирургия
Бинокулярные оптические системы					
C-2,3x	***				
C-2,3x K	**		*		*
HR-2,0x	*	*	**		**
HR-2,5x	*	**	***	*	***
HRP-3,5x	*	**	**	**	**
HRP-4,0x	**	***	*	**	*
HRP-6,0x	***	**		***	
Осветители					
UBL100			*		
SL350	*	*	*	**	**
LED Light		**	***	*	**
F.O. Light	**	**	***	**	***
MD1000		***	***	***	***
3SLED	**	***	***	***	***
HL1200	***	**	***	*	**
HL5000	***	***	***	**	***
HKL	**	***	*	***	***

Алмазные боры Acurata



Высочайшее качество нанесения алмазного покрытия

Модульная интраоральная камера*



* 440 000 пикселей, титановый корпус!!

Зеркала с РОДИЕВЫМ покрытием — одно отражение, идеальная чёткость изображения



Стекловолоконные штифты с пунктами механической ретенции



**Эндодонтические инструменты,
ручные и механические**

Из нержавеющей шведской стали
самого высокого качества:

- > Н-файлы, S-файлы, К-файлы, К-римеры
- > Плагеры и спредеры для конденсации гуттаперчи

Высококачественные NiTi-проводолки

- > Файлы NiTi H, NiTi S и NiTi K, дрили NiTi
- > Файлы NiTi TEE, BIG TAPER механические
- > Файлы NiTi TWO, taper 2% механические

Инструменты упакованы вместе с ограничителями,
по 6 шт.; размеры от 06 до 140, длиной 21, 25 и 28 мм

Европейский сертификат безопасности CE

Poldent sp. z o.o.,
ul. Corazziego 4, 00-087 Warszawa
Tel: +48 22 827 29 99, +48 22 827 99 18,
e-mail: poldent@poldent.pl, www.poldent.pl

КП "ВОРЛД ДЕНТАЛ СЕПЛАЙЗ"
Раздольная 21, Симферополь
95018 Крым, Украина
Тел/факс: 38-0652-249988, Email: wds@utel.net.ua

Poldent®

НАДЕЖНАЯ ОБТУРАЦИЯ - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РЕСТАВРАЦИИ



"СИЛДЕНТ"
на силиконовой основе
с гидроксиапатитом

"ЭОДЕНТ"
цинкоксидэugenольный
материал длительного
отверждения

ПЛЕЧЕНИЕ
эндодонтическое

"СТИОДЕНТ"
стеклоиномерный
водоотверждаемый
цемент

"ВИЭДЕНТ"
на основе эпоксидного
аминополимера

"ТИЭДЕНТ"
антисептический цинкоксидэugenольный
материал с кортикостероидами

Наш представитель на территории Украины
ЧФ "Денталюкс"
61204, г. Харьков, пр. Л. Свободы, 34, к.148,
тел./факс(057)337-74-40
www.vladmlva.ru, market@vladmlva.ru

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

Выбор профессионалов во всём мире!
Украина, США, Канада, Англия, Израиль, Франция, Италия, Германия, Испания, Швеция,
Нидерланды, Греция, Турция, Южная Корея, Таиланд, Сингапур, Колумбия, Аргентина, Чили,
Румыния, Коста-Рика, Новая Зеландия, Индия, Россия, Беларусь, Казахстан, Грузия, Латвия

mis

Keep It Simple

Твой уверенный старт в имплантологии



MIS – высокий стандарт качества
MIS – опыт десятков университетов мира
MIS – легко устанавливать – легко протезировать
MIS – №1 в Украине соотношение цена/качество
MIS – поставки со склада в Украине
MIS – курсы для врачей, курсы для техников

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте:
www.mis-implants.com

ООО «Дентек» г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 11. Тел./факс: (044) 402-10-37, 502-41-54; e-mail: dentek@ukr.net

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО – СТАНДАРТ ОТ



FTORCALCIT-E

Система для глубокого фторирования эмали

Техническое описание

Фторкальцит-Е относится к новой группе эмаль-герметизирующих препаратов, построенных на принципе синтеза геля кремниевой кислоты в порах гидроксилапатитовых призм эмали и распределения в нем кристаллов фторида кальция и меди.

Компоненты Фторкальцита-Е собраны в выпускной форме жидкости и пасты. В состав жидкости входят: гексагидрат фторсиликата меди-II, фторид натрия, дистиллированная вода. Паста включает в себя высокодисперсную гидроокись кальция, гидроокись меди-II, гидроксокупрат кальция, загустители, дистиллированную воду. Используемая в составе Фторкальцита-Е гидроокись кальция получена по специальной технологии и имеет микрокристаллическую структуру. Последовательное нанесение жидкости и пасты Фторкальцита-Е обеспечивает глубокое фторирование зубной эмали или костного цемента шейки зуба. Высокая концентрация ионов фтора и меди обеспечивает защиту зуба от карiesогенных микроорганизмов, стимулирует регенерацию тканей пародонта в пришеечной области.

Фторкальцит-Е рекомендуется к применению для десенсибилизации шейки зуба, локальной профилактики и лечения карIESа зубной эмали, минерального запечатывания фиссур.

Фторкальцит-Е используется следующим образом.

Десенсибилизация шейки зуба

Обрабатываемый участок зуба очищают от зубного налета при помощи круглой щеточки пастой для клинической чистки, промывают и просушивают. Шейку зуба в течение 30 с обильно смачивают ватным тампончиком, пропитанным жидкостью Фторкальцита-Е. После этого, другим чистым ватным тампоном, не производя промежуточного полоскания, на шейку зуба наносят пасту Фторкальцита-Е и через 30 с проводят полоскание. Процедуру повторяют еще 2 раза через 1-3 недели. В дальнейшем процедуру проводят 1-2 раза в год.

Входящая в систему гидроокись меди-кальция обладает следующими свойствами: бактерицидно-активна в отношении всех микроорганизмов, включая анаэробные, споры, грибки; отсутствует развитие резистентности бактерий; способствует регенерации костных и мягких тканей.

Гидроокись меди-кальция останавливает разрушение дентальноальвеолярной системы. При продолжительном лечении приводит к возникновению зубодесневого прикрепления, синтезу костной ткани.

CALCISOLE

Паста гидроксидкальциевая восстановительная

Техническое описание

Паста гидроксидкальциевая восстановительная Calcisole относится к ряду препаратов гидроокиси кальция, получивших широкое применение в стоматологической практике для стимулирования регенерационных процессов в минеральных структурах зуба в совокупности с антибактериальным воздействием. В отличие от полимеризующихся паст Calcisole образует твердый прокладочный слой за счет физического высыхания пасты при обдуве сжатым воздухом.

Паста Calcisole состоит из приготовленной по специальной технологии микрокристаллической гидроокиси кальция, диспергированной в водно-спиртовом растворе пленкообразователя. Паста содержит также фторид магния для пролонгированного выделения ионов фтора и сульфат бария в качестве рентгеноконтрастной добавки. Паста имеет текучую консистенцию и легко наносится через канюль. При толщине слоя примерно 0,2 – 0,3 мм паста высыхает в струе сжатого воздуха за 20 – 30 с.

Содержащийся в слое Calcisole полимерный пленкообразователь поглощает в дальнейшем некоторое количество жидкости из тканей зуба, образуя упругое хрящеподобное тело, способствующее восстановлению структуры и прочности прилегающих тканей, главным образом, дентина.

Паста Calcisole рекомендуется к применению в качестве прокладки при лечении глубокого карIESа под постоянные и временные пломбы, для защиты пульпы от бактериальных и химических воздействий, для регенерации травмированной или восстановления воспаленной пульпы при пульпитах.

Пасту вносят в подготовленную полость зуба на кончике штопфера в зону рога пульпы и распределяют по дну полости слоем около 0,2 – 0,3 мм. Сушат сжатым воздухом в течение 20 – 30 с. При необходимости нанесения более толстого слоя (0,4 – 0,5 мм) и для обеспечения большей непроницаемости прокладки пасту наносят повторно и сушат по тому же режиму. Затем слой Кальцизоля покрывают изолирующей прокладкой или материалом для временного пломбирования.

Пасту Calcisole поставляют в поршневых шприцах по 4 г в комплекте с 3 канюлями.



ORDINAR

Воск моделировочный

Приготовлен по традиционному рецепту с высоким содержанием парафина. Предназначен для моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов, фасеток и др. деталей с применением ручных инструментов. Отличается легкостью обработки, образует «сухую» стружку.

Упаковка: 50 г воска в коробочке

FRESO

Воск моделировочный фрезерный

Применяется для моделирования промежутков мостовидных протезов, а также элементов бюгельных протезов, вкладок, полукоронок, виниров, штифтовых зубов и других точных мелких литых заготовок с использованием различного рода фрез с механическим приводом.

Обладает выраженной непрозрачностью, высокой твердостью, хорошей обрабатываемостью. Не рекомендуется подгонка восковой репродукции путем деформирования.

Упаковка: 50 г воска в коробочке

SCULPO

Воск моделировочный скульптурный

Применяется для моделирования промежутков мостовидных протезов, а также элементов бюгельных протезов, вкладок, полукоронок, виниров, штифтовых зубов и других точных мелких литых заготовок с использованием ручных режущих инструментов и метода наплавления электрошламом. Обладает выраженной опаковостью, твердостью, вязкостью и хорошей обрабатываемостью.

Упаковка: 50 г воска в коробочке

PLATEWAX

Базисные восковые пластины

Воск Platewax предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, а также индивидуальных ложек и ложек-базисов. Воск Platewax представляет собой парафино-церезиновую композицию со специальными добавками.

Воск Platewax при разогреве обладает высокой пластичностью и легко формуется. Воск хорошо обрабатывается инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь, полностью, без остатка удаляется кипящей водой из гипсовых форм. Температура плавления и застывания воска 52-54°C. Применен краситель нового типа, что дало более контрастную окраску. Новая технология изготовления позволила получить микрокристаллическую структуру воска, что, в свою очередь, дало очень эластичные пластины с гладкой качественной поверхностью.

Упаковка: 450 г, 18 восковых пластинок розового цвета



По вопросам приобретения обращайтесь к дистрибутору ПП «Латус»: Медмаркет г. Харьков. тел./факс: 8 (057) 343-67-05, 343-24-05 е-mail: itl1804@online.kharkov.ua



**Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов
фирмы «DE Denimed», Аргентина**

- Электромеханическое кресло с артикуляционным подголовником и ножным джойстиком управления, система «антишок».
 - Основная оснастка блока врача:
 - блок управления на 2 инструмента с точной регулировкой подачи воды и воздуха;
 - два турбинных шланга типа «Мидвест» (дополнительно одно место для инструментов);
 - «пистолет» вода/воздух комбинированный, трехфункциональный;
 - поднос из нержавейки для инструментов.
 - Блок пневматической промывки:
 - керамическая съемная пневматическая насадка с круговым ополаскиванием;
 - «система чистой воды» (баллон 1,0 л);
 - слюноотсос воздушный эжекторного типа с возможностью регулировки силы всасывания;
 - система наполнения стакана;
 - встроенный редуктор входного давления;
 - стоматологический галогенный светильник на пантографическом плече с двумя градациями яркости;
 - ножная педаль управления инструментами.
 - Стул врача-стоматолога с регулируемой спинкой и газовым амортизатором.
 - Монтаж и доставка – бесплатно.
 - Гарантия 1 год.



d'Alpha Bio System®

Система стоматологической имплантации (Израиль)



**МЫ СОЗДАЕМ РЯД ИДЕАЛЬНЫХ ФОРМ –
ВЫ СОЗДАЕТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ЗУБНОЙ РЯД!**



тел. (044) 501-12-31 (многоканальный)
тел./факс: (044) 525-31-89
525-47-66

Тюмень

ТПФ «Инфолайн» – эксклюзивный представитель в Украине.

46-а, пр-т 40-летия Октября,
03039, Украина
e-mail: ifl@carrier.kiev.ua



Производство материалов для стоматологии

Высокие технологии в стоматологии



терапия



ортопедия



профилактика

ЗАО “СтомаДент”

**117485 г. Москва, ул. Бутлерова, 12
тел./факс: (495) 781-62-90/91, 514-93-46/47/48.
www.stomadent.ru, post@stomadent.ru**

**ЗАО «СтомАдент» приглашает посетителей 34-й специализированной выставки
«МЭДВИН: Стоматология 2006» 5-8 сентября на свой стенд G 3.**



Istituto nazionale per
il Commercio Estero



Інститут зовнішньої торгівлі Італії (I.C.E.)
Асоціація італійських виробників стоматологічної продукції (UNIDI)
запрошує відвідати стенд


ІТАЛІЙСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПРОДУКЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

В рамках 34-ої спеціалізованої виставки Медвін: Стоматологія-2006

5 - 8 вересня 2006 р.

Виставковий центр «КіївЕкспоПлаза», Київ, вул. Салютна 26, павільон F, стенд Н3 — I.C.E./Unidi

Для отримання додаткової інформації прохання звертатися до Відділу розвитку торгівельного обміну Посольства Італії в Україні (I.C.E.)
т. 490 39 32 ф. 490 39 37 е-mail: kiev.kiev@ice.it



PRESIDENT®

Виробник – АТ "БетаФарма" Італія

- НАЙСУЧАСНІШИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД ЗА ЗУБАМИ ТА ЯСНАМИ
- Перші в Україні безпечні зубні пасти з суворо контролюваною абразивністю (RDA-75) та натуральними природними компонентами!
- Високоякісні бальзами, гелі, ополіскувачі БЕЗ СПІРТУ, флоси та спрей З НАТУРАЛЬНИМ СМАКОМ!
- Антибактеріальні зубні щітки із золотим та срібним покриттям + 1 змінна голівка, за цінами звичайних щіток!
- ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ: крем для фіксації «Гарант» та таблетки для очищення протезів «Дентпрограма»!

Для тих, хто любить власні
зуби

серія АКТИВ

серія ЕКСКЛЮЗИВ

серія СЕНСИТИВ

серія КЛАСИК

серія РЕНОМЕ

ТОВ «Прем'єр плюс», Тел./факс: (057) 717-15-49, e-mail: premuer@vk.kharkov.ua
Формуємо мережу торгівельних представників по Україні

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

Стоматология красоты Natural White®

Отбеливание даже чувствительных зубов!



Революционный отбеливающий комплекс Natural White® «5 минут»™

- Впервые не содержит перекись, не агрессивен для эмали
- Не требует защиты десны
- Максимально безопасный
- Эффективно отбеливает зубы
- Запатентованная зубная пластина (кашша) Duo Tray™ позволяет одновременно отбеливать верхние и нижние зубы
- Процедура отбеливания занимает 5-10 минут, что на 300% сокращает время контакта зубов и слизистой с активными компонентами системы
- Приятен на вкус
- Доступен каждому пациенту



Эксклюзивный представитель в Украине:
Фармацевтическая компания «Натурфарм»
г. Киев, 04075, Пуща-Водица, ул. Лесная, 30А
тел: (044)431-8-431; e-mail: mrkt3@ukrpack.net

Ліцензія МОЗ АВ №116709 • Виділ ГСЭС №05.03.02-03/48076 от 24.10.05 г.



Линия отбеливающих зубных паст Natural White®

Рекомендована как поддерживающая после профессиональной чистки, отбеливания, для ежедневного применения.
Любому пациенту можно подобрать подходящую пасту.

- Отбеливающая зубная паста для чувствительных зубов Natural White®, 100 мл
Отбеливание даже чувствительных зубов!
- Отбеливающая зубная паста с пищевой содой Natural White® (для пациентов с активным образованием зубного налета), 100 мл
Отличный чистящий эффект!
- Отбеливающая зубная паста против зубного камня Natural White®, 100 мл, предупреждает образование зубного камня
- Чистящий гель для зубов Natural White® (для пациентов с множественными реставрациями, чувствительными деснами), 100 мл

Благодаря высокому качеству, мягкой полировке пасты эффективно удаляют пятна с зубной эмали, не повреждая ее, а наличие ионов фтора (NaF 0,24%) способствует реминерализации в эмали и дентинных порах. В состав зубной пасты для чувствительных зубов входят также ионы калия (натрия калия 5% и монофосфат калия 0,76%). Проникая вглубь дентинных каналцев, ионы калия воздействуют на нервные окончания, вызывая их деполяризацию, таким образом, блокируют восприятие внешних раздражителей и устраняют гиперестезию твердых тканей зуба.

Приобрести продукцию вы можете у наших партнеров:

КМІЦ «СТОМАТСЕРВІС»	г. Київ	т/ф: (044) 278-59-17, 278-41-10
«КРЫМ-МЕДМАРКЕТ»	г. Симферополь	т/ф: (0652) 248561, 24-80-24
ЗАО «Виола»	г. Полтава	т/ф: (0532) 508-325, 509-529
«Регард»	г. Харків	т/ф: (057) 771-65-90 тел. (0572) 282342
Фірма «Сервис-Центр»	г. Одеса	тел: (0482) 728-10-06, 37-33-61

e-mail: stomats@astral.kiev.ua
e-mail: krymmedmarket@utel.net.ua
e-mail: viola@septor.net.ua
e-mail: regard@rambler.ru
e-mail: sc@ukrdental.com

Стоматологи, покупая в августе-сентябре 2006г

4 набора (1 отбеливающий комплекс «5 минут» + 1 зубная паста Natural White), получают в подарок 1 зубную пасту Natural White (5%)
8 наборов (1 отбеливающий комплекс «5 минут» + 1 зубная паста Natural White), получают в подарок 1 отбеливающей комплекс «5 минут» Natural White (10%)



DentExpert

система управління стоматологічної клінікою

Непревзойденный сервис для клиентов:

- штрих-кодовые или магнитные карточки клиентов;
- обслуживание корпоративных и VIP-клиентов;
- гибкая система расчетов (корпоративный счет, оплата страховых компаний, кредиты, скидки);
- автоматическая рассылка приглашений на профосмотр.

**Высокий уровень автоматизации:**

- автоматизация полного цикла работ в клинике;
- единая база диагнозов, типовых услуг, ведение планов лечений;
- полный учет, анализ расхода и планирования закупок материалов на складе (3 вида складов);
- ведение счета под каждого клиента и платильщика, автоматическое создание актов выполненных работ;
- учет работы персонала и начисление зарплаты;
- полный анализ работы клиники руководителем.

Гибкость, производительность и простота использования:

- настройка рабочего места только под нужные функции;
 - всегда сетевая версия, производительный SQL-сервер;
 - выбор комплектации по желанию заказчика из набора:
- Регистратура, Клиника, Бухгалтерия, Склад, Руководитель.

Полный сервис для заказчиков:

- внедрение "под ключ" с обучением персонала, адаптацией и настройкой под заказчика - бесплатно;
- техподдержка и сопровождение (выезд к заказчику в Киеве в течение 1 часа).

Элитные клиники Києва выбирают DentExpert

ООО "Академия Информационных Технологий". Украина, Киев, ул. Январского Восстания 11а, оф. 43.
тел. (+380 44) 280-7908, (+380 44) 209-1257, факс. (+380 44) 280-7908 www.ait.org.ua e-mail soft@ait.org.ua

КОНМЕТ
СИСТЕМА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

ПРИГЛАШЕНИЕ**Мастер-класс**

«Синхронизация ортопедического, лабораторного и хирургического этапов при использовании имплантационной системы «КОНМЕТ»

Проводится в рамках ежегодного стоматологического съезда «Клуб имплантологов»

Мастер-класс
проводят:

Ремов А.Ю. Хирург-имплантолог
(Центр дентальной имплантации, г. Москва)
Кузенков С.В. Зубной техник
(Центр дентальной имплантации, г. Москва)

АКЦИЯ!!!

Для всех участников мастер-класса **СКИДКА 15%**
на набор инструментов системы дентальных
имплантатов **«КОНМЕТ» + СКИДКА 30%**
на первые десять имплантатов!


Дата и место
проведения: 12 октября г. Одесса, Французский
бульвар 59, санаторий «Белая акация»

Прием заявок:

тел.: 062 49 234 67
e-mail: info@megamed.dn.ua



ООО «Мегамед»
представитель «КОНМЕТ» в Украине

**План образовательных программ
на второе учебное полугодие 2006 г.****Спецкурс для начинающих бизнесменов**

18-20 сентября	«Как создать стоматологическую клинику «с нуля»
----------------	---

Для руководителей стоматологических клиник

7-8 октября	Организация и обеспечение работы стоматологической клиники имплантологического направления
-------------	--

11-12 ноября	Организация и обеспечение работы стоматологической клиники ортодонтического направления
--------------	---

тематические семинары

19-20 октября	«Практическая конфликтология»
---------------	-------------------------------

23-24 ноября	«Формирование имиджа организации»
--------------	-----------------------------------

9-10 декабря	«Профессиональная продажа медицинских услуг»
--------------	--

психологический тренинг

3-5 ноября	«Эффективное лидерство»
------------	-------------------------

Для практикующих врачей-стоматологов**цикл психологических тренингов**

21-23 сентября	«Мастерство эффективной коммуникации»
----------------	---------------------------------------

26-27 октября	«Ребенок на приеме у врача-стоматолога»
---------------	---

1-3 декабря	«Успешная самопрезентация – ключ к успеху»
-------------	--

Для имплантологов и хирургов-стоматологов**семинар-практикум**

30 сентября – 1 октября, 25-26 ноября	«Современный взгляд на имплантологию и методы компьютерного планирования»
---------------------------------------	---

Для администраторов стоматологических предприятий

11-15 сентября, 13-17 ноября	«Школа администраторов» (базовый курс)
------------------------------	--

Для ассистентов врача-стоматолога

25-29 сентября, 6-10 ноября	«Школа ассистентов» (базовый курс)
-----------------------------	------------------------------------

17-18 октября	Мастер-класс для ассистентов врача-стоматолога
---------------	--

Спецкурсы

2-6 октября, 11-15 декабря	«Гигиенист стоматологический» (базовый курс)
----------------------------	--

24-25 октября	Мастер-класс для гигиенистов стоматологических
---------------	--

8-10 октября, 4-8 декабря	«Старшая медицинская сестра стоматологической клиники»
---------------------------	--

2-6 октября, 11-15 декабря	«Гигиенист стоматологический» (базовый курс)
----------------------------	--

Выездные тренинги

«Эффективное управление временем»	
-----------------------------------	--

«Тренинг партнерского общения»	
--------------------------------	--

«Создание сплоченной команды»	
-------------------------------	--

«Созидательная сила конфликта»	
--------------------------------	--

Современный взгляд на имплантологию
и методы компьютерного планирования

**Планирование
успеха имплантации**

30 сентября – 1 октября 2006 года

Показания и противопоказания
к протезированию на имплантатах

Специализированные программы для
компьютерного планирования

Факторы успеха дентальной
имплантации

Проведение имплантации при
осложняющих клинических условиях

Предварительная регистрация
по тел.: (044) 404 69 59, (044) 404 15 85

При регистрации до 22 сентября участникам
предоставляется скидка 5%

**Спецкурс для начинающих
бизнесменов****Как создать
стоматологическую
клинику «с нуля»**

18-20 сентября 2006 года

Все, что нужно знать
об организации и работе
клиники, – от регистрации
до мотивации персонала

Предварительная регистрация
по тел.: (044) 404 69 59, (044) 404 15 85

При регистрации до 12 сентября участникам
предоставляется скидка 5%

**Heraeus
Kulzer**
Laboratory Products Division

ЧАСТНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ «KuSto»
ПРОВОДИТ МАСТЕР-КЛАССЫ НА ТЕМУ:

**«Воссоздание цвета и формы в керамике
с использованием керамической массы
HERACERAM»**

Приглашаем
в нашу школу
творчества
и мастерства!

МАСТЕР-КЛАСС ПРОВОДИТ ТЕХНИК
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ ШАХОВАЛОВ О. А.
ПО ОКОНЧАНИИ ВСЕ КУРСАНТЫ ПОЛУЧАЮТ
СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСОВ.

Занятия проводятся
2 раза в месяц.
Не упустите свой шанс!

Все вопросы организации и посещений:
Кудринецкий Виктор Владимирович, компания «KuSto»
Тел.: (044) 599-51-52, факс 483-36-48; Моб. 8-050-384-05-60
e-mail: viktor_457@svitonline.com



Уважаемые ортодонты!


Компания ООО «Орто-Медина» приглашает Вас принять участие в учебном семинаре на тему: «Использование микроимплантов в лечении зубочелюстной аномалии». Дата проведения – 28 сентября 2006 года.

Для проведения семинара приглашен президент компании «Dentos», известный профессор Национального Университета Кунпуг (Южная Корея), заведующий отделением ортодонтии Dr. Hee-Moon Kyung, который впервые разработал специальные микроимпланты (Absoanchor) для использования исключительно в ортодонтических целях и модифицировал верхнюю часть (супраструктуру) импланта.


Программа семинара:

Часть I

1. Введение.
 2. Обзор литературы и история развития микроимплантов.
 3. Введение в новейшие типы микроимплантов Absoanchor (Dentos).
 4. Case presentations:
 - Корпусная ретракция верхних передних зубов;
 - Коррекция перекрестного прикуса;
 - Ретракция всего зубного ряда;
 - Коррекция моляров;
 - Исправление срединной линии;
 - Асимметричное удаление зубов;
 - Опора для эластичных межчелюстных тяг;
 - Исправление наклонов корней моляров (uprighting);
 - Интрузия моляров;
 - МПА при лингвальном ортодонтическом лечении.
 5. Рассмотрение клинических этапов:
 - Хирургические процедуры;
 - Успех и неудачи.



Диаметр: 14 - 16 mm



Каждому слушателю по окончании семинара будет вручен сертификат компании «Dentos»

Также приглашаем Вас принять участие в следующем семинаре из цикла «Новые направления в ортодонтии: Orthotropics», который состоится 28 октября 2006 года с участием почетного члена Британской Стоматологической Ассоциации Prof. John Mew.

Соудебтельство о Государственной регистрации МОЗ Украины № 5214/2006 от 26.05.2006 г. и № 5215/2006 от 26.05.2006 г.

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ





VI МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА МАСТЕР-КЛАССА
6th INTERNATIONAL MASTER-CLASS EXHIBITION



УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САЛОН

UKRAINIAN INTERNATIONAL DENTAL SHOW

ОСЕНЬ 2006/AUTUMN 2006



17-19 ОКТЯБРЯ/ОСТОВЕР

МВЦ, Броварской проспект, 15, Киев, Украина
IEC, 15, Brovarsky prospect, Kyiv, Ukraine

Организаторы / Organized by:



ПРЕМ'ЄР ЕКСПО, вул. Пимоненка, 13-б, Київ, Україна, 04050
тел: +380 44 451-4160, факс: +380 44 451-4161
e-mail: Dental@pe.com.ua, www.pe.com.ua


При поддержке:
МІНІСТЕРСТВО ОХОРИНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДІЛІГЕНТНА СІРІЯ
ПРАВЛЕНОСТІ ГОСУДАРСТВОНОВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМІТЕТ БЕЗХВОДНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПО ВОПРОСАМ
ОХОРИНИ ЗДОРОВ'Я, МАТЕРІНСТВА І ДІТСТВА



Офіційний
інформаційний спонсор: **ДЕНТАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ**

Інформаційна підтримка:
СУЧОСНА
ІНФОРМАЦІЯ
ІСІ
ФІС
Аптека
СТОМАТОЛОГ
ІнфоДент
ІнфоДент
ІнфоДент

ОБЛАДНАННЯ Б/В / РОБОТА



Продається стоматологічна установка RITTER 2000 г.

Комплектація:

- Программное кресло
- сенсорное управление
- мощный светильник с плавной регулировкой интенсивности
- турбина/турбина + свет/микромотор + свет/скалер
- точная регулировка оборотов с индикацией на цифровом дисплее
- полнофункциональный пульт ассистента
- сенсорная педаль

цена 6 000 \$ торг

тел. 8 050 454 2925

Стоматологическая установка б/у
“Siemens Sirodont 2”

на 7 инструментов
в комплекте с наконечниками.
Производитель – Германия
1350 Евро



Автоклав б/у MELAG 28-29 – 400 Евро

ЧП «МедТехСервис»
ул. И.Франка, 12, г. Мукачево, Закарпатская обл. 89600
Тел/факс: (03131) 5-46-24, 8 (050) 504-85-31;
E-mail: medtechservice@hotmail.ru;
dental-mts@mk.ukrtelecom.net
www.medtechservis.com



«Обладнання б/в»

Продую фотополімерну лампу «Blue Dent» б/у в отличном состоянии.
Tel.: 8 (050) 968-00-34, Алена

Продую стомат установку б/у с компрессором (кресло «Chirana»), микромотором «Siemens».
Tel.: 8 (044) 264-76-28, 8 (067) 500-43-76

Продую установку «Ergostar SU 90» в хорошем состоянии: 2 турбины, 2 микромотора, блок ассистента, компрессор, слюноотсос. Цена \$2000
т: 8 067 679 35 66

Продую рентген-аппарат «Prodental» передвижной, бокс для проявки, пленка, 2 защитных фертука, аппарат с полным комплектом документов, на гарантии.
т: 8 067 367 33 88

Продую установки: «Sirona M1», «Planmeca 2002»
т: 8 067 271 01 40

Продаю лампу «Heliolux GTE Vivadent» в рабочем состоянии
автоматизированный ДЭ-4-02 «ЭМО» с запчастями
т: (044) 572 55 12
8 050 171 63 71

Продаю установки «Dent Sun» – 2 шт.
т: (044) 528 41 79

Продаю лампу «Litex tm 680 Dentamerica», 120 у.е.
т: 8 096 702 19 72

Продаю установки: «Planmeca 2000» (5 модулей, все со светом, укомплектована), «Dental Alfa» (Италия, встроенный компрессор, м.м. «Bintl», пьезоскалпер, турбина, монитор, светильник «Faro»)
т: 044 450 86 78

«Робота»

СРОЧНО!!! В стоматологический центр ИНКОДЕНТ на постоянную работу требуется врач-стоматолог с опытом работы от 3-х лет и выше, владеющий современными методиками лечения и технологиями. Гарантируем стабильность и достойную оплату.
Тел. 8 (044) 540-18-47, моб. 8 (067) 447-21-82, inkodent@voliacable.com

Стоматологическая клиника в г. Киеве (м. Левобережная) приглашает на работу врачей-стоматологов (опыт работы от 3 лет), медсестру.
Тел. 8 (044) 541-10-30

Требуется ассистент врача-стоматолога. Срочно. Можно без опыта работы.
Тел.: 8 (044) 538-13-30, 522-91-69

В стоматологический центр требуется администратор . Требования : киевская прописка, быстрая обучаемость, желательен опыт работы ассистентом стоматолога.
Занятость: 15 раб. дней в месяц. Оплата достойная. Гарантируем стабильность.
Тел. 8 (044) 540-18-47, e-mail: inkodent@voliacable.com
Моб. 8 (067) 260-25-28, Константин Анатольевич,
Моб. 8 (067) 447-21-82, Инна Александровна.

В стоматологический центр на постоянную работу требуются курьеры (студенты 2-3 чел.) для распространения рекламной продукции. Проживание в р-не Воскресенки, Троицкого. Требования: киевская прописка, честность, ответственность.
Тел.: 8 (044) 540-18-47, моб. 8 (067) 447-21-82, inkodent@voliacable.com

Клиника «Авантаж плус» требуются:
– врач-стоматолог-ортопед: до 40 лет, пол м/ж, ОР по специальности не менее 5 лет.
– ассистент врача-стоматолога: до 27 лет, пол - женский, образование – медицинское среднее, ОР в стоматологии необязательен.
– зубной техник: до 32 лет, опыт работы не менее 3 лет, дополнительное обучение гарантировано.
Тел.: 8 (044) 451-40-60(61)

В залитую стоматологическую клинику на конкурсной основе требуется высококвалифицированный врач-стоматолог (реставрация, эндодонтия). Для собеседования необходимо: резюме, фотографии работ, рентген-снимки, рекомендации. Материалы высылать в электронном виде по адресу alenta@abc.kharkov.ua (скжатые файлы), либо: ООО "Фирма Альянта", ул. Металлистов, 2, г. Харьков, 61001 (на CD/DVD).

Приглашают на работу:
• детского стоматолога
• стоматолога-терапевта-эндодонта
о/р от 5-ти лет, категории по специальности
8 050 355 45 71
www.med-harmony.com

Стомат. клиника приглашает на работу врача-стоматолога на смешанный приём,
оплата 25%
т.: (044) 423-87-30, 8 067 960-12-23

Требуется менеджер по продажам стомат. материалов
т.: (044) 205 36 54, 209 09 27

Стомат. клиника приглашает на работу:
– врача-терапевта-эндодонта,
– терапевта-реставратора,
– ассистента стоматолога,
– санитарку.
т: (044) 574 53 51, 573 10 65

Потрібен лікар-стоматолог у приватну стомат. клініку в м. Тернопіль (змішаний прийом)
т: 8 0352 24 05 05

Приглашают ассистента врача-стоматолога
т: (044) 572 81 91, 8 050 929 18 95

Стоматологической клинике на постоянную работу требуются врачи-стоматологи и медсестры. Заработка плата высокая.
т: (044) 417 75 48

Грабар Роман Богданович
Зубний техник
Шукав роботу у м. Львов
Металопласмаса, цінолігіт, тимчасові капі, вкладю, знімне протезування.
т. 8 067 697-58-91

серпень 2006

«Ділові контакти»

Профессиональная заточка хирургических сверл для всех систем стоматологической имплантации. Вы получаете полностью восстановленное сверло за 40% его стоимости!
Tel. 8 (044) 501-12-31 ООО "Андромедика", г. Киев.

Продажа готового бизнеса в центре г. Киева.
Две стоматологические установки, рентген-аппарат, стерилизация, лицензия, комната отдыха, холл.
Цена: 40 тыс. евро.
Tel. 8 (067) 443-20-22

«Сервісне обслуговування»

Ремонт муфельных и вакуумных печей, технических моторов и прочего лабораторного оборудования.
Tel. 8 (050) 170-04-35,
ЧП Малиенко Анатолий Николаевич, г. Киев
e-mail: badman@ukr.net

Профессиональный ремонт стоматологических наконечников и з/т моторов. Широкий спектр различных запасных частей.
г. Мукачево
Tel./факс (03131)-5-46-24,
моб. 8 (050) 5048631; www.medtechservis.com

«Попит»

Возьму в аренду или куплю стоматологический кабинет
т: 8 067 264 48 25
8 050 580 25 03

Куплю стоматологическую клинику в г. Киеве. Обязательное условие – право собственности на помещение.
тел.: 8 067 403-0212

Журнал «Навігатор стоматології»
видався з 14 лютого 2005 р.
Свідкотво про реєстрацію КВ 9505
від 14.01.2005 р.
Виходить щомісячно.
Розповсюджується по всій території
України безкоштовно.

Відповідальний за випуск:
Бондарчук Наталія, моб. тел. 8 (067) 5028858
Засновник:
Крижановський Олексій, моб. тел. 8 (067) 4030212

Адреса редакції:
Україна, 02068, м. Київ,
вул. Срібноїльська, 20, к. 306.
моб.: 8 (067) 502-88-58
моб.: 8 (067) 403-02-12
моб.: 8 (067) 497-39-96
e-mail: nat@navistom.com.ua

Наклад: 10000 прим.
Друк: ТОВ "Новий друг"
м. Київ, вул. Магістральна, 1
Номер підписано до друку: 14.08.2006

design by NRG®

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА:

- Після початку виконання замовлення будь-якій перерахунок замовлення та відшкодування витрат не передбачається.
- Редакція залишає за собою право вибіркового контролю інформації, поданої клієнтом у рекламах.
- Редакція не несе відповідальність за зміст реклами, оголошень і статей та може їх публікувати не підлялючи погляд автора.
- Матеріали не рецензуються і не повертаються.
- Відповідальність за зміст реклами та стилістичне оформлення рекламних матеріалів несе рекламодавець.
- Передрук матеріалів журналу без згоди редакції заборонено.

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

РІЗНЕ

Приватне підприємство «Сіті Сайт»

Київ, 01015, вул. Лейпцигська, 16
Тел.: (044) 254 3130
Тел.: (044) 501 0192
Тел./факс: (044) 254 5611
e-mail: license@optima.com.ua

Ми полегшимо тягар Ваших турбот!

РЕЄСТРАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ОТРИМАННЯ НОВИХ ЛІЦЕНЗІЙ

- на виробництво лікарських засобів, оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами
- на медичну практику
- на реалізацію наркотичних засобів та прекурсорів
- на дезінфекційні роботи

ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ КОПІЙ ЛІЦЕНЗІЙ

- у зв'язку з відкриттям нових підрозділів або їх ліквідацією
- у зв'язку зі зміною юридичної адреси
- у зв'язку з впровадженням нового виду діяльності

ОТРИМАННЯ ДУБЛІКАТУ ЛІЦЕНЗІЇ

- у зв'язку з втратою та інше

ПРИСКОРЕННЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

- У вартість послуг (492 грн*, у т.ч. ПДВ) входить:
- вустріч документів (поштою чи транспортом)
 - перевірка та підготовка документів
 - супроводження документів
 - відправка документів замовнику
 - консультації

Заощаджуйте свій час та гроши!

* базова вартість

«НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ»

НАПІД АДРЕСА: Україна, 02068, м. Київ,
вул. Срібноїльська, 20, к. 306.
nat@navistom.com.ua

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ

на безкоштовне отримання журналу

Отримувач (П.І.Б., або назва підприємства)

Повна адреса

телефон

E-mail

факс

Web-site

МЕНЕ ЦІКАВИТЬ ІНФОРМАЦІЯ З ТАКИХ ГАЛУЗЕЙ СТОМАТОЛОГІЇ, ЯК:

терапія

хірургія/імплантологія

зуботехнічна справа

ортопедія

ортодонтія

інше

ПРОШУ БЕЗКОШТОВНО РОЗМІСТИТИ МОЄ ОГОЛОШЕННЯ

МОЇ ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО РОЗВИТКУ ЖУРНАЛУ

ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОТРИМАННЯ ЖУРНАЛУ ПРОСИМО ВАС ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАЛОГУВАТИ ЙОГО ДО РЕДАКЦІЇ

VERY-BEST



VISIBLE LIGHT CURE COMPOSITE RESIN-BASED DENTAL RESTORATIVE MATERIAL

IN SYRINGES

WITH BONDING SYSTEM

TYPE 2 COMPOSITE • RADIOPAQUE

- HYBRID COMPOSITE
- STANDARD KIT 001-010
- CUSTOMIZED KIT 001-011

CONTENTS:

- 7x4.5 ml Light Cure Composite Syringes
- 7.5 ml Light Cure Dentin/Enamel Bonding Resin
- 7.5 ml Etchant Liquid
- Brushes
- Brush Holder
- Mixing Pad
- Instructions

AVAILABLE SHADES:

- | | |
|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> A1 | <input type="checkbox"/> C1 |
| <input type="checkbox"/> A2 | <input type="checkbox"/> C2 |
| <input type="checkbox"/> A3 | <input type="checkbox"/> Universal Opacifier |
| <input type="checkbox"/> A3.5 | <input type="checkbox"/> Light Opacifier |
| <input type="checkbox"/> B2 | <input type="checkbox"/> Light Yellow Opacifier |
| <input type="checkbox"/> B3 | <input type="checkbox"/> Light Gray Opacifier |
| <input type="checkbox"/> B4 | <input type="checkbox"/> Gray-Brown Opacifier |
| <input type="checkbox"/> D4 | <input type="checkbox"/> Incisal |

This product is recommended for Class III and Class V restorations and for limited use in Class I restorations in premolars and selected Class IV restorations where esthetics is of primary importance.

- STORE AT 22° F (22° C)

VERY-BEST

E-mail: dental@gol.ge
Made in USA

меловидний оттенок.

5. Применение

Нанесите тонкий однообразный слой бондинговой резины светового отверждения на проправленную поверхность зуба и отверждайте с помощью света около 15-20 секунд. Потом выберите соответствующий оттенок VERY - BEST. Приложите композиционную пасту светового отверждения выбранного оттенка и нанесите неметаллическим инструментом. Можете использовать прозрачную лентовидную матрицу.

6. Время светового отверждения

Для яркого оттенка 40 минут (A1, A2, C1).

Для темного оттенка 60 минут (A3, A3.5, B2, B3, B4, C3, D4).

7. Завершение обработки

Контуры сделайте с помощью тонкого алмаза, камня или бора. Полируйте диском или резиновым полировальным инструментом. Интерпроксимальные окончания обработайте тонкозернистым штирипсом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Очень важно, что проправленная эмаль не был загрязнён каким-нибудь фактором. Если всё-таки случится загрязнение, повторяйте проправление, прополоскайте водой и осушите. Следует избегать контакта проправки с кожей и слизистой оболочкой. Если это случится, тщательно промойте большим количеством воды. В случае попадания в глаза, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

- Срок годности VERY - BEST 3 года, если хранить при 23°C (-5°C) и использовать как следует. В ходе использования закрыть шприц немедленно, чтобы избежать отверждения композиционного материала светом.

СПИСОК ДАННИХ О ПРЕДОХРАНЕНИИ МАТЕРИАЛОВ

СЕКЦІЯ I - ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Хіміческе название: Бісфенол А Дигліcidил Метакрилат, Триетилен Глікол Диметакрилат в неорганическом наполнении.

Торгове ім'я чи синонім: VERY - BEST Композиціонний матеріал светового отверждения на резиновій основі.

Хіміческа сем'я: Метакрилаты.

Формула: Термостатическая Акрильная резина (H2C=(CH3)CO2CH2CH2OCH2).

СЕКЦІЯ II - ВРЕДНІ ДИГІДІЕНТИ

Бісфенол А Дигліcidил Метакрилат, Триетилен Глікол Диметакрилат в неорганическом наполнении.

Величина Порогового предела: не представлена (Н/П).

СЕКЦІЯ III - ФІЗИЧЕСКІ ДАННІ

Точка кипіння (°F): Н/П.

Парове давлення (mm Hg): Н/П.

Парова плотність (Air=1): Н/П.

Процентне непостійство вместимості: Н/П.

Наружність і запах: Густа паста з 7-ю оттенками з легким резиновим запахом. Связывающий агент является жидкостью ярко-желтого цвета с легким резиновым запахом.

Растворимість в воді: незаметно.

Гравітаційна маса: Н/П.

Показатель испарения: Н/П.

СЕКЦІЯ IV - ДАННІ О ВРЕДНОСТІ ОГНЯ И ВЗРЫВА.

Точка воспламенения: Вище 240°F (116°C).

Огнеступітливість медіа: Пена Карбона Діоксида или сухі хімікати.

Необычный огонь и взрыв: Нет.

СЕКЦІЯ V - РЕАКТИВНІ ДАННІ

Стабільність: Стабільно.

Ізбегатильные кондиции: Высокая температура; Пролонгированное хранение при 35°C; Прямые солнечные лучи; Свет высокой интенсивности.

Несовместимость: Крепкая кислота; Пероксиды и другие оксидазные агенты.

Вредные разлагающие продукты: Карбон Моноксид и Диоксид, Гидрокарбони с низким молекулярным весом и органические кислоты.

Вредная полимеризация: Может существовать.

Ізбегатильные кондиции: Свет, открытые пламя, загрязнение, прополированное хранение при 35°C (100°F).

СЕКЦІЯ VI - ДАННІ О ВРЕДНОСТІ ДЛЯ ЗДОРОВЯ.

Кожа, ефекти передозировки: Может вызвать иритацию кожи.

Кожа, первичная скорая помощь: Промойте мылом и водой. Если иритация остается, употребляйте медикаментозные средства.



ZOOM2



Эксклюзивный представитель в Украине фирма "Крым-Медмаркет"
Центральный офис: 95006 АР Крым, г. Симферополь, ул. К.Маркса, 49
тел/факс: (0652) 24-80-24, 24-85-62
по вопросам приобретения обращаться в сеть магазинов фирмы
"Крым-Медмаркет" МЕДТЕХНИКА